Tel: +1 (519) 884-5142
Fax: +1 (519) 884-5184
Toll Free: +1 (877) 634-6340
Global: +(800) 634-634-00

***Passive reflective spheres for use with spatial measurement systems***

Indications

Designed for use as devices to assist in auto-registration and localization during computer-assisted manipulations / therapies.

Do not resterilize. Resterilization may not be effective and may affect accuracy.

Do not use if sterile packaging is damaged.

1.Place the sphere on the alignment pin and press until it clicks.

2. If the reflective surface is damaged or covered with foreign matter, replace the sphere before use.

3. Do not replace the sphere while the instrument is in the patient's body.

4. To remove / detach a sphere, grab it at the base and pull it up.

WARNING: US Federal Law prohibits the sale of this product at the request of a physician.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Логотип компании NDI

Пассивные отражающие сферы для использования с системами пространственных измерений

Назначение изделия

Предназначены для использования в качестве принадлежности для помощи в авторегистрации и локализации при проведении компьютерно-ассистируемых манипуляций/терапий.

Не стерилизовать повторно. Повторная стерилизация может быть не эффективной и может влиять на точность.

Не использовать если стерильная упаковка повреждена.

1. Моместите сферу на установочный пин и нажмите до щелчка.
2. Если отражающая поверхность повреждена или покрыта посторонним веществом, замените сферу перед использованием.
3. Не заменяйте сферу если инструмент находиться в теле пациента.
4. Чтобы удалить/отделить сферу, возьмите её у основания и потяните вверх.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Федеральный закон США запрещает продажу этого изделия по запросу врачу.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru