СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра

здравоохранения Республики

Беларусь

_____ Б.Н.Андросюк

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МедОстров»

_____ М.А.Мамонов

«____»_____2022 г.

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ

Инструкция по применению

Согласовано

Заместитиель директора

РУП «Центр экспертиз и испытаний

в здравоохранении»

_____М.И. Злотникова

«11» 04 2022г.

Согласовано

Директор ГУ» Республиканский научно-

практический центр пульмонологии и

фтизиатрии»

_____Г.Л. Гуревич

«22» 03 2022г.

Согласовано

Главный врач УЗ «Витебская областная

Клиническая больница»

_____Е.Л. Матусевич

«28» 03 2022г.

Согласовано

Главный внештатный специалист

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь по _____

_____С.Ф. Южик

«02» 03 2022г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ

- модель «ММ3IIR»: маска медицинская 3-х слойная, тип IIR.

изготовлены в соответствии с ТУ BY 193420334.001-2020

Маски изготавливаются следующих типов по классификации согласно ГОСТ Р 58396:
- тип I – маски, предназначенные для пациентов и населения для снижения риска распространения инфекции (не для использования медицинским персоналом);
- тип II – маски, предназначенные для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля;
- тип IIR – маски, предназначенные для использования медицинским персоналом в операционных и в медицинских помещениях с высокой вирулентной нагрузкой.

Маска состоит из: 2 слоя спанбонда плотностью 15-25 гр/м2 каждый, 1 фильтрующий слой (Мельтблаун или BFE95) плотностью 15-30 гр/м2, резинка в полиэфирной оболочке, проволока стальная в ПВХ-оболочке

Маски должны применяться в соответствии с их назначением.
Маски являются изделиями однократного применения, поэтому повторное их использование не предусматривается.

Медицинские маски предназначены для ограничения передачи инфекционных агентов. Медицинская маска с соответствующим микробным барьером также может эффективно способствовать сокращению выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами. Маски являются изделиями однократного применения, поэтому повторное их использование не предусматривается.

Способ применения: вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки. Расположить маску горизонтально перед лицом, удерживая ее за резинки. Заводя резинки за уши надеть маску на лицо так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской. После использования снять маску и утилизировать согласно действующим предписаниям.

Выпускается универсального размера, с различными показателями толщины, цвета.
Хранить в сухом месте при температуре от -10 С до +35 С.
Срок хранения 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.
Дата производства и срок годности указаны на упаковке.

Изготовитель:
ООО «МедОстров» УНП 193420334 г. Минск.
Пер. 1-ый Твердый, д. 7, к. 105. 8-017-338-63-83, 388-63-84.
Адрес производства: г. Минск, ул. Налибокская, д. 36-28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru