Инструкция по применению ru

ETHICON™ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ВОСК ДЛЯ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ

– СТЕРИЛЬНО –

ОПИСАНИЕ

Хирургический воск для костных тканей ETHICON™ представляет собой стерильную смесь пчелиного воска, парафина и изопропилпальмитата – добавки для смягчения воска. Он непрозрачен и имеет запах воска.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Хирургический воск предназначен для остановки кровотечения из рассеченных, просверленных или расщепленных краев костной ткани путем механического закупоривания костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры.

ДЕЙСТВИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение хирургического воска для костных тканей приводит к остановке местного кровотечения из костной ткани за счет создания механического барьера (тампонады). Он не обладает биохимическим действием и не рассасывается.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует использовать хирургический воск в случаях, когда требуется быстрая регенерация и сращение костной ткани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Предохраняйте хирургический воск от чрезмерного тепла.

Следует использовать только минимально необходимое количество хирургического воска и удалять все излишки из области хирургического вмешательства.

Хирургический воск может подавлять остеогенез и создавать механическое препятствие для процесса заживления.

Упаковку с хирургическим воском следует открывать непосредственно перед использованием с тем, чтобы свести к минимуму возможность заражения и чрезмерного высушивания материала.

Не стерилизовать и не использовать повторно. Повторное использование устройства (или его частей) может создать риск разрушения устройства, что способно привести к неправильной работе устройства и перекрестному заражению, что в свою очередь может привести к инфекции или передаче болезнетворных организмов через кровь пациентам и врачам.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Неблагоприятные реакции, вызванные применением этого материала, включают слабые воспалительные реакции в ткани, прилегающей к месту имплантации, и замедление остеогенеза. Как любое другое инородное тело, хирургический воск может обострить уже имеющуюся инфекцию.

ДОЗЫ И СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ

Хирургический воск следует использовать сразу после извлечения из упаковки. Хирургический воск согревают до получения нужной консистенции путем разминания пальцами с соблюдением асептики. Затем размягченный воск накладывают на края кости с учетом хирургических показаний и предпочтений хирурга.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Хирургический воск поставляется стерильным в индивидуальных конвертах из фольги, содержащих по 2,5 г, и запечатанным в отдельный полиэтиленовый пакет.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Хирургический воск стерилизован облучением. Не стерилизовать повторно. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. Вскрытый неиспользованный хирургический воск подлежит утилизации.

ХРАНЕНИЕ

Особых условий хранения не требуется. Не использовать после истечения срока хранения.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЯРЛЫКАХ И ПРИ МАРКИРОВКЕ

	Не использовать повторно		Внимание
	Использовать до – год и месяц		Производитель
	Стерилизовано облучением		Число пакетов в коробке
	Номер партии		Номер по каталогу
	Знак сертификации «CE» и идентификационный номер уведомленного органа. Изделие отвечает основным требованиям директивы о медицинском оборудовании 93/42/ЕЭС		
	Официальный представитель в ЕС		

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

BONE WAX

BRRM7905

08/2019
BRRM7905
LAB100481002SV3

CE 2797

ar شمع عظم جراحي

cs CHIRURGICKÝ KOSTNÍ VOSK

da KNOGLEVOKS

de KNOCHENWACHS

el ΚΕΡΙ ΟΣΤΟΥ

en BONE WAX

es CERA PARA HUESOS

fi LUUVAHA

fr CIRE À OS

hu CSONTVIASZ

it CERA PER OSSA

nl BEENWAS

no BEINVOKS

pl CHIRURGICZNY WOSK KOSTNY

pt CERA PARA OSSOS

ru ХИРУРГИЧЕСКИЙ ВОСК ДЛЯ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ

sk KOSTNÝ VOSK

sv BENVAX

tr KEMİK MUMU

zh-cn 骨蜡

zh-tw 骨蠟

EC REP
Johnson & Johnson Medical GmbH
Robert-Koch-Strasse 1
Norderstedt
22851
Germany

ETHICON, LLC
475 C Street
Los Frailes Industrial Park
Suite 401
Guaynabo
Puerto Rico 00969
USA
1-877-ETHICON
+1-513-337-6928

© Ethicon, Inc. 2008

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru