Инструкция по применению

- **Поместите ортодонтический корректор в полость рта, вырезом в передней части бампера вверх**
- **Вырез в передней части бампера должен находиться посередине между верхними резцами - это его нормальное положение в состоянии покоя**
- **Сомкните губы и дышите носом**

Носите ортодонтический корректор ежедневно – не менее часа днем и всю ночь во время сна!

Если ночью ортодонтический корректор выпадает изо рта, увеличьте время дневного ношения аппарата, т.к. для перестройки мышечной функции потребуется некоторое время. Затем можно постепенно снизить его до часа в день, и уже через полторы-две недели вы можете спать с ортодонтическим корректором всю ночь. Если по каким-либо причинам ночное использование ортодонтического корректора невозможно, увеличьте время дневного ношения.

Первые положительные сдвиги , связанные с нормализацией функции мягких тканей, будут заметны уже через несколько недель. Сроки использования ортодонтического корректора (от 8 до 12 месяцев) назначаются лечащим врачом индивидуально. Строго следуйте его рекомендациям и указаниям. Лечение должно проходить только под наблюдением врача!

Внимание!!!!

- ортодонтический корректор при ношении НЕ ЖЕВАТЬ! НЕ ПЕРЕДВИГАТЬ ЧЕЛЮСТЯМИ! НЕ ПЫТАТЬСЯ РАЗГОВАРИВАТЬ!!!

- ортодонтический корректор при использовании НЕ СГИБАТЬ! НЕ РАЗГИБАТЬ!

- ортодонтический корректор при ношении НЕ СЖИМАТЬ ЧЕЛЮСТЯМИ! рот должет быть закрыт, ГУБЫ СОМКНУТЫ!

Уход за ортодонтическим корректором

После каждого использования промывайте ортодонтический корректор под струей прохладной воды. Периодически очищайте ортодонтический корректор **мягкой** зубной щеткой и пастой, можно использовать мыльный раствор. При очистке ортодонтический корректор не деформировать, не сгибать, не разгибать. **НЕ КИПЯТИТЬ! Дезинфицирующие растворы НЕ ПРИМЕНЯТЬ!**

Храните ортодонтический корректор в пластиковом контейнере, в недоступном для домашних животных месте.

При обнаружении механических повреждений ортодонтического корректора обратитесь к лечащему врачу.

МНОГОЛЕТНИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОДТВЕРДИЛ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ КОРРЕКТОРОВ.

Срок хранения: 10 лет

President
Leslie B. Stivers

ORTHO-TAIN, INC. CORPORATE SEAL 1988 PUERTO RICO

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru