(Инструкция по применению)

URGO Coricide Пластырь мозольный - Защита и лечение твердых и мягких мозолей и натоптышей.

Пластыри в индивидуальной упаковке.
Способ применения: Наносить пластырь ежедневно после мытья ног в теплой воде, желательно перед сном. Наносить на поврежденный участок, избегая касания здоровой кожи.
Противопоказания:
Пластыри нельзя использовать:
- при аллергии на салицилаты, пчелиный воск или другие компоненты, входящие в состав пластырей;
- на инфицированных мозолях;
- детям до 16 лет
- при артритах, диабете, невропатии, плохом кровообращении и недостаточности периферического кровообращения;
- на раздраженной, инфицированной или покрасневшей коже.

Меры предосторожности при применении:
- Пластырь не следует применять более 24 часов во избежание риска мацерации, что может привести к повреждению кожи и возникновению риска инфицирования.
- Не использовать более 8 дней.
- Если через 8 дней применения улучшения не наступает, то обратитесь к ортопеду.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Изделие содержит раздражающие вещества. Пластырь должен хорошо прилегать к мозолю или к натоптышу. Не использовать за пределами обрабатываемого участка кожи. Лицам, которые не могут самостоятельно наносить пластырь, в том числе пожилым людям, необходимо обратиться за помощью.
- Прекратить применение при возникновении боли.

Перед применением необходимо обратиться за консультацией к врачу в следующих случаях:
- Людям с тонкой кожей и пожилым
- При дерматите стоп
- При пониженной чувствительности ног

- Если лечение неэффективно, несмотря на правильное применение пластырей в соответствии с инструкцией, или если мозоль появляется снова, необходимо обратиться к врачу. Возможно, полезным является установить причину образования мозоли и соответствующим образом устранить ее (корректирующие ортопедические меры для точек давления, смена обуви, и т.д.).
- При возникновении сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Нежелательные явления: Из-за присутствия салициловой кислоты пластырь может вызвать кожные реакции (раздражение, ожоги, аллергические реакции, эритему, шелушение, ощущение жжения, покалывания), особенно при нанесении на здоровую кожу.
При повторном использовании данного изделия, предназначенного для однократного применения, может возникнуть риск инфицирования.
Условия хранения: Хранить при температуре ниже 25°C.
Срок хранения: 36 месяцев.
Состав: Салициловая кислота 32 мг.
Вспомогательные вещества: насыщенные полиглюкозные глицериды, гидрофобный коллоидный диоксид кремния, комплекс хлорофилла и меди.
В комплекте: 6 или 12 пластырей с салициловой кислотой в индивидуальных упаковках.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий:
Представительство закрытого акционерного общества «Miecys» (Литовская Республика) в Республике Беларусь. 220035 г. Минск, ул. Тимирязева д.67 пом. 1626
Тел.: +375 17 235 03 11
info@miecys.by, www.miecys.

Производственная площадка:
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CE 0459

Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru