(Инструкция по применению)

HUMER STOP VIRUS, назальный спрей, Аннотация.

Форма выпуска

HUMER STOP VIRUS — назальный спрей, создающий барьер на пути вирусов в целях профилактики ринита и гриппа. Выпускается в стеклянном флаконе емкостью 15 мл с ручным распылителем.

Механизм действия

Состав спрея **Humer STOP VIRUS** создает кислую среду, обволакивает и увлажняет: раствор HUMER STOP VIRUS образует водную пленку, покрывающую слизистую оболочку носа — основные ворота, через которые вирусы попадают в верхние дыхательные пути. Эта пленка служит ловушкой для вирусов и помогает организму уничтожать их, прежде чем они начнут размножаться.

Состав

очищенная вода, многоатомные спирты (мальтит, глицерин), лимонная кислота, натрия цитрат, мятный ароматизатор, бензалкония хлорид (консервант)

Когда применяют HUMER STOP VIRUS?

• В случае воздействия вирусов ринита* или гриппа*:

• При появлении самых ранних местных симптомов ринита: першения в горле, чиханья, ощущения покалывания в носу, жидких выделений из носа и т. п.

Инструкция по использованию

По 2–3 распыления в каждую ноздрю 3–4 раза в день в течение не более 10 дней. Применять с интервалом не менее 4 часов.

1. Снять защитный колпачок. Держать флакон в вертикальном положении. Ввести насадку в одну ноздрю и зажать другую ноздрю. **2.** Слегка наклонить голову вперед во избежание проглатывания раствора. Распылить один раз в полную силу. Слегка вдохнуть. **3.** Повторить шаги 1 и 2, сменив ноздрю, и так 2–3 раза. **4.** После каждого использования насадку необходимо промыть теплой водой и снова закрыть колпачком.

Спрей **HUMER STOP VIRUS** подходит для лечения детей старше 1 года и женщин в период беременности и грудного вскармливания

Предупреждения/меры предосторожности

• Этот препарат может вызывать ощущение покалывания, поэтому при его использовании для лечения детей младшего возраста следует соблюдать осторожность.

• При первом применении заполнить насадку, несколько раз распылив вне ноздри.

• Соблюдать инструкцию по использованию и применять не дольше 10 дней. Интервал между сеансами применения должен составлять не менее 5 часов.

• Только для назального применения. Хранить в недоступном для детей месте.

• Для достижения оптимального эффекта полость носа перед применением спрея следует осторожно промыть раствором для промывания полости носа. Не сморкаться в течение 10 минут после применения.

• Во избежание риска заражения флакон следует использовать для лечения только одного человека.

• Посоветуйтесь со своим фармацевтом или врачом, если:

- симптомы ринита уже сильно выражены (заложенность носа, головная боль и т. п.) — может потребоваться дополнительное местное или общее лечение;
- симптомы ринита сохраняются дольше 5 дней или усиливаются (заметно повышается температура);
- наблюдаются затруднения или признаки устойчивого раздражения после прекращения использования препарата;
- вам уже проводится местное или общее лечение;
- появились симптомы гриппа (грипп обычно проявляется резким подъемом температуры выше 38°C, выраженной слабостью, болью в мышцах, головной болью и (или) признаками респираторного заболевания, например кашлем).

• Никакие клинические данные не подтверждают снижение риска заражения.

• После вскрытия флакон не подлежит хранению дольше 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности.

• Не выбрасывать флакон с остатками вещества вместе с бытовыми отходами (см. действующие правила утилизации отходов). Пустой флакон подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Картонная упаковка и аннотация после использования подлежат вторичной переработке.

*** Эффективность действия против риновирусов, вирусов парагриппа 3 и вирусов гриппа доказана in vitro согласно методу, описанному в стандарте NF EN 14476**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Противопоказания

• Запрещается использовать для лечения детей младше 1 года.
• Запрещается использовать в случае аллергии на один или несколько ингредиентов.

Простые способы защиты от респираторных вирусных инфекций

1. Избегайте резкой смены тепла и холода.Окружающая среда с резкими перепадами температуры может действовать как фактор стресса и способствовать ослаблению защитных сил организма. Хорошо одевайтесь, выходя на улицу, и не допускайте перегрева помещений, поскольку чрезмерное тепло приводит к хроническому раздражению слизистых оболочек дыхательных путей.

2. Поддерживайте чистоту воздуха в помещении. Для снижения риска заражения вирусами воздушно-капельным путем рекомендуется регулярно проветривать жилые помещения.

3. Избегайте мест большого скопления людей. Распространение вирусов происходит особенно активно в общественных местах в часы пик.

4. Защищайте себя, защищайте близких. Простые меры профилактики позволяют ограничить передачу вирусов:

- мойте руки с мылом и / или дезинфицирующими средствами для рук несколько раз в день, особенно после прочистки носа;
- когда вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос рукой или одноразовой салфеткой. Затем тщательно вымойте руки;
- избегайте объятий и рукопожатий, если вы заболели.

Условия хранения

Не требуется особых условий хранения.

Срок хранения

36 месяцев.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий:

Представительство закрытого акционерного общества «Miecys» (Литовская Республика) в Республике Беларусь. 220035 г. Минск, ул. Тимирязева д.67 пом. 1626
Тел.: +375 17 235 03 11
info@miecys.by, www.miecys.

Производственная площадка:

Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France

Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru