CE 0197
CE Mark

Инструкция по применению
Катетер гемодиализный

Однопросветный					
№	Название продукта	Код	Размер (Fr.)		Длина (см)
1	Катетер гемодиализный	41.02.10109	8.0		10
2	Катетер гемодиализный	41.02.10106	8.0		13
3	Катетер гемодиализный	41.02.10107	8.0		16
4	Катетер гемодиализный	41.02.10108	8.0		20
5	Катетер гемодиализный	41.02.10110	8.0		30
ДВУХПРОСВЕТНЫЙ					
№	Название продукта	Код	Размер (Fr.)		Длина (см)
1	Катетер гемодиализный	41.02.20205	8	Прямой	13
2	Катетер гемодиализный	41.02.20206	8	Изогнутый	13
3	Катетер гемодиализный	41.02.20207	8	Прямой	15
4	Катетер гемодиализный	41.02.20208	8	Изогнутый	15
5	Катетер гемодиализный	41.02.20103	11.5	Прямой	13
6	Катетер гемодиализный	41.02.20104	11.5	Изогнутый	13
7	Катетер гемодиализный	41.02.20106	11.5	Прямой	15
8	Катетер гемодиализный	41.02.20108	11.5	Изогнутый	15
9	Катетер гемодиализный	41.02.20110	11.5	Прямой	16
10	Катетер гемодиализный	41.02.20112	11.5	Изогнутый	16
11	Катетер гемодиализный	41.02.20114	11.5	Прямой	20
12	Катетер гемодиализный	41.02.20116	11.5	Изогнутый	20
13	Катетер гемодиализный	41.02.20407	11.5	Прямой	30
14	Катетер гемодиализный	41.02.20408	11.5	Изогнутый	30
15	Катетер гемодиализный	41.02.20302	12.0	Прямой	13
16	Катетер гемодиализный	41.02.20304	12.0	Изогнутый	13
17	Катетер гемодиализный	41.02.20306	12.0	Прямой	15
18	Катетер гемодиализный	41.02.20308	12.0	Изогнутый	15
19	Катетер гемодиализный	41.02.20310	12.0	Прямой	16
20	Катетер гемодиализный	41.02.20312	12.0	Изогнутый	16
21	Катетер гемодиализный	41.02.20314	12.0	Прямой	20
22	Катетер гемодиализный	41.02.20316	12.0	Изогнутый	20
23	Катетер гемодиализный	41.02.20319	12.0	Прямой	30
24	Катетер гемодиализный	41.02.20320	12.0	Изогнутый	30
ТРЕХПРОСВЕТНЫЙ					
№	Название продукта	Код	Размер (Fr.)		Длина (см)
1	Катетер гемодиализный	41.02.31002	11.5	Прямой	13
2	Катетер гемодиализный	41.02.31007	11.5	Изогнутый	13
3	Катетер гемодиализный	41.02.31004	11.5	Прямой	16

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CE 0197
CE Mark

4	Катетер гемодиализный	41.02.31009	11.5	Изогнутый	16
5	Катетер гемодиализный	41.02.31006	11.5	Прямой	20
6	Катетер гемодиализный	41.02.31010	11.5	Изогнутый	20
7	Катетер гемодиализный	41.02.31011	11.5	Прямой	30
8	Катетер гемодиализный	41.02.31012	11.5	Изогнутый	30
9	Катетер гемодиализный	41.02.32002	12.0	Прямой	13
10	Катетер гемодиализный	41.02.32012	12.0	Изогнутый	13
11	Катетер гемодиализный	41.02.32004	12.0	Прямой	16
12	Катетер гемодиализный	41.02.32009	12.0	Изогнутый	16
13	Катетер гемодиализный	41.02.32006	12.0	Прямой	20
14	Катетер гемодиализный	41.02.32011	12.0	Изогнутый	20
15	Катетер гемодиализный	41.02.32013	12.0	Прямой	30
16	Катетер гемодиализный	41.02.32014	12.0	Изогнутый	30

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Катетер гемодиализный используется для создания временного сосудистого доступа для процедуры гемодиализа.

Противопоказания

1. Инфекция или резаная рана вокруг места прокола.
2. Склероз вен, нарушение свертываемости крови.
3. Проведение антикоагулянтной терапии.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Хранить в прохладном, сухом, чистом, хорошо проветриваемом месте.
2. Хранить вдали от солнечного света, дождя, снега и воды. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ЕСЛИ УПАКОВКА УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОДУКТ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНЫ.

3. Устройство должно использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.
4. Не используйте катетер, если упаковка была повреждена или ранее вскрыта.
5. Только для однократного применения
6. Надежно закрепите катетер после установки.
7. Периодически заменяйте марлевую повязку и промывайте катетер физиологическим раствором с добавлением гепарина.
8. Обеспечьте надежное соединение с катетером. Избегайте попадания воздуха в систему.
9. Следите за любыми ранними признаками возможных осложнений, таких как инфекция, эмболия или флебит.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Выберите катетер необходимой длины.
2. Подготовьте место доступа, обеспечьте местную анестезию.
3. Проколите выбранную вену иглой интродьюсера; затем продвигайте проводник в вену.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CE 0197
CE Mark

4. Извлеките иглу интродьюсера; зафиксируйте проводник в нужном положении. Далее по проводнику введите расширитель.
5. Промойте просвет катетера физиологическим раствором и зажмите венозный (синий) и артериальный (красный) просветы.
6. Введите катетер по проводнику в нужное положение, а затем осторожно извлеките проводник.
7. Снова промойте просветы физиологическим раствором. Закройте иглу колпачком.

   Внимание: не зажимать трубку катетера.
8. Установленный катетер зафиксируйте с помощью нити.
9. Перед диализом тщательно проверьте все соединения. После удаления катетера прижмите место прокола до полной остановки кровотечения, а затем наложите повязку.

ПОСЛЕ ДИАЛИЗА

10. Промыть просветы не менее чем 10 мл стерильного физиологического раствора.
11. Очистите разъемы Luer-lock катетера в соответствии с больничным протоколом. Прикрепите стерильные концевые колпачки как к артериальным, так и к венозным просветам.

УДАЛЕНИЕ КАТЕТЕРА

Удаление катетера должно выполняться обученным персоналом. После удаления катетера прижмите место прокола в течение 10-15 минут, пока не исчезнут признаки кровотечения. Затем нанесите стерильную повязку минимум на 8 часов.

УДАЛЕНИЕ

Утилизируйте в соответствии с принятыми правилами.

Более подробное описание продукции см. в каталоге.

SCW Medicath Ltd.
NO. 4 Baolong 6th Road, Baolong Industrial Town, Longgang District, Shenzhen, 518116 Guangdong, P. R. China

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru