3M™ Tegaderm™ +Pad

RU

Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров Стерильная

РУ № ФСЗ 2010/07270 от 18 апреля 2013 года

Описание продукта.

Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров 3M™ Tegaderm™ +Pad — водонепроницаемая повязка с защитой от бактерий и вирусов*. Наклейка состоит из неприлипающей водопоглощающей прокладки, прикрепленной к тонкой пленке с помощью безлатексного гипоаллергенного клеящего вещества.

* По результатам тестирования *in vitro* прозрачная пленочная наклейка служит барьером от вирусов 27 нм в диаметре или более, в то же время оставаясь целой (без утечек).

Показания к применению.

Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров 3M™ Tegaderm™ +Pad предназначена для закрытия поверхностных и неполнослойных ран, хирургических разрезов и мест введения внутривенных катетеров. Этот продукт не разработан, не продается и не предназначен для использования в других целях.

Противопоказания.

Не известны.

Предупреждения.

Не используйте наклейку в качестве замены шовного и других материалов для ушивания раны.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Меры предосторожности.

1. Остановите кровотечение в месте введения катетера или раны, прежде чем накладывать наклейку.
2. Не растягивайте наклейку во время наложения, так как чрезмерное натяжение может повредить кожу.
3. Убедитесь в том, что кожа сухая и на ней нет остатков моющих средств, чтобы избежать раздражения кожи и обеспечить хорошую фиксацию.
4. Наклейка может накладываться на инфицированный участок только под наблюдением медицинского работника.

Инструкция по применению.

Примечание. Соблюдайте руководства вашего учреждения в отношении инфекционного контроля.
Соблюдайте протокол вашего учреждения в отношении наложения повязок.

Выбор наклейки.

Выберите наклейку такого размера, при котором ширины будет достаточно для прикрепления к участку сухой здоровой кожи вокруг места введения катетера или раны.

Подготовка места наложения.

1. Подготовьте место согласно протоколу учреждения.
2. Удаление волос в месте наложения может улучшить фиксацию. Бритье не рекомендуется.
3. Прежде чем накладывать наклейку, дождитесь полного высыхания антисептических средств во избежание раздражения кожи и для обеспечения хорошей фиксации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Наложение.

1. Откройте упаковку и достаньте стерильную наклейку.
2. Снимите бумажную подложку с наклейки, освободив клейкую поверхность.
3. Разместите наклейку на рамке над раной или местом введения катетера в кожу и наложите наклейку.
4. Прижмите наклейку к месту наложения.
5. Снимите бумажную рамку с наклейки, одновременно разравнивая ее края. Надежно закрепите наклейку вокруг места введения катетера или раны. Аккуратно расправьте края клейкой поверхности на коже.

Уход за местом наложения.

1. Осмотрите место наложения, чтобы убедиться в отсутствии признаков инфекции или других осложнений. При подозрении на инфицирование удалите наклейку, оцените непосредственно место наложения и определите необходимые действия по лечению. На инфекцию могут указывать высокая температура, боль, покраснение, припухлость, либо необычный запах или выделения.
2. Меняйте наклейку в соответствии с протоколом учреждения, или если нарушены ее защитные свойства.

Снятие наклейки.

Осторожно возьмитесь за край наклейки и медленно снимите ее с кожи по направлению роста волос. Во избежание повреждения кожи отделяйте наклейку, вытягивая ее назад параллельно коже, не тяните ее вверх от кожи.

Хранение/срок годности/утилизация.

Для достижения оптимальных результатов храните при комнатной температуре. Избегайте перегрева или повышенной влажности. Для определения срока годности см. дату «годен до», указанную на упаковке.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утилизация.
Утилизация по окончанию срока годности в соответствии с ФЗ.

Форма выпуска.
Поставка осуществляется в коробках с отдельно запакованными стерильными наклейками. Стерильность изделия гарантируется при условии, что индивидуальная упаковка не повреждена.

Место производства
см. на упаковке

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от покупателей:
ЗАО “3М Россия” 121614, Москва ул. Крылатская, д. стр. 3, тел.: +7 495 784 7474, факс: +7 495 784 7475

Для получения подробной информации обратитесь к местному представителю 3М или свяжитесь с нами, посетив сайт 3M.com и выбрав свою страну.

Пояснение символов



Не содержит натуральный латекс


Внимание, смотрите инструкции по применению


Не используйте продукт, если упаковка повреждена


Не использовать повторно


Использовать до



Код серии товара


Производитель


Дата производства



Стерилизовано облучением

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru