СОГЛАСОВАНО

Заместитель
Министра здравоохранения
Республики Беларусь

_____ Б.Н. Андросюк
«_24_» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Производственного унитарного
предприятия «Диасенс»

_____ Д.Г. Ягодинский
«_03_» _____ 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Раствор промывающий для биохимических анализаторов «DiaDet»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ BY 191655593.008-2022

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
РУП "Центр экспертиз и испытаний
в здравоохранении"

_____ М.И. Злотникова
«_27_» _____ 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач
УЗ «Пинская центральная больница»

_____ А.С. Сачковский
«_05_» _____12_____ 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач
УЗ «Брестская детская областная
больница»

_____ С.В. Ковшик
«_01_» _____12_____ 2022 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Diasens

Целевое назначение: Промывающий раствор предназначен для очистки от органических загрязнений зондов проб и реагентов, миксеров, кювет биохимических и химических анализаторов

Характеристики продукта:

Это концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее в составе натрия гидроксид (активно действующее вещество), оптимизированную смесь анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ, регулятор уровня pH и воду.

Спецификации:

Кат. номер	Состав
DD500	1 фл х 500 мл, или 2 фл х 250 мл
DD1000	1 фл х 1000 мл, или 2 фл х 500 мл
DD5000	1 фл х 5000 мл, или 5 фл х 1000 мл

Меры предосторожности:

После работы тщательно вымыть руки. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза проточной водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот, запить большим количеством воды. Не вызывать рвоту! При необходимости обратиться за медицинской помощью»; ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии

Условия хранения: хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25°C.

Применение (Согласно инструкции производителя анализатора!):

Отлейте указанное производителем анализатора количество раствора во флакон. Установите данный флакон в назначенную для него позицию на диске реагентов. Выполните процедуру очистки анализатора согласно пользовательской инструкции к анализатору.

Копирование и передача третьим лицам запрещены!

По вопросам методической помощи обращаться по телефону 8017-300-65-11

РАЗРАБОТАЛ

Начальник производства
Производственного унитарного
предприятия «Диасенс»

_____Л.В. Карпович
«30» 09 2022 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru