ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ РТУТНЫЙ
iMed W23A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Технические характеристики
Значение шкалы от 35°С до 42°С
Цена деления шкалы 0,1°С
Габариты в защитном футляре (см): 13,5х1,7х1,3
Комплектация:
термометр - 1 шт;
защитный футляр - 1 шт;
руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Измерение температуры
Измерения проводить в следующей последовательности:
- взять термометр за верхний конец и опустить его резервуаром вниз;
- встряхнуть рукой термометр, чтобы мениск столбика ртути оказался ниже цифровой отметки 35,5°С по шкале;
- установить термометр резервуаром в центр подмышечной впадины / паха человека и прижать рукой / ногой для фиксации термометра.
Избегать сильного давления на термометр;
- выдержать термометр около 5 минут;
- удалить термометр из подмышечной впадины / паха и отсчитать температуру по шкале.
Данную процедуру необходимо выполнять для каждого измерения температуры. Термометры для измерения температуры являются точными приборами. Результаты измерений точны при правильном использовании термометра в соответствии с данным руководством. Каждый термометр, выпускаемый из производства, проходит обязательную проверку на точность измерения.

3. Дополнительные указания
1) После принятия ванны или душа следует отложить измерение температуры на 30 минут.
2) В случае неожиданного повышения или понижения температуры рекомендуется повторить измерение несколько раз через небольшие промежутки времени.
3) После применения термометр обязательно продезинфицировать в бытовых условиях - обмыванием теплой водой с мылом, в лечебных учреждениях - в соответствии с инструкцией по дезинфекции.
4) Температуру рекомендуется измерять 2 раза в день: в 7-8 часов и 17-19 часов вечера.
5) Записывайте время и результаты измерения, чтобы, в случае необходимости показать их врачу.

4. Измерение температуры у детей
При измерении температуры у детей рекомендуется фиксировать термометр в подмышечной впадине / паху, придерживая руку ребенка за предплечье или ногу за бедро.

5. Общая информация о температуре
1) Температура тела может изменяться в течении дня. Как правило, она ниже всего утром и выше всего во второй половине дня.
2) Нормальная температура 36,6°С. При измерении в подмышечной впадине разница между утренней и вечерней температурой может отличаться.
При значительном отклонении температур от нормальной рекомендуется обратиться врачу.

6. Внимание

Термометр содержит ртуть!
Ртуть вне термометра - опасна!
ХРАНИТЕ ТЕРМОМЕТР В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

Не роняйте термометр и обращайтесь с ним очень осторожно. В случае, если термометр разобьется, старайтесь как можно меньше находиться в этом помещении. При прямом контакте со ртутью или при предположении вдыхания ее паров рекомендуется обратиться к врачу. Осколки термометра собирать только в защитных перчатках. Разбитый термометр и его осколки временно хранить в закрытом сосуде с водой, а затем сдать в организацию, занимающуюся сбором и утилизацией таких отходов.
Сбор ртути обязательно должен производиться соответствующей службой по охране окружающей среды в соответствии с действующими положениями.
Термометр предназначен для применения в быту при отсутствии метрологической поверки.

7. Правила хранения и транспортировки
Хранить термометр в предназначенном для этого футляре в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей и других источников тепла. При чрезмерном нагревании термометр может разрушиться. Разрыв столбика ртути в капиллярной трубке над резервуаром с ртутью не является дефектом, он типичен для термометров с максимальным устройством.
Разбитые термометры являются специальными отходами и их утилизация должна производиться в соответствии с определенными нормами и правилами. Термометр следует транспортировать и хранить только в вертикальном или наклонном положении, ртутным накопителем вниз, при температуре внешней среды от минус 35°С до 42°С с предохранением от атмосферных осадков.

8. Гарантийный срок
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (с даты приобретения по кассовому чеку).
Срок службы - не менее 5 лет.

Изготовитель:
Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.,
№ 43, Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town,
Wuxi City, 214194 Jiangsu, Китай

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ БЕЗРТУТНЫЙ

iMed W00

Вместо ртути безопасный сплав металла!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Технические характеристики
Значение шкалы от 35°С до 42°С
Цена деления шкалы 0,1°С
Габариты в защитном футляре (см): 13,5x1,7x1,3
Комплектация:
термометр - 1 шт;
защитный футляр - 1 шт;
руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Измерение температуры
Измерения проводить в следующей последовательности:
- взять термометр за верхний конец и опустить его резервуаром вниз;
- встряхнуть рукой термометр, чтобы мениск столбика сплава безопасного металла оказался ниже цифровой отметки 35,5°С по шкале;
- установить термометр резервуаром в центр подмышечной впадины / паха человека и прижать рукой / ногой для фиксации термометра.
Избегать сильного давления на термометр;
- выдержать термометр около 5 минут;
- удалить термометр из подмышечной впадины / паха и отсчитать температуру по шкале.
Данную процедуру необходимо выполнять для каждого измерения температуры. Термометры для измерения температуры являются точными приборами. Результаты измерений точны при правильном использовании термометра в соответствии с данным руководством. Согласно международным стандартам, каждый термометр, выпускаемый из производства проходит обязательную проверку на точность измерения.

3. Дополнительные указания
1) После принятия ванны или душа следует отложить измерение температуры на 30 минут.
2) В случае неожиданного повышения или понижения температуры рекомендуется повторить измерение несколько раз через небольшие промежутки времени.
3) После применения термометр обязательно продезинфицировать в бытовых условиях - обмыванием теплой водой с мылом, в лечебных учреждениях - в соответствии с инструкцией по дезинфекции.
4) Температуру рекомендуется измерять 2 раза в день: в 7-8 часов и 17-19 часов вечера.
5) Записывайте время и результаты измерения, чтобы, в случае необходимости показать их врачу.

4. Измерение температуры у детей
При измерении температуры у детей рекомендуется фиксировать термометр в подмышечной впадине / паху, придерживая руку ребенка за предплечье или ногу за бедро.

5. Общая информация о температуре
1) Температура тела может изменяться в течении дня. Как правило, она ниже всего утром и выше всего во второй половине дня.
2) Нормальная температура 36,6°С. При измерении в подмышечной впадине разница между утренней и вечерней температурой может отличаться.
При значительном отклонении температур от нормальной рекомендуется обратиться врачу.

6. Внимание

ХРАНИТЕ ТЕРМОМЕТР В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

Не роняйте термометр и обращайтесь с ним очень осторожно. В случае, если термометр разобьется, старайтесь не причинить себе вреда осколками стекла.
Хранить термометр в предназначенном для этого футляре в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей и других источников тепла. При чрезмерном нагревании термометр может разрушиться. Разрыв столбика в капиллярной трубке над резервуаром с безопасным сплавом металла не является дефектом.
Термометр следует транспортировать и хранить только в вертикальном или наклонном положении, накопителем сплава металла вниз, при температуре внешней среды от минус 10 °С до 42°С с предохранением от атмосферных осадков.
Термометр предназначен для применения в быту при отсутствии метрологической поверки.
Допускается дезинфекция термометра с полным погружением в дезинфицирующий раствор.

8. Гарантийный срок
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (с даты приобретения по кассовому чеку).
Срок службы - не менее 5 лет

Изготовитель:
Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.,
№ 43, Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town,
Wuxi City, 214194 Jiangsu, Китай

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru