ИНСТРУКЦИЯ
по применению
изделия медицинского назначения
ГИНОФЕМ
суппозитории вагинальные

Состав на один суппозиторий:
Натрия гиалуронат 5,0 мг,
Макроголглицерина гидроксистеарат 25,0 мг,
Жир твердый до 2500,0 мг.

Описание изделия и его назначение
Вагинальные суппозитории «Гинофем» предназначены для местного применения, вагинально, с целью увлажнения, восстановления и защиты слизистой оболочки влагалища.
Присутствующая в составе суппозитория гиалуроновая кислота, попадая на слизистую влагалища, образует на ее поверхности защитную гелевую пленку, которая способствует восстановлению физиологических функций слизистой влагалища, снимает воспаление, облегчает и ускоряет процессы заживления, восстанавливает нормальную влажность влагалища.

Показания к применению
Суппозитории «Гинофем» рекомендуются к широкому применению для увлажнения, восстановления и защиты слизистой оболочки влагалища при следующих состояниях, а именно:
– для предотвращения появления симптомов сухости влагалища, связанной с возрастными изменениями (в период перименопаузы, в климактерии), дефицитом эстрогенов, заместительной гормональной терапией или использованием контрацептивов;
– для смягчения и предотвращения воспалений вокруг половых губ;
– при сухости слизистой оболочки влагалища, сопровождающейся покраснением и отеком;
– в качестве вспомогательного средства при повреждении слизистой влагалища после родов, гинекологических и хирургических вмешательств;
– в качестве вспомогательного средства при наличии симптомов атрофии слизистой влагалища, в результате химиотерапии, лучевой или радиотерапии;
– при ослаблении тонуса мышц влагалища, дискомфорте, болезненности во время полового акта;
– как заключительный этап при санации влагалища;
– как часть мероприятий по уходу в любом периоде жизни женщины.

Способ применения и дозы
Перед введением суппозитория тщательно вымойте руки. Извлеките суппозиторий из оболочки и введите глубоко во влагалище.
Если суппозиторий слишком мягкий, перед использованием необходимо на несколько минут поместить его в холодильник.
Для введения используется один суппозиторий – перед сном, один раз в сутки в течение 14-20 дней (но не более). Допускаются изменения по количеству и кратности применения суппозиториев по рекомендации врача.
Применение суппозиториев следует запланировать так, чтобы лечение не было прервано менструацией.

Особые указания
Суппозитории предназначены только для вагинального применения!
Не глотать!

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Не рекомендуется применение суппозиториев во время менструации. Женщины в период беременности и лактации могут применять суппозитории исключительно после консультации с врачом.
Суппозитории с гиалуроновой кислотой не рекомендуется использовать одновременно с другими средствами, предназначенными для вагинального введения.
Не рекомендовано применение суппозиториев во время использования латексного презерватива (возможно взаимодействие активных составляющих суппозиториев с компонентами латекса).

Меры предосторожности
Не применять при повышенной чувствительности к какому-либо из компонентов изделия медицинского назначения. Если после применения суппозиториев произошло усиление неблагоприятных ощущений во влагалище или другие не наблюдавшиеся ранее симптомы и проявления на наружных половых органах, следует прекратить их использование и обратиться за консультацией к врачу.
Использование суппозиториев местного действия продолжительное время может вызвать сенсибилизацию. В случае, если это произошло, прекратите применение и обратитесь к врачу для соответствующей консультации.
Не следует использовать суппозитории при нарушении целостности упаковки.

Упаковка
По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке. По 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности
2 года.
Не использовать изделие медицинского назначения после истечения срока годности.

Производитель:
ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел.: +375 (212) 36-47-77; тел./факс: +375 (212) 36-37-06, www.rubikon.by,
e-mail: secretar@rubikon.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru