Руководство для применения
Для стоматологических зеркал, зондов и ручек

Стоматологические зеркала используют для непрямого интраорального осмотра полости рта в тех случаях, когда непосредственный осмотр затруднен или невозможен.

Возьмите зеркало за ручку и внесите зеркальной частью в полость рта. В зеркальном отражении вы увидите то, что не можете видеть глазом непосредственно.

Стерилизация и дезинфекция

Наши стоматологические зеркала можно очищать, стерилизовать (горячий воздух 180ºC - автоклав 130ºC) и дезинфицировать всеми общепринятыми методами.

Пожалуйста, не пользуйтесь щетками, жесткими губками и тому подобным.

Это ведет к появлению царапин на поверхности стекла и, соответственно, на отражающем родиевом покрытии передней поверхности.

Пожалуйста, используйте кислотный ополаскиватель-нейтрализатор только для стоматологических зеркал FS Rhodium mouth mirrors

Использование ополаскивателей - нейтрализаторов (т.е. Neodisher N с содержанием 25% фосфорной кислоты) мы рекомендуем только для стоматологических зеркал FS Rhodium, так как любой из отражающих слоев серебра может быть разрушен продуктами этого типа.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы функция удаления известковых отложений в термодезинфекторе функционировала нормально.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы вода в ультразвуковой мойке или термодезинфекторе не была загрязнена твердыми частичками или взвесью.

Твердые частички (т.е. остатки цемента) в загрязненной воде в процессе очистки в ультразвуковой мойке или термодезинфекторе могут привести к повреждению поверхности стекла или переднего отражающего родиевого покрытия.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы при ультразвуковой очистке или обработке в термодезинфекторе зеркала не соприкасались с другими инструментами

1. **Профилактика известковых отложений и их устранение**

1.1. При промывании желательно пользоваться дистиллированной водой!

1.2. После промывания в проточной воде необходимо незамедлительно просушить зеркало.

1.3. **Отражающий родиевый слой передней поверхности обработан запатентованным покрытием "anti-stick", устраняющим эффект «налипания».** Оно предотвращает проникновение известковых отложений внутрь стекла**.**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Так как **Родий** устойчив к кислотам, известковые отложения удаляют **кислотными ополаскивателями-нейтрализаторами.**

Эта процедура **невозможна** для зеркал, **имеющих задний отражающий слой из серебра**, так как известь проникает внутрь зеркала в результате воздействия высоких температур.

При использовании термодезинфектора необходимо обеспечить нормальную работу функции удаления накипи. В противном случае стеклянная поверхность покрывается белым известковым налетом.

2. Профилактика отложений и пленок и их устранение

2.1. Сразу после использования инструменты следует погрузить в дезинфицирующий раствор и незамедлительно очистить для профилактики формирования затвердевшего липкого налета.

2.2. Удаление очищающим раствором и тампонами (губками) и/или ультразвуковой ванной.

2.3. Отражающий родиевый слой передней поверхности имеет антиадгезивные свойства. При погружении в раствор кислотного нейтрализатора- ополаскивателя кислота удаляет отложения и известковый налет.