« УТВЕРЖДАЮ»
заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь
_____И.Г.Лосицкий
«__»_____ 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделий медицинского назначения:
Матрацы медицинские ТУ BY 590682848.001-проект: модель «ОРТО-МЕД», модель «ОРТО-3-МЕД», производитель ИООО «Белабеддинг», Республика Беларусь.

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
_____С.И.Зинченко
«06» 05 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Ректор УО «Гродненский государственный медицинский университет»
_____В.А.Снежицкий
«10» апреля 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач УЗ « Гродненский областной клинический перинатальный центр»
_____ В.Л.Зверко
«26» февраля 2015 г.

« СОГЛАСОВАНО»
Директор ИООО «Белабеддинг», Республика Беларусь
_____ А.С. Барбашинский
«02» февраля 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии»
_____ А.В.Белецкий
«05» 03 2015 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1.Общие сведения

Медицинские матрацы (модели «ОРТО-МЕД», «ОРТО-3-МЕД») обладающие эластичностью, способные принимать форму тела пациента в зависимости от его положения и предназначенные для применения в медицинских, лечебно-профилактических, санаторно-курортных, специализированных учреждениях (домах престарелых, хосписах и т.д.) для комплектации кроватей, а также для реабилитации в домашних условиях. Обладая высоким уровнем комфорта и полной водонепроницаемостью матрац удобен в обслуживании. Поверхность матраца легко моется или протирается от различного рода загрязнений и жидкостей.

Матрац специально разработан для медицинских учреждений и обладает следующими характеристиками:

- Водонепроницаемый
- Гигиеничность материала
- Высокий уровень комфорта
- Высокое качество изделия
- Гипоаллергенный
- Долговечный
- Двухсторонняя мягкость
- Лёгкий (вес)
- Практичный
- Современные материалы
- Соответствие ГОСТ 19917-93
- Трудновоспламеняем
- Удобен в эксплуатации
- Эстетичный внешний вид
- Антистатичный (не электризуется)
- Односекционный
- Антибактериальная и антиплесневая обработка
- Эластичный
- Не требует глажения (чехол)
- Пыленепроницаемый
- Съемный чехол (на молнии)
- Стирка при высокой температуре – до 95°С

2.Описание

Материал (съемный чехол Ч-36):
влагонепроницаемая трикотажная ткань ST-PU-135 MEDIC7 MEDICARE медицинского назначения (плотность 135 г/м2). Состав: 50 % - полиэстер, 50 % - полиуретан (производство Бельгия). Цвет белый. Ткань эластична, комфортна и приятна на ощупь. Не содержит вредных примесей, исключает проникновение пыли, клещей со стороны матраца (подушки). Жидкость легко удаляется с поверхности ткани.

Материал (поролоновый блок):
наполнение матраца «ОРТО-3-МЕД» (пенополиуретан эластичный стандартный, плотность 25 кг/м3); наполнение матраца «ОРТО-МЕД» (средняя часть – пенополиуретан эластичный стандартный, плотность 25 кг/м3; крайняя часть – пенополиуретан высокоэластичный, плотность 42 кг/м3.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.Указания по уходу

Материалы из которых изготовлены медицинские матрацы «ОРТО-МЕД» и «ОРТО-3-МЕД» устойчивы к различным агрессивным средам, что позволяет использовать физические и химические режимы дезинфекции.

Для обеззараживания медицинских матрацев применяется паровоздушный метод дезинфекционной обработки в дезинфекционных камерах (автоклавирование до +100 градусов С). По технологическим принципам, указанная обработка может проводиться как отдельного поролонового блока и чехла, так и в сборе чехол + поролоновый блок.

Поверхность медицинских матрацев является стойкой к воздействию растворов моющих средств, применяемых при санитарной обработке, что особенно удобно при работе с тяжелобольными. Дезинфекции подлежат все изделия после применения их у пациентов. После использования матраца пациентом, поверхность необходимо обработать дезинфицирующими растворами: 1% раствором хлорамина и раствором 3 % H_2O_2 + 0,5 % «Лотос» моющих средств, применяемых при санитарной обработке. Не рекомендуется обработка хлорсодержащими дезинфицирующими средствами.

Матрацы поставляются в полиэтиленовой пленке .

Гарантийный срок на медицинские матрацы «ОРТО-МЕД», «ОРТО-3-МЕД» 18 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

Производитель: ИООО «Белабеддинг»
Республика Беларусь, 231741, Гродненская область,
Гродненский район, д. Новая Гожа,14

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru