FORANS Eesti AS,
Address: Posti 23, 74805, Loksa, Estonia
Tel.: +372 6776426, info@forans.ee

Инструкция по применению
Avanti Medical контейнеры стерильные и нестерильные

(предоставляется по требованию)

Показания к применению

Контейнеры предназначены для сбора биологического материала, такого как: моча, мокрота, кал для последующего диагностического исследования. С кожными покровами и слизистой не контактирует.

При отборе материала на лабораторное исследование:

- выбрать контейнер в соответствии с объемом образца и целью исследования
- вскрыть крышку контейнера и поместить пробу внутрь (для твердых и полужидких образцов использовать ложку-шпатель)
- тщательно закрыть крышку, поместить контейнер в переноску и транспортировать в лабораторию

Противопоказания к применению.

При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения - 5 лет с момента изготовления

Дата производства: см на упаковке

Хранения / Транспортировка

Изделие необходимо хранить в чистом месте, в дали от источников тепла. При транспортировке и хранении, рекомендовано, не размещать тяжелые предметы непосредственно над изделием, так как они могут исказить форму изделия.

Подпись: _____

Алексей Козлов / Член правления

Таллин
10 сентября 2021г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru