МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь

_____Б.Н. Андросюк
«____»_____2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РАСТВОРА НАТРИЯ ЦИТРАТА ТРЕХЗАМЕЩЕННОГО 3,8 %

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
РУП «Центр экспертиз
и испытаний в здравоохранении»

_____М.И. Злотникова
«____»_____2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор ГУ «Республиканский
научно-практический центр
трансфузиологии и медицинских
биотехнологий»

_____Ф.Н. Карпенко
«09»09 2021 г.

РАЗРАБОТЧИКИ
Заведующий отделом производства медицинских изделий с лабораторией HLA-типирования органов и тканей РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

_____О.С. Бобрик
«03»09 2021 г.

Инженер по стандартизации лаборатории экспериментального производства РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

_____Ю.В. Ольховик
«03»09 2021 г.

2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Раствор натрия цитрата трехзамещенного 3,8 % предназначен для стабилизации венозной крови человека при исследовании системы гемостаза.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– 10 флаконов по 10 мл с раствором натрия цитрата трехзамещенного 3,8 % и инструкция по применению.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Персонал, использующий раствор натрия цитрата трехзамещенного 3,8 %, должен быть обеспечен в установленном порядке средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, должен соблюдать правила личной гигиены и асептики, принятые в медицинских учреждениях, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Меры предосторожности при работе с кровью пациентов требуют соблюдения правил работы с условно-патогенным биологическим материалом, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Утилизация брака и отходов от раствора натрия цитрата трехзамещенного 3,8 % после его использования должна проводиться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14.

4 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кровь для исследований берут из локтевой вены в пластиковую или стеклянную (силиконированную) пробирку, содержащую раствор натрия цитрата трехзамещенного 3,8 %. Соотношение объемов крови и раствора натрия цитрата трехзамещенного 3,8 % – 9:1.

5 СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности раствора натрия цитрата трехзамещенного 3,8 % – 2 года от даты его изготовления.

6 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования раствора натрия цитрата трехзамещенного 3,8 % должны соответствовать условиям его хранения.

Раствор натрия цитрата трехзамещенного 3,8 % должен храниться в сухом, защищенном от света месте при температуре 2-8 °С в течение всего срока годности.

7 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий)

220053, Республика Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, 160

УНП 190572781, ОКПО 37652513

Тел.: (8-017) 289-01-06; 335-34-01; 289-88-18

Факс: (8-017) 289-87-45

E-mail: rnpc@blood.by; http://blood.by/

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь

_____Б.Н. Андросюк
«____»_____2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РАСТВОРА НАТРИЯ ЦИТРАТА ТРЕХЗАМЕЩЕННОГО 5 %

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
РУП «Центр экспертиз
и испытаний в здравоохранении»

_____М.И. Злотникова
«____»_____2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор ГУ «Республиканский
научно-практический центр
трансфузиологии и медицинских
биотехнологий»

_____Ф.Н. Карпенко
«09»_____09_____2021 г.

РАЗРАБОТЧИКИ
Заведующий отделом производства медицинских изделий с лабораторией HLA-типирования органов и тканей РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

_____О.С. Бобрик
«03»_____09_____2021 г.

Инженер по стандартизации лаборатории экспериментального производства РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

_____Ю.В. Ольховик
«03»_____09_____2021 г.

2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Раствор натрия цитрата трехзамещенного 5 % предназначен для стабилизации капиллярной крови человека при гематологических исследованиях.

Раствор натрия цитрата трехзамещенного 5 % используется при определении скорости оседания эритроцитов (скорость образования столбика плазмы, свободного от эритроцитов, в вертикальном капилляре) методом Панченкова.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– 10 флаконов по 5 мл или 10 мл с раствором натрия цитрата трехзамещенного 5 % и инструкция по применению.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Персонал, использующий раствор натрия цитрата трехзамещенного 5 %, должен быть обеспечен в установленном порядке средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, должен соблюдать правила личной гигиены и асептики, принятые в медицинских учреждениях, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Меры предосторожности при работе с кровью пациентов требуют соблюдения правил работы с условно-патогенным биологическим материалом, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Утилизация брака и отходов от раствора натрия цитрата трехзамещенного 5 % после его использования должна проводиться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14.

4 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Капилляр Панченкова промывают раствором натрия цитрата трехзамещенного 5 %, набирают его до метки «Р» и выдувают на стекло с лункой или в пробирку. Тем же капилляром набирают 2 раза кровь из пальца до метки «К» и вносят ее в отмеренный раствор натрия цитрата трехзамещенного 5 %. Тщательно перемешивают кровь с раствором натрия цитрата трехзамещенного 5 % и тотчас набирают смесь до метки «0».

Разведение крови в капилляре равно 1:4 (1 объем раствора натрия цитрата трехзамещенного 5 % и 4 объема крови). Капилляр устанавливают в штатив в строго вертикальном положении. Через 1 ч определяют величину скорости оседания эритроцитов по высоте отстоявшегося слоя плазмы в миллиметрах.

5 СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности раствора натрия цитрата трехзамещенного 5 % – 2 года от даты его изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования раствора натрия цитрата трехзамещенного 5 % должны соответствовать условиям его хранения.

Раствор натрия цитрата трехзамещенного 5 % должен храниться в сухом, защищенном от света месте при температуре 2-8 °С в течение всего срока годности.

7 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий)

220053, Республика Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, 160

УНП 190572781, ОКПО 37652513

Тел.: (8-017) 289-01-06; 335-34-01; 289-88-18

Факс: (8-017) 289-87-45

E-mail: rnpc@blood.by; http://blood.by/

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru