Zhejiang Hindar Optical CO., LTD

518 Jiguang RD Louqiao STREET, Wenzhou Zhejiang, 325000, CHINA
www.hindaropnical.com, +86 577 56586614

Инструкция по подбору и эксплуатации
Оправы для корригирующих очков

1. Подбор оправы

1.1 Подобрать оправу в соответствии с медицинскими, антропометрическими, эстетическими и эксплуатационными требованиями.

1.2 Проверить оправу на наличие дефектов (деформаций, вмятин, нарушения покрытий, функционирования заушников, качества разъемных соединений, комплектность).

1.3 Произвести необходимые измерения для определения положения зрачков глаз в подобранной оправе.

2. Выправка очков

2.1 Установить линзы в оправу согласно типовому технологическому процессу, действующему в мастерской предприятия-изготовителя очков.

2.2 Произвести выправку оправы с установленными линзами.

ВНИМАНИЕ: во избежание нарушения покрытий, появления царапин и вмятин на оправе использовать только специализированный инструмент.

2.3 Проконтролировать внешний вид и выправку очков (визуально).

2.4 Проконтролировать положение очков на лице клиента. При необходимости, выполнить регулировку носовых упоров, заушников, рамки.

3. Рекомендации по эксплуатации

Современные очковые оправы изготовляются из высококачественных облегченных материалов и требуют деликатного обращения. Они предлагают ограниченную защиту против внешних воздействий, таких как насилие, удар, падение.

3.1 Не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия. Предохранять очки от падений и ударов.

3.2 Снимать и надевать очки необходимо двумя руками, держа их за заушники.

3.3 Рекомендуется проводить периодическое профилактическое обслуживание очков (проводит специалист).

3.4 Запрещается класть очки линзами вниз, так как это может привести к появлению царапин на линзах.

3.5 Для увеличения срока службы покрытий и материала оправы и линз, запрещается подвергать очки воздействию агрессивных сред (бытовой химии, косметических средств, соленой (морской) воды) и воздействию высоких температур (при посещении бани и сауны, сушке волос феном, прямые солнечные лучи на приборной панели автомобиля).

3.6 Хранить очки рекомендуется в футляре.

3.7 Рекомендуется периодически промывать очки в воде с нейтральным моющим средством и протирать специальной салфеткой или салфеткой из мягкой ткани.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит значительно увеличить срок службы оправы и очков, а также сохранить первоначальный дизайн и качество покрытий.

По всем вопросам качества изделий на территории Республики Беларусь следует обращаться к уполномоченному представителю общество с ограниченной ответственностью «ОПТОТЕКС» (ООО «ОПТОТЕКС»), находящемуся по адресу Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Городецкая, д.15, офис 145, т/ф.+375 17 35463 91.

Директор _____ Zhou Shunkao
(подпись) (инициалы, фамилия)

«22» июля 2021г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru