АХТАМАР
АНТАМАР
Россия, 153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, 44
Тел./факс: (4932) 23-25-38, 23-25-47; e-mail: ahtamar@bk.ru
Интернет: www.ahtamar.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

отрезов марлевых медицинских

Отрез марлевый медицинский нестерильный является перевязочным материалом, который применяется для наложения нестерильных повязок (укрепляющей, давящей и фиксирующей) на неповрежденную кожу пациента. Не следует использовать нестерильный отрез на поврежденной коже (раневой поверхности).

Укрепляющая повязка служит для закрепления нестерильных медицинских средств (например, компрессов) на теле человека. Давящая повязка служит для создания давления на неповрежденном участке тела. Фиксирующая повязка служит для удержания поврежденной части тела в необходимом положении (как правило, при закрытом переломе конечностей). В данных случаях отрез можно использовать в качестве марлевой подушки.

Нестерильный марлевый отрез может применяться в комплексе с другими нестерильными, неинвазивными, неактивными медицинскими изделиями (шинами, сетчатыми бинтами и др.) в условиях, к которым не предъявляются требования стерильности. Марлевый отрез также может использоваться для изготовления марлевых перевязочных средств – ватно-марлевых подушек, салфеток, тампонов, марлевых шариков и т.п.

Данное медицинское изделие предназначено для одноразового применения!
Не допускается дезинфекция и повторное использование изделия.

Отрезы хранятся в соответствии с установленными правилами хранения медицинских изделий в сухом, проветриваемом помещении в условиях, предотвращающих загрязнение, воздействие отрицательных температур, механические повреждения и действие прямых солнечных лучей. Срок годности марлевых отрезов составляет 6 лет от даты изготовления, указанной на упаковке/ярлыке.

Не допускается использование марлевых отрезов после истечения срока годности.

Использованные медицинские изделия утилизируются посредством сжигания. Изделия, предназначенные для утилизации, должны быть изолированы в соответствии с правилами асептики и гигиены.

Неиспользованные медицинские изделия после истечения срока годности подлежат изъятию из мест хранения медицинских изделий. Изъятые отрезы извлекаются из упаковки и не считаются медицинскими изделиями. Марлевая ткань подлежит утилизации или может использоваться в качестве ветоши.

При обнаружении каких-либо дефектов (несоответствий) изделия в течение его гарантийного срока, обратитесь по адресу или телефонам, указанным на упаковке, и сообщите следующую информацию: наименование изделия, дату выпуска, номер партии, номер упаковщика (указан на мешке), сведения о несоответствиях, а также информацию о Вашей организации. Для этого, пожалуйста, сохраняйте индивидуальную упаковку во время наложения повязки.

Сообщаем, что уполномоченным представителем на принятие претензий по качеству продукции: **Отрезы марлевые медицинские по ТУ 9393-006-16758213-2012: тип 1 и тип 2 (типоразмеры (см): 90 х 100, 90 х 200, 90 х 300, 90 х 500, 90 х 700, 90 х 1000, 90 х 1500, 90 х 2000, 90 х 2500, 90 х 5000, 90 х 10000, 90 х 20000),** производства ООО ПКФ "Ахтамар" на территории Республики Беларусь является ООО ПКФ "Ахтамар".

Генеральный директор
ООО ПКФ «Ахтамар» **Н.И. Мищенков**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru