УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь

_____ Б. Н. Андросюк
«20» 02 2023 г.

# ИНСТРУКЦИЯ
по применению
**изделия медицинского назначения**
**ЛАКТАЦИД**
суппозитории вагинальные

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
УП «Центр экспертиз
и испытаний в здравоохранении»

_____ М. И. Злотникова
«17» 02 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Ректор
Учреждения образования «Витебский
государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет»

_____
«20» 02 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
ООО «Рубикон»

_____ И. С. Лобковский
«17» 02 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач
УЗ «Гродненский областной
клинический перинатальный центр»

_____ В. Л. Зверко
«26» 01 2023 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**ИНСТРУКЦИЯ**
по применению
**изделия медицинского назначения**
**ЛАКТАЦИД**
суппозитории вагинальные

**Состав на один суппозиторий**
Молочная кислота – 100 мг (в пересчете на 100% вещество);
Макрогол 400 – 60 мг;
Макрогол 1500 – до 3000 мг.

**Описание изделия**
Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается мраморность и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

**Показания к применению**
Вагинальные суппозитории «Лактацид» предназначены для местного применения, интравагинально, с целью нормализации нарушенной микрофлоры pH влагалища, в том числе при бактериальном вагинозе (в составе комплексной терапии).
Молочная кислота является продуктом жизнедеятельности молочнокислых бактерий влагалища и является главным компонентом влагалищного секрета. Молочная кислота создает оптимальные условия для роста и развития нормальной микрофлоры влагалища, способствует повышению естественной защиты влагалища от инфекций.

**Способ применения и дозы**
Перед введением суппозитория необходимо тщательно вымыть руки, суппозиторий извлечь из контурной упаковки и ввести во влагалище в положении лежа на спине при слегка согнутых ногах.
Один вагинальный суппозиторий вводят во влагалище один раз в сутки в течение 10 дней.

**Особые указания**
Суппозитории предназначены только для вагинального применения!
Не глотать!
Учитывая тот факт, что молочная кислота является промежуточным продуктом метаболизма млекопитающих и в норме содержится в организме человека, в т.ч. в околоплодных водах, грудном молоке, применение изделия медицинского назначения «Лактацид» в период беременности и грудного вскармливания возможно после консультации с врачом.

**Меры предосторожности**
Не применять при повышенной чувствительности к какому-либо из компонентов изделия медицинского назначения.
При появлении жжения и зуда рекомендуется провести обследование для исключения грибковой инфекции влагалища.
Если после применения суппозиториев произошло усиление неблагоприятных ощущений во влагалище или другие не наблюдавшиеся ранее симптомы и проявления на наружных половых органах, следует прекратить их использование и обратиться за консультацией к врачу.
Не следует использовать суппозитории при нарушении целостности упаковки.

**Противопоказания**
- кандидозный вульвовагинит;
- дети и подростки (до 18 лет).



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**Содержимое упаковки**

5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности**

2 года.

Не применяйте изделие медицинского назначения после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

**Производитель:**

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел. +375 (212) 36-47-77

тел/факс: +375 (212) 36-37-06, e-mail: secretar@rubikon.by



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru