Приложение Г

(обязательное)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Г1. Пробки полиэтиленовые для укупорки флаконов из стекла (далее – ППФ) однократного применения, предназначены для укупорки лекарственных средств (порошков, мазей, жидкостей и других веществ) во флаконы из стекла вместимостью 10 мл и 20 мл.

Г2. Перед вскрытием ящики (пакеты) с ППФ должны быть выдержаны не менее 12 ч в производственном помещении.

Г3. Вскройте пакет и выньте ППФ.

Г4. Закройте флакон ППФ.

Г5. В случае необходимости дезинфекции ППФ перед эксплуатацией, следует поместить ППФ в 6 %-ный раствор перекиси водорода ГОСТ 177, нагретой до (50±5) °С и выдержать при этой температуре в течение 3-х часов. После этого ППФ следует промыть стерильной дистиллированной водой ГОСТ 6709.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru