威海欧普医疗科技有限公司

WEIHAI OPTECH MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ, ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ БЕЗОПАСНЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ, ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ С МЕХАНИЗМОМ БЕЗОПАСНОГО СБРОСА ИГЛЫ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

для фиксации пробирок в процессе взятия крови у пациента

СОДЕРЖАНИЕ:

стандартный
безопасный
с механизмом безопасного сброса иглы

- высота: 47-48 мм, диаметр Ø: 18-20-22 мм
- стерильный/нестерильный

УПАКОВКА: нестерильный: 50 штук, транспортная коробка: 1000 шт;
стерильный: блистер, индивидуальная упаковка с газопроницаемой бумагой; транспортная упаковка: 500 шт. в коробке.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Держатели используются для фиксации пробирок в процессе взятия крови у пациента, обеспечивают жесткую винтовую фиксацию.

ОПИСАНИЕ:

Держатель разработан для использования со стандартными иглами любого производителя, имеющих соединение типа Луер. Изделие может быть использовано для забора крови с вакуумными пробирками любых производителей.
Нестерильный держатель стандартный изготовлен из качественного прозрачного бесцветного пластика.
Является материалом многократного использования после проведения дезинфекционных мероприятий.
Совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, катетер-бабочками.
Оснащен центральной резьбой для качественной фиксации иглы при проведении процедуры, удобства при введении и выборе направления.

Стерильный одноразовый держатель вакуумной пробирки (держатель) с иглой для забора крови изготовлен из:
- прозрачного бесцветного полипропилена. Представляет собой полый цилиндр со сферической поверхностью на дистальном конце для удобства проведения венепункции, с центрально расположенным наконечником конусообразной формы, выполняющим роль луер-адаптера с прозрачной визуальной камерой для наблюдения поступающей крови. Поверхность держателя – ребристая Длина держателя – не менее 65 мм. Ширина основания держателя – не менее 30 мм.
- специальной иглы, изготовленной из нержавеющей стали, предназначенной для прокола пробки вакуумной пробирки и представляющей собой металлическую трубку с остриём в рабочей части. Должна быть закрыта защитным резиновым чехлом, предотвращающим контакт рабочей части с окружающей средой после извлечения вакуумной пробирки из держателя. Длина иглы специальной – не менее 15 мм. Диаметр иглы специальной – не менее 0,9 мм.
– иглы для забора крови – игла инъекционная однократного применения 0,8×38 мм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Держатели готовы к использованию.

ХРАНЕНИЕ:

Держатели хранят и транспортируют согласно техническим характеристикам в закрытой упаковке, сухом и защищенном от света месте при постоянной температуре.
Срок годности: для стерильных изделий - смотри на этикетке.
Для нестерильных изделий – не ограничен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать после истечения срока годности или при повреждении упаковки.

Утилизировать в соответствии с законодательством.

При использовании по назначению и в соответствии с настоящей инструкцией противопоказаний и побочных действий к применению изделия нет. При соблюдении требований к утилизации медицинских изделий держатели полностью безопасны для человека, животных, окружающей среды; не содержат потенциально инфекционный материал.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Извлечь изделие из индивидуальной потребительской упаковки, проверить комплектность.
2. Плотно надеть иглу для забора крови на иглодержатель.
3. Извлечь вакуумную пробирку из упаковки.
4. Непосредственно перед венопункцией снять предохранительный колпачок с иглы для забора крови.
5. Выполнить венепункцию пациента, соблюдая соответствующие медицинские инструкции по проведению инфузионных процедур.
6. Взять иглодержатель одной рукой, а другой рукой взять вакуумную пробирку и вставить крышкой в иглодержатель до упора. При этом игла специальная должна проколоть пробку пробирки.
7. После подключения пробирки к изделию убедиться, что внутренняя полость пробирки начинает заполняться кровью, в случае если кровь в пробирку не поступает, необходимо извлечь пробирку из иглодержателя и подключить к изделию другую пробирку.
8. Дождаться заполнения вакуумной пробирки кровью до необходимого объёма.
9. Извлечь пробирку из иглодержателя и установить в штатив. при необходимости дополнительного количестве проб крови подключить другую вакуумную пробирку к изделию, не вынимая иглы из вены пациента.
10. Осторожно извлечь иглу для забора крови вместе с иглодержателем из вены, соблюдая соответствующие медицинские инструкции по проведению эксфузионных процедур.
11. После использования изделие поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором для дальнейшей утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства производителя и/или его представителя в РБ не распространяются на медицинское изделие в случае его ненадлежащего хранения, транспортировки и использования.

«Вэйхай Оптек Медикал Инструментс Ко.,ЛТД» Китай
«WEIHAI OPTECH MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD»
264200 Building B519, No.106 Qingdao Road, Weihai P.R. CHINA
ООО «Лабораторные медицинские системы» РБ 220033 г. Минск ул. Рыбалко 26-326
Тел. +375 17 270-11-66 +375 17 257-44-38

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru