8 Свидетельство о приемке и продаже

Кушетка для коррекции позвоночника соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.011-2010 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____

Штамп ОТК _____

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

Кушетка для коррекции позвоночника
(наименование)

ТУ BY 810000916.011-2010
(номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретено_____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

КУШЕТКА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Руководство по эксплуатации

1 Общие указания

Кушетка для коррекции позвоночника (далее по тексту – кушетка) предназначена для размещения на ней пациента в процессе лечения заболеваний позвоночника.

По условиям эксплуатации кушетка соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при температуре 25 °С.

Подготовка кушетки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Перед эксплуатацией кушетки необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кушетки в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры кушетки, не более:
длина – 1700 мм, ширина – 640 мм, высота – 1300 мм с максимально поднятой спинной секцией.
Высота сиденья кушетки не более 580 мм.
Размеры столешницы кушетки не более: длина – 330 мм, ширина – 640 мм.
Угол подъема спинной секции кушетки – от 0 до 70±3 ^{0} к горизонтали
Угол подъема грудной секции – от 0 до 30±3 ^{0} к горизонтали.
Масса кушетки не более 50 кг.
Максимальная нагрузка на кушетку - 140 кг.
Драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: кушетка – 1 шт.,
руководство по эксплуатации – 1 экз.

4 Устройство кушетки

Кушетка представляет собой конструкцию, выполненную из сварного металлического каркаса с мягким ложем с обивкой винилискожей (рисунок 1). Металлические детали защищены порошковым эпоксидно-полиэфирным покрытием. Материалы и покрытия выдерживают многократную влажную обработку и дезинфекцию. Изменяемая конфигурация ложа кушетки позволяет выбрать оптимальное положение для расположения на ней пациента: спинная и грудная секции ложа регулируются по углу наклона. Грудная секция предназначена для опоры при положении пациента в позе лежа на животе, спинная – для опоры в положении сидя. Кушетка оборудована столешницей из ламинированной плиты, предназначенной для использования при письме в позе лежа и расположения школьных принадлежностей, и металлическим ящиком для мелких предметов (по согласованию с заказчиком ящик может не устанавливаться).

5 Подготовка кушетки к работе

Освободите кушетку от упаковки, произведите санитарную обработку кушетки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. Установите спинную и грудную секции в необходимые положения.

После этого кушетка готова к эксплуатации.

Регулировка и фиксация угла наклона спинной секции осуществляется с помощью механизмов «Rastomat» следующим образом: из нижнего положения плавно поднимите спинную секцию до необходимого положения, при этом происходит срабатывание механизмов фиксаторов, сопровождаемое характерными щелчками. Нажатием на спинную секцию убедитесь в надежности фиксации. Для того, чтобы опустить спинную секцию, потяните спинную секцию вверх до упора (при этом фиксаторы отключаются), затем опустите ее до упора вниз.



Рисунок 1 – Кушетка
в различных положениях

6 Транспортирование и хранение

Кушетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения: допускается хранение в закрытых не отапливаемых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий ТУ BY 810000916.011-2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кушетки 24 месяца со дня передачи кушетки потребителю. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

При направлении кушетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящее руководство по эксплуатации с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru