CELLCLEAN® U

REF **CM-942-712**

Идентификация IVD реактивов
CELLCLEAN® U

Предполагаемое использование
Только для диагностики in vitro
Продукт CELLCLEAN U является сильным щелочным моющим средством, которое должно использоваться в качестве раствора для очистки компонентов гидравлических систем автоматического анализатора частиц в моче, автоматического анализатора частиц в моче и автоматического цифрового формирователя изображений частиц в моче Sysmex.
Примечание: Не используйте для UF-500*i*/1000*i* и UX-2000.

Принципы метода исследования
Продукт CELLCLEAN U применяется для очистки прибора с целью предотвращения накопления загрязнений из остатков образцов и роста бактерий.

Компоненты
Гипохлорит натрия (концентрация активного хлора 5,0 %)

Предупреждения и предосторожности
Не допускайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промойте пораженный участок водой. При попадании в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.
Опасно



H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
P264 После работы тщательно вымыть кожу.
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью.
P501 Упаковку/содержимое удалить согласно местным и национальным утилизации опасных отходов.
EUH031 При контакте с кислотой образует ядовитые газы.

Процедура исследования
Указания по правильному использованию продукта CELLCLEAN U приведены в руководстве по эксплуатации анализатора Sysmex.
Во время использования температура продукта CELLCLEAN U должна находиться в пределах от 15 до 30 °C.

Хранение и срок годности после первого вскрытия
После вскрытия упаковки CELLCLEAN U сохраняет свои свойства в течение 60 дней.
Храните продукт CELLCLEAN U в темном месте. После воздействия прямых солнечных лучей входящий в состав продукта хлористый компонент теряет свойства, и эффективность моющего средства падает пропорционально времени воздействия.

Ограничения процедур исследования
Данный реагент, контроль или калибратор аттестован для использования на определенных анализаторах для обеспечения соответствия заявленным характеристикам продукта и качества измерений. Информацию о том, допускает ли Sysmex использование данного реагента, контроля или калибратора, см. в Руководстве по эксплуатации вашего анализатора.
Sysmex не несет ответственности за результаты обследования пациента, полученные при использовании реагентов, контролей и калибраторов Sysmex на неаттестованных анализаторах. Пользователь должен следить за изменениями этого Руководства, а также несет ответственность за использование реагентов, контролей или калибраторов на анализаторах, не аттестованных Sysmex.

Процедуры утилизации
Процедуры утилизации должны отвечать требованиям соответствующих местных норм.

Производитель
Sysmex Corporation
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori,
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

Уполномоченные представители
EC REP Sysmex Europe GmbH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany

Информация о продукте
CELLCLEAN U (CLU-500A) 50 mL x 1

Дата выпуска или пересмотра
09/2016

CE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CA CLEAN® Ⅰ

REF **964-0631-3**

Идентификация реагента для лабораторной диагностики

CA CLEAN® Ⅰ : моющее средство для полностью автоматического анализатора свертывания крови

Использование по назначению

Этот продукт предназначен для очистки пипеток, используемых для полностью автоматического анализатора свертывания крови.

Принципы метода исследования

CA CLEAN Ⅰ — это моющее средство, предназначенное для очистки пипеток, используемых для полностью автоматического анализатора свертывания крови.

Компоненты

Гипохлорит натрия	1,0% (доступная концентрация хлора)

Предупреждения и меры предосторожности

Не допускайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промойте пораженный участок водой. При попадании в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

Опасно



H314	Вызывает тяжелые химические ожоги кожи и серьезные травмы для глаз.
P264	После употребления тщательно помыть кожу.
P280	Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ (или волосами): немедленно снять все загрязненные предметы одежды. Промыть кожу водой/ смыть под душем.
P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. По возможности удалить имеющиеся контактные линзы. Продолжать промывку.
P310	Немедленно позвонить в ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЯДАМ или врачу.
P501	Содержимое/емкость удалить согласно с местными и национальными требованиями по утилизации опасных отходов.
EUH031	При контакте с кислотой образует ядовитые газы.

Порядок проведения исследования

Указания по использованию продукта приведены в руководствах пользователя полностью автоматического анализатора свертывания крови.

Хранение и срок годности невскрытого продукта

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните продукт в темном месте при температуре от 2 до 8°C (не замораживайте). Срок годности указан на коробке и на этикетке флакона. Срок годности после вскрытия упаковки составляет 1 месяц.

Ограничения процедуры исследования

Данный реагент, контроль или калибратор, соответсвенно, аттестован для использования на определенных анализаторах для обеспечения соответствия заявленным характеристикам продукта и качества измерений. Информацию о том, допускает ли Sysmex использование данного реагента, контроля или калибратора, см. в Руководстве по эксплуатации вашего анализатора. Sysmex не несет ответственности за результаты обследования пациента, полученные при использовании реагентов, контролей и калибраторов Sysmex на неаттестованных анализаторах. Пользователь должен следить за изменениями этого Руководства, а также несет ответсвенность за использование реагентов, контролей или калибраторов на анализаторах, не аттестованных Sysmex.

Изготовитель

Sysmex Corporation
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori,
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

Уполномоченный представитель / дистрибьюторы

EC REP Sysmex Europe GmbH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany

Информация о продукте

CA CLEAN Ⅰ (GSA-500A)	50 mL x 1 флакон

Дата выпуска или пересмотра

04/2015

CE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru