TROGE MEDICAL GMBH

TROGE HAMBURG

Instruction for Use
for
TROGE SEPT, Single-use alcohol pad

Composition:
1 pad contains: 2-propanol 70 Vol.-% 0.5 ml

Field of Application
For preparing the skin.

Dosage and mode of application
Tear pack open, remove TROGE SEPT pad from the unit package and moisten the respective skin area and allow to dry. Duration of treatment min. 30 sec.

Do not use TROGE SEPT single-use alcohol pads after the expiry date indicated on the package.

Keep product out of reach of children.

Keep away from fire or flame.

If irritation and redness develop, discontinue use and consult healthcare professional.

Department for Quality Control and Quality Assurance
TROGE HAMBURG
TROGE MEDICAL GMBH

Please note: This is a class 1 product. This is only an excerpt from our technical documentation and is not included in the packaging.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по эксплуатации для
Тампон TROGE SEPT, пропитанный спиртовым раствором

Состав:
1 тампон содержит: 2-пропанол 70 об.% 0,5 мл

Область применения
Для подготовки кожи.

Дозировка и способ применения
Разорвите упаковку, извлеките тампон TROGE SEPT из упаковки, смочите соответствующий участок кожи и дайте высохнуть. Продолжительность обработки – мин. 30 сек.

Не используйте пропитанные спиртовым раствором тампоны TROGE SEPT по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Храните изделие в недоступном для детей месте.

Беречь от огня или пламени.

При появлении раздражения и покраснения прекратите использование и обратитесь к врачу.

/Круглая печать: ТРОГЕ МЕДИКАЛ ГМБХ,
Отдел контроля и обеспечения качества, Гамбург/

Я, переводчик Бурак Анастасия Михайловна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского и немецкого языков на русский язык.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru