ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соблюдение следующих инструкций обеспечит вам сохранить ваши очки в лучшем состоянии.

Описание изделия

Данные очки выполнены по назначенному рецепту и поэтому предусмотрены для использования только одним лицом.
Данные коррективные очки являются вспомогательным средством. Они не предусмотрены для экстремальных условий применения, которое может повредить не только очкам, а подвергать опасности самого человека, который носит эти очки (спорт, работа в зонах возможного распыления разных материалов), если иное не указано.
Данные очки не являются средствами индивидуальной защиты.
Данные очки не являются солнцезащитными, если иное не указано.

Примечание: Проверьте класс линз в ваших очках, чтобы подтвердить что их можно использовать для управления автомобилями в дневное и ночное время.

Внимание:

- Не оставляйте свои очки на рабочих поверхностях, местах для сидения и т.д., чтобы предупредить возможные дефекты.
- С очками не ложитесь в постель или не спите с очками.
- Очки всегда храните в соответствующем футляре.
- Очки для близи невозможно использовать в других целях.

Руководство по правильной эксплуатации:

- Снимая очки, необходимо их держать обеими руками за заушники.
- Если ваши очки вас больше не устраивают, то есть не подходят так, как подходили в день приемки у оптика, посетите своего оптика для дополнительной наладки.
- Будьте осторожны при выполнении дневных обязанностей, при которых можно повредить линзы.
- Если у вас нет возможности положить очки в футляр, не кладите их так, чтобы линзы прикасались любых поверхностей
- Не оставляйте пластмассовые очки вблизи источников тепла и в условиях повышенного риска, какими являются парная баня, фен для волос, или в автомобиле у стекла под прямыми солнечными лучами.

Уход:

- Регулярно проверяйте правильность и прочность всех винтов, в целях предупреждения демонтажа линз.
- По возможности выполните замену поврежденных деталей.

Очистка:

- Используйте исключительно средства, рекомендуемые оптиком и специальные жидкие детергенты для очистки. Высушите очки соответствующей тканью.
- Если у вас нет рекомендуемого средства, используйте воду.
- Нельзя использовать агрессивные детергенты или спирт, если иное не указано.

Важно иметь в виду, что свойства оптического или коррективного средства будут меняться в течение срока службы, так что необходимо время от времени выполнять проверку и наладку у оптика.

GROSSOPTIC d.o.o
Ул. 13 октября, д.13, 11260 Умка Белград
Тел.: (+381 11) 3538 800, 3538 900 Факс: 3538 810, 3538 999
ИНН: 106939479 Номер компании: 20710110 № счета: 160-349024-22 БАНК ИНТЕСА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru