«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь
_____ Б.Н. Андросюк
«04» 04 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перчатки медицинские хирургические одноразовые
из натурального латекса
производства ОАО «СветлогорскХимволокно», Республика Беларусь

.

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора
УП «Центр экспертиз
и испытаний в здравоохранении»
_____ М.И. Злотникова
«03» 04 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Ректор
УО «Гомельский государственный
медицинский университет»
_____ И.О. Стома
«___» _____ 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»
И.о. первого заместителя генерального
директора - главного инженера
ОАО «СветлогорскХимволокно»
_____ С.М. Ушак
«___» _____ 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач
УЗ «Гомельская областная
клиническая больница»
_____ В.А. Бугаков
«___» _____ 2023 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению перчаток

Название:

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

- ✓ Текстурированные
- ✓ Неопудренные, имеют внутреннее полимерное покрытие
- ✓ Стерильные
- ✓ Анатомической формы
- ✓ С валиком

Произведено и упаковано:

Открытое акционерное общество «СветлогорскХимволокно»
Республика Беларусь, 247439 г.Светлогорск, Гомельской обл.,ул.Заводская 5
Телефон: +375 2342 48377
Факс: +375 2342 48180
E-mail: sohim@sohim.by

Указание по эксплуатации:

Медицинские перчатки предназначены для одноразового использования для защиты рук медицинского персонала и создания барьера между пациентом и медицинским работником при выполнении им профессиональных обязанностей. Перчатки разделяются на правую и левую руку. На руках должны быть коротко подстриженные ногти и отсутствовать предметы, повреждающие целостность перчатки. После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам.

Состав и описание изделия:

Перчатки изготовлены из натурального латекса. Для облегчения надевания перчатки обработаны специальным полимерным покрытием.

Условия хранения:

Перчатки должны храниться в неповрежденной упаковке, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, солнечных лучей, прямого воздействия источников света и электрического оборудования, при температуре от 0 °С до плюс 35 °С, при влажности не более 85 %.

Использовать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения.

Меры предосторожности:

Не использовать при нарушении целостности перчаток и упаковки. Не использовать по истечении срока годности.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Сведения по утилизации:
Использованные по назначению перчатки утилизируются в порядке, предусмотренном для медицинских отходов.

Срок годности:
Срок годности перчаток – 3 года от даты изготовления.

По вопросам качества, приему предложений и претензий обращаться:
ОАО «СветлогорскХимволокно»
Республика Беларусь, 247439 г. Светлогорск, Гомельской обл.,
ул.Заводская 5
Телефон: +375 2342 94049
E-mail: otk@sohim.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru