# EASYPREP® стекло предметное

YD Diagnostics

IVD REF EZ 06

1. Назначение

Система EASY**PREP** представляет собой полностью автоматизированный процессор, предназначенный для подготовки цервикальных гинекологических образцов (GYN) и негинекологических образцов (Non-GYN), таких как жидкости организма, мокрота, моча, слизь и пункционные жидкости. EASY**PREP** обеспечивает более высокую воспроизводимость и имеет преимущества перед традиционными методиками Pap Smear благодаря функции удаления излишков крови и слизи. Стекло с покрытием EASY**PREP** позволяет считывать данные с предметного стекла путем нанесения образца на предметное стекло методом осаждения.

2. Основные сведения

Прочное (+) покрытие на предметном стекле связывается с клетками с отрицательным зарядом (-) путем осаждения без давления извне.

3. Упаковка

| Содержимое | Количество |
|---|---|
| Стекло предметное EASY**PREP** | 64 шт. / 1 упаковке |

4. Срок годности и хранение

4.1 Срок годности: 2 года с даты изготовления.

4.2 Хранение

4.2.1 Храните в прохладном месте, избегайте попадания солнечных лучей.

5. Преимущество

5.1 Компоненты, представленные в образце, нанесенном на предметное стекло путем осаждения, позволяют проводить микроскопию.

5.2 Высокая адгезионная способность клеток благодаря методу осаждения без процесса цитоспиновения.

6.Процедура исследования

6.1 Правила использования:

6.1.1 Поместите образец на стекло.

6.1.2 Установите камеру для стекла.

6.1.3 Вставьте пластину со стеклами в процессор EASY**PREP**.

6.1.4 После процедуры размазывания EASY**PREP** извлеките пластину со стеклами и переверните ее вверх дном на 5 минут , чтобы удалить оставшиеся компоненты.

6.1.5 Отделите камеру для стекла, зафиксируйте предметное стекло с покрытием в этаноле, нанесите краситель и защитное стекло для считывания при микроскопии.

6.2 Объем: 1 шт./тест.

7. Меры предосторожности

7.1 Предназначено исключительно для диагностики in vitro.

7.2 Храните открытые/невскрытые реагенты в надлежащем состоянии в соответствии с инструкцией, с плотно закрытыми крышками.

7.3 Продукт не следует использовать после истечения срока годности.

7.4 Хрупкий продукт, не роняйте, не бросайте и не оказывайте чрезмерного давления на него.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. Символы




YD Diagnostics
YD Diagnostics CORP.
76, Seori-ro, Idong-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17127, Республика Корея
Тел: 82-31-329-2000 / Факс: 82-31-329-2002

EC REP
**YLEM Diagnostics S.R.L.**
Via Archimede 59 cap 00197 Рим, Италия
Тел: (+39) 06 320 82 15 / Факс: (+39) 06 323 03 94

Версия 01/2021-03-18

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# EASY**PREP**® камера осадочная

IVD REF EZ 07

1. Назначение

Система EASY**PREP** представляет собой полностью автоматизированный процессор, предназначенный для подготовки цервикальных гинекологических образцов (GYN) и негинекологических образцов (Non-GYN), таких как жидкости организма, мокрота, моча, слизь и пункционные жидкости. EASY**PREP** обеспечивает более высокую воспроизводимость и имеет преимущества перед традиционными методиками Pap Smear благодаря функции удаления излишков крови и слизи. Камера для слайдов EASY**PREP** позволяет сохранять клетки на стекле с покрытием.

2. Основные сведения

Применение стекла-слайда с покрытием и пластины для слайдов позволяет хранить предварительно обработанный образец. Камера для слайдов позволяет размазывать клетки в 15-миллиметровом круге на слайде.

3. Упаковка

| Содержимое | Количество |
|---|---|
| Камера осадочная EASY**PREP** | 64 штук / 1 упаковка |

4. Срок годности и хранения

4.1 Срок годности: 2 года с даты изготовления.

4.2 Хранение

4.2.1 Храните в прохладном месте, избегайте попадания солнечных лучей.

5. Преимущество

5.1 Камера для слайдов позволяет сохранять образец на определенном участке предметного стекла с покрытием.

6. Процедура исследования

6.1 Правила использования:

6.1.1 Установите камеру осадочную.

6.1.2 Вставьте пластину для слайдов в процессор EASY**PREP.**

6.1.3 После процедуры размазывания в процессоре EASY**PREP** извлеките пластину для слайдов и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы удалить оставшиеся компоненты.

6.1.4 Отделите осадочную камеру.

6.2 Используемое количество: 1 штука/тест.

7. Меры предосторожности

7.1 Предназначено исключительно для диагностики in vitro.

7.2 Храните открытые/неоткрытые реагенты в соответствии с инструкцией, плотно закрывайте колпачки.

7.3 Продукт не следует использовать после истечения срока годности.

8. Символы




YD Diagnostics
YD Diagnostics CORP.
76, Seori-ro, Idong-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17127, Республика Корея
Тел: 82-31-329-2000 / Факс: 82-31-329-2002

EC REP
**YLEM Diagnostics S.R.L.**
Via Archimede 59 cap 00197 Рим, Италия
Тел: (+39) 06 320 82 15 / Факс: (+39) 06 323 03 94

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Версия 01/2021-03-18

# EASY**PREP**® крышка для виалы

IVD REF EZ 12

1. Назначение

Система EASY**PREP** представляет собой полностью автоматизированный процессор, предназначенный для подготовки цервикальных гинекологических образцов (GYN) и негинекологических образцов (Non-GYN), таких как жидкости организма, мокрота, моча, слизь и пункционные жидкости. EASY**PREP** обеспечивает более высокую воспроизводимость и имеет преимущества перед традиционными методиками Pap Smear благодаря функции удаления излишков крови и слизи. Крышка для виалы EASY**PREP** позволяет хранить образец после процесса размазывания с помощью процессора EASY**PREP**.

2. Основные сведения

После обработки образца раствором консерванта в системе EASY**PREP** на крышке для виалы делается специальное отверстие. Крышка для виалы EASY**PREP** позволяет закрыть отверстие, чтобы предотвратить утечку оставшегося образца.

3. Упаковка

| Содержимое | Количество |
|---|---|
| Крышка для виалы EASY**PREP** | 64 штук / 1 упаковка |

4. Срок годности и хранение

4.1 Срок годности: 2 года с даты изготовления.

4.2 Хранение

4.2.1 Храните в прохладном месте, избегайте попадания солнечных лучей.

5. Преимущество

5.1 После процесса размазывания пробка для виалы позволяет сохранить оставшийся образец.

6. Процедура исследования

6.1 Правила использования:

6.1.1 Вставьте пробку для виалы EASY**PREP** в отверстие.

6.2 Используемое количество: 1 штука/тест.

7. Меры предосторожности

7.1 Предназначено исключительно для диагностики in vitro.

7.2 Храните в соответствующей плотно закрытой упаковке для хранения.

7.3 Продукт не следует использовать после истечения срока годности.

8. Символы




YD Diagnostics
YD Diagnostics CORP.
76, Seori-ro, Idong-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17127, Республика Корея
Тел: 82-31-329-2000 / Факс: 82-31-329-2002

EC REP
**YLEM Diagnostics S.R.L.**
Via Archimede 59 cap 00197 Рим, Италия
Тел: (+39) 06 320 82 15 / Факс: (+39) 06 323 03 94

Версия 01/2021-03-18

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# EASYPREP® Наконечник 5мл

IVD REF

1. Назначение

Система EASY**PREP** это полностью автоматизированная система подготовки образцов монослойных клеток цитологии шейки матки (GYN) и образцов, не относящихся к гинекологической цитологии ((Non-GYN), таких как жидкости организма, мокрота, моча, слизь и пункционная жидкость. EASY**PREP** обеспечивает более высокую воспроизводимость за счет удаления излишков крови и слизи и имеет преимущество перед мазком по Папаниколау. Наконечник EASYPREP® 5 мл предназначен для сбора образцов из пробирки и центрифужной пробирки.

2. Упаковка

| Содержимое | Единица измерения |
|---|---|
| Наконечник EASYPREP | 200 шт x 2 упаковки/ 1 коробка |

3. Срок годности и хранения

3.1 Срок годности: 2 года с даты изготовления.

3.2 Хранение

3.2.1 Храните в прохладном месте, избегайте попадания солнечных лучей.

4. Преимущество

4.1Используйте наконечник на 5 мл для перемещения образцов из флакона в центрифугу или смешайте концентрированные клетки с буфером EASYPREP® для нанесения на предметное стекло.

5. Процедура исследования

5.1Правила использования:

5.1.1 Установите наконечники в держатель наконечников в процессоре EASYPREP®

5.1.2 Окрасить образцы в соответствующем технологическом порядке.

5.2 Используемое количество: 2 шт/тест.

6. Меры предосторожности

6.1 Предназначено исключительно для диагностики *in vitro*.

6.2 Для одноразового использования и требует утилизации после использования.

6.3 Храните открытые/неоткрытые реагенты в соответствии с инструкцией, плотно закрывайте колпачки.

6.4 Продукт не следует использовать после истечения срока годности.

7. Символы




YD Diagnostics
YD Diagnostics CORP.
76, Seori-ro, Idong-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17127, Республика Корея
Тел: 82-31-329-2000 / Факс: 82-31-329-2002

EC REP
**YLEM Diagnostics S.R.L.**
Via Carlo Pascal n.6-00167 Рим, Италия
Тел: (+39) 06 320 82 15 / Факс: (+39) 06 323 03 94

Версия 01/2021-11-25

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# EASYPREP® Пробирка центрифужная

IVD REF

1. Назначение

Система EASY**PREP** это полностью автоматизированная система подготовки образцов монослойных клеток цитологии шейки матки (GYN) и образцов, не относящихся к гинекологической цитологии ((Non-GYN), таких как жидкости организма, мокрота, моча, слизь и пункционная жидкость. EASY**PREP** обеспечивает более высокую воспроизводимость за счет удаления излишков крови и слизи и имеет преимущество перед мазком по Папаниколау. Центрифужная пробирка предназначена для предварительной обработки, мазка или хранения образцов.

2. Упаковка

| Содержимое | Единица измерения |
|---|---|
| Центрифужная пробирка EASYPREP | 200 шт / 1 коробка |

3. Срок годности и хранения

3.1 Срок годности: 2 года с даты изготовления.

3.2 Хранение

3.2.1 Храните в прохладном месте, избегайте попадания солнечных лучей.

4. Преимущество

4.1 Храните образец или реагент плотности (градиент) EASYPREP® для предварительной обработки образцов.

5. Процедура исследования

5.1Правила использования:

5.1.1 Установите пробирки по количеству образцов в держатель пробирок в процессоре EASYPREP®.

5.1.2 Окрасить образцы в соответствующем технологическом порядке.

5.2 Используемое количество: 1 шт/тест.

6. Меры предосторожности

6.1 Предназначено исключительно для диагностики *in vitro*.

6.2 Для одноразового использования и требует утилизации после использования.

6.3 Храните открытые/неоткрытые реагенты в соответствии с инструкцией, плотно закрывайте колпачки.

6.4 Продукт не следует использовать после истечения срока годности.

7. Символы




YD Diagnostics
YD Diagnostics CORP.
76, Seori-ro, Idong-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17127, Республика Корея
Тел: 82-31-329-2000 / Факс: 82-31-329-2002

EC REP **YLEM Diagnostics S.R.L.**
Via Carlo Pascal n.6-00167 Рим, Италия
Тел: (+39) 06 320 82 15 / Факс: (+39) 06 323 03 94

Версия 01/2021-11-25

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru