Becton Dickinson
Infusion Therapy AB
Medication and Procedural Solution
Heather.Hagvik@bd.com

PO Box 631
S – 251 06 Helsingborg
Sweden
bd.com

Инструкция по применению изделия медицинского назначения
Катетер внутривенный периферический одноразовый стерильный BD Venflon™ I / Instructions for the use of medical device
Single use sterile intravenous peripheral catheter BD Venflon™ I

Инструкция по применению. Назначение: **Катетер внутривенный периферический одноразовый стерильный BD Venflon™ I** предназначен для доступа к периферическим венам кровеносной системы пациента для регидратации, парентерального питания, введения лекарственных препаратов, переливания крови, взятия образцов крови и мониторинга. Стерильно в неповрежденной упаковке. Меры предосторожности: повторное использование может привести к инфицированию или другому заболеванию / травме. Не пытайтесь переустановить частично или полностью извлеченную иглу. Будьте осторожны, с целью сохранения целостности катетера. Не используйте ножницы. Утилизируйте устройство в соответствии с протоколом вашего лечебного учреждения. Используйте только совместимые со стандартом ISO соединения Luer. Люэровские соединения, не соответствующие требованиям ISO, могут вызвать утечку жидкости/крови во время работы с катетером. Возможные осложнения, связанные с введением периферического катетера, могут включать незначительное кровотечение, гематому и неудачные попытки введения. Инструкция по применению: медицинский персонал должен быть обучен практике венепункции и введения катетера и осознавать связанные с этим осложнения. ПТФЭ. Непирогенный. DEHP или натуральный резиновый латекс не входят в состав материала. /

Instructions for use. Purpose: Sterile intravenous peripheral single use catheter BD Venflon™ I is intended for access to peripheral veins of the patient's circulatory system for rehydration, parenteral nutrition, drug administration, blood transfusion, blood sampling and monitoring. Sterile in undamaged packaging. Precautions: Reuse may lead to infection or other disease / injury. Do not try to reinstall a partially or completely removed needle. Be careful to maintain the integrity of the catheter. Don't use scissors. Dispose of the device according to your hospital's protocol. Use only ISO compatible Luer connections. Non-ISO Luer lock connections may cause fluid / blood leakage during catheter handling. Possible complications associated with peripheral catheter insertion may include minor bleeding, hematoma, and failed insertion attempts. Directions for use: Medical personnel should be trained in the practice of venipuncture and catheter insertion and be aware of the associated complications. PTFE. Non-pyrogenic. DEHP or natural rubber latex are not part of the material.

С уважением,

Advancing the world of health

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Швеция /
Sincerely,
Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Sweden

Хизер Хагвик / Heather Hagvik,

Старший специалист отдела регистрации / Senior Regulatory Specialist

Подпись / Signature
Дата 01.12.2021 / Date 01.12.2021

Печать / Stamp

Becton Dickinson Infusion Therapy AB
Florettgatan 29 C
PO Box 631
SE-251 06 Helsingborg
Sweden

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru