ГИПС 5
МЕДИЦИНСКИЙ

ТМ «САМАРАГИПС» по ТУ 5744-013-21151476-2014 гипс марки Г-5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Медицинский гипс используется в хирургии, травматологии, ортопедии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВОГО РАСТВОРА

Гипс засыпать в емкость с водой комнатной температуры в соотношении 1 кг гипса на 0,6-0,75 л воды, затем интенсивно перемешать инструментом до получения однородной массы требуемой консистенции.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

В зависимости от вида работ, необходимо приготавливать такое количество гипсового раствора, которое может быть выработано в течение 10 минут. В работе использовать только чистый инструмент и воду.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев с даты производства в неповрежденной заводской упаковке. Хранение в сухих крытых помещениях на деревянных поддонах. Материал необходимо полностью использовать после вскрытия оригинальной упаковки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ГИПС МЕДИЦИНСКИЙ 18

ТМ «САМАРАГИПС»
по ТУ 5744-013-21151476-2014 гипс марки Г-18

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление временных протезов муляжных слепков и иммобилизирующих повязок.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Продукт смешивается с водой в чистой емкости по принципу - гипс в воду. Расход воды не более 39% от массы вяжущего. Далее материал перемешивается до однородной массы.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется вырабатывать гипсовый раствор в течении 10 минут. Использовать только чистые емкости и оборудование. Тип миксера (размеры, форма и скорость перемешивания), время перемешивания, чистота воды и водогипсовое соотношение влияют на время схватывания, пластичность, механическую прочность и пористость готового материала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с гипсовым тестом рекомендуется использовать очки и перчатки.
При попадании в глаза – промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru