Инструкция
по применению сумок-контейнеров термоизоляционных

1. Соответствие

Сумки-контейнеры термоизоляционные (далее – сумки-термоконтейнеры) изготовлены согласно требованиям технических условий ТУ BY 690821649.005-20__-проект.

2. Назначение

Сумки-термоконтейнеры предназначены для транспортирования и временного хранения в заданном (необходимом) диапазоне температур: биоматериала, лекарственных средств, медицинских, иммунобиологических, фармацевтических, термолабильных и других препаратов, диагностических проб и иных изделий, требующих защиты от воздействия высоких или низких температур окружающей среды и (или) определенного температурного режима.

Сумки-термоконтейнеры предназначены для использования в организациях здравоохранения и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, в лабораториях, научно-исследовательских и других организациях.

3. Описание

Сумки-термоконтейнеры изготавливаются внутренним объемом от 2 до 100 литров.

Сумки-термоконтейнеры - обозначение **модели** при поставке **СКТ-Хл**, где Х - внутренний объем поставляемого изделия.

Сумки-термоконтейнеры состоят из термоизолированного, герметичного, гидроизоляционного, жёсткого, пластикового, моющегося внутреннего контейнера с крышкой во внешней сумке-чехле из прочной, влагостойкой, моющей ткани с одной или двумя ручками. Чехол может быть оснащен дополнительными элементами по заявке потребителя: съемным плечевым ремнем, наружными карманами, нашивками и т.д.

Сумки-термоконтейнеры выпускаются в различной цветовой гамме внешнего чехла.

По запросу могут комплектоваться вкладышами: аккумуляторами холода и тепла, логгером данных температуры и иными контрольно-измерительными устройствами, штативами для пробирок, боксами, держателями и т.д.

Ударопрочный жёсткий корпус служит надёжной защитой от внешнего механического воздействия.

Сумки-термоконтейнеры в герметично закрытом состоянии обеспечивают поддержание внутренней рабочей температуры в диапазоне:

- при использовании охлаждающих элементов: от плюс 2 °С до плюс 8°С не менее 8-ми часов (при температуре окружающей среды плюс (18-22) ºС) и не менее 4-х часов при повышенной температуре окружающей среды (плюс (26-30) °С).

- при использовании нагревающих элементов: от плюс 25 ° С до плюс 40 °С не менее 8 часов (при температуре окружающей среды плюс (18-22) °С) и не менее 4-х часов при пониженной температуре окружающей среды (от минус 2 °С до плюс 5 °С).

Сумки-термоконтейнеры являются изделиями многоразового использования.

Обозначение модели включает: внутренний объем и при наличии дополнительных элементов (карман, ремень и т.д.) – их наименование и количество. Вкладыши (штатив, держатель и т.д.), в том числе устройства (термоэлемент, логгер и т.д.) – их наименование и количество (при наличии), грузоподъемность изделия, ТУ и дата изготовления, указываются на этикетке и/или ярлыке к каждому изделию.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Указания по применению, меры предосторожности

4.1 Для обеспечения поддержания внутренней рабочей температуры в диапазоне от плюс 2°С до плюс 8 °С необходимо выполнить следующие действия:

1. За 24 часа до использования поместить комплект хладоэлементов или иных аккумуляторов холода, в том числе лед, сухой лед и т.д. (далее хладоэлементы) в морозильную камеру и выдержать в ней.

2. Пустую сумку- термоконтейнер выдержать в открытом виде в холодном помещении или холодильнике при температуре не выше плюс 8°С не менее 8 часов.

3. Вынуть замороженные хладоэлементы из морозильной камеры, выдержать хладоэлементы при комнатной температуре +(20±2)°С в течение 20-30 минут. После этого хладоэлементы протереть от конденсата насухо и уложить на дно и вдоль боковых внутренних поверхностей сумки-термоконтейнера, подготовленной согласно под.2.п.4.1.

4. Уложить в сумку-термоконтейнер изделие, охлажденное до температуры не выше плюс 3°С, и плотно закрыть крышку, зафиксировав молнией.

5. Для максимальной эффективности работы, сумку-термоконтейнер рекомендуется загружать на 2/3 объема внутреннего контейнера, при этом сверху на помещенное внутрь изделие укладываются хладоэлементы по всему периметру, подготовленные согласно под.1 и 3 п. 4.1

6. В процессе транспортировки сумку-термоконтейнер без крайней необходимости не открывать, после такого аварийного вскрытия, удержание температуры внутри контейнера не гарантируется.

7. Использование сумки-термоконтейнера с хладоэлементами позволяет сохранять изделие в охлажденном состоянии более 8 часов, в предварительно замороженном состоянии более 20 часов, при температуре окружающей среды плюс 22°С.

4.2 Для обеспечения поддержания внутренней рабочей температуры в диапазоне от плюс 25°С до плюс 40 °С необходимо выполнить следующие действия:

1. Пустую сумку-термоконтейнер выдержать в открытом виде в помещении при температуре плюс (18-22)°С не менее 8 часов.

2. В зависимости от вида аккумуляторов тепла (грелка и т.д.) (далее термоэлементы) необходимо произвести их максимальный нагрев – подготовить к эксплуатации согласно инструкции по их применению. Например: закипятить воду и залить ее в грелку, герметично ее закрыв.

3. После этого термоэлементы уложить на дно и по всему периметру боковых внутренних поверхностей сумки-термоконтейнера, подготовленной согласно под.2 п. 4.2

4. Уложить в сумку-термоконтейнер изделие, имеющее температуру не ниже плюс 20°С либо разогретое до температуры плюс 50°С и плотно закрыть крышку, зафиксировав молнией.

5. Для максимальной эффективности работы, сумку-термоконтейнер рекомендуется загружать на 2/3 объема внутреннего контейнера, при этом сверху на помещенное внутрь изделие укладываются термоэлементы по всему периметру, подготовленные согласно под.2 п.4.2

6. В процессе транспортировки сумку-термоконтейнер без крайней необходимости не открывать, после такого аварийного вскрытия, удержание температуры внутри контейнера не гарантируется.

7. Использование сумки-термоконтейнера с термоэлементами, позволяет сохранять изделие в нагретом состоянии более 8 часов, при температуре окружающей среды плюс 22°С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание!

Перед применением сумку-термоконтейнер распаковывают, осматривают на наличие повреждений, иных несоответствий и очищают (моют, дезинфицируют, просушивают). Использовать изделие, имеющее какие-либо повреждения, либо несоответствия запрещено!

Сумка-термоконтейнер не является холодильником и не может выполнять его функции!

Эксплуатация и открытие сумки-термоконтейнера разрешено только в положении – крышка сверху. Набок класть запрещено!

После использования внутренний контейнер сумки-термоконтейнера обязательно очищают: извлекают все содержимое, моют, обрабатывают дезинфицирующими средствами и насухо протирают. Оставлять на хранение до следующего использования не очищенным – запрещено!

Хладо- и термоэлементы, штатив и иные вкладыши очищаются по аналогии и хранятся отдельно от сумки-термоконтейнера, согласно их инструкции по применению!

В начале своей эксплуатации допускается жесткое (с применением усилий) закрытие крышки.

Контроль температурного режима:

-в случае необходимости осуществления контроля температурного режима хранения и транспортировки, внутрь сумки-термоконтейнера укладывается термоиндикатор или логгер данных температуры или иное устройство, выполняющее данную функцию: в центре под верхним слоем изделия (при горизонтальной укладке); посередине между изделиями (при вертикальной укладке) или посередине сверху изделия (при единичном размещении).

- после вскрытия сумки-термоконтейнера, данные результаты считываются (определяются) согласно инструкции по их применению.

5. Дезинфекция, санитарная обработка

Дезинфекция, санитарная обработка внутреннего контейнера проводится всеми имеющимися дезинфицирующими, моющими средствами, разрешенными для применения в медицинской практике. Наружного чехла - 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644. Сумки-термоконтейнеры устойчивы к многократному проведению указанной санитарной обработки, дезинфекции.

6. Утилизация

Утилизируют как твердые коммунальные отходы.

7. Упаковка

Сумки-термоконтейнеры упакованы индивидуально в пленку полимерную, в т.ч. адгезивную или пакеты полимерные.

Транспортная упаковка – пакеты полимерные, коробки или ящики из картона плоского, картона гофрированного или картона по нормативному документу изготовителя.

Допускается использование иных средств и способов упаковывания, обеспечивающих сохранность при транспортировании и хранении.

8. Условия хранения и транспортировка

Изделия транспортируют всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Сумки-термоконтейнеры хранят в сухих помещениях вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей. Условия эксплуатации и хранения – при температурах окружающей среды от минус 30 ^{0}С до плюс 35 ^{0}С. При ярусном хранении – высота до 2 м.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9. Срок годности

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты реализации.

Гарантия не распространяется:

-на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации;

-на повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;

-на повреждения, вызванные неправильным, небрежным уходом, хранением, транспортировкой;

-на механические повреждения.

10. Изготовитель и юридический адрес

ООО «Бел-Медикон», 222322, Минская область, Молодечненский район, г.п. Радошковичи, ул. Заславская, д. 2, кон.тел.(+375176) 555 030, 555 080, +375 29139 78 00

e-mail:bel-medikon@yandex.ru www.medikon.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция
по применению сумок-контейнеров для медицинских изделий

1. Соответствие

Сумки-контейнеры для медицинских изделий (далее - сумки-контейнеры) изготовлены согласно требованиям технических условий ТУ BY 690821649.005-20__-проект.

2. Назначение

Сумки-контейнеры предназначены для транспортирования и временного хранения медицинских изделий различного ассортимента и назначения, биоматериалов, лекарственных средств, иных вложений.

Сумки-контейнеры предназначены для использования в организациях здравоохранения и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, в лабораториях, научно-исследовательских и других организациях.

3. Описание

Сумки-контейнеры изготавливаются внутренним объемом от 2 до 100 литров.

Сумки-контейнеры - обозначение **модели** при поставке **СК-Хл**, где Х - внутренний объем поставляемого изделия.

Сумки-контейнеры состоят из герметичного, жёсткого, пластикового, моющегося внутреннего контейнера с крышкой во внешней сумке-чехле из прочной, влагостойкой, моющей ткани с одной или двумя ручками. Чехол может быть оснащен дополнительными элементами по заявке потребителя: съемным плечевым ремнем, наружными карманами, нашивками и т.д.

Сумки-контейнеры выпускаются различной цветовой гаммы внешнего чехла.

По запросу могут комплектоваться вкладышами: штативами для пробирок, боксами, держателями и т.д.

Ударопрочный жёсткий корпус служит надёжной защитой от внешнего механического воздействия.

Сумки-контейнеры являются изделиями многоразового использования.

Обозначение модели включает: внутренний объем и при наличии дополнительных элементов (карман, ремень и т.д.) – их наименование и количество. Вкладыши – их наименование и количество (при наличии), грузоподъемность изделия, ТУ и дата изготовления, указываются на этикетке и/или ярлыке к каждому изделию.

4. Указания по применению, меры предосторожности

Перед применением, пустую сумку-контейнер выдержать в открытом виде в помещении при температуре плюс (18-22)°С не менее 8 часов.

В сумку-контейнер укладывают изделия, имеющие температуру не превышающие пределы от минус 50ºС до плюс 50ºС и плотно закрывают крышку, зафиксировав молнией.

Внимание!

Перед применением сумку-контейнер распаковывают, осматривают на наличие повреждений, иных несоответствий и очищают (моют, дезинфицируют, просушивают). Использовать изделие, имеющее какие-либо повреждения, либо несоответствия запрещено!

Эксплуатация и открытие сумки-контейнера разрешено только в положении – крышка сверху, набок класть запрещено!

После использования внутренний контейнер сумки-контейнера обязательно очищают: извлекают все содержимое, моют, обрабатывают дезинфицирующими средствами и насухо протирают. Оставлять на хранение до следующего использования не очищенным – запрещено!

Внутренние вкладыши очищаются по аналогии!

В начале своей эксплуатации допускается жесткое (с применением усилий) закрытие крышки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Дезинфекция, санитарная обработка

Дезинфекция, санитарная обработка внутреннего контейнера проводится всеми имеющимися дезинфицирующими, моющими средствами, разрешенными для применения в медицинской практике. Наружного чехла - 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644. Сумки-термоконтейнеры устойчивы к многократному проведению указанной санитарной обработки, дезинфекции.

6. Утилизация

Утилизируют как твердые коммунальные отходы.

7. Упаковка

Сумки-контейнеры упакованы индивидуально в пленку полимерную, в т.ч. адгезивную или пакеты полимерные.

Транспортная упаковка – пакеты полимерные, коробки или ящики из картона плоского, картона гофрированного или картона по нормативному документу изготовителя.

Допускается использование иных средств и способов упаковывания, обеспечивающих сохранность при транспортировании и хранении.

8. Условия хранения и транспортировка

Изделия транспортируют всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Сумки-контейнеры хранят в сухих помещениях вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей. Условия эксплуатации и хранения – при температурах окружающей среды от минус 30 ^{0}С до плюс 35 ^{0}С. При ярусном хранении – высота до 2 м.

9. Срок годности

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты реализации.

Гарантия не распространяется:

-на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации;

-на повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;

-на повреждения, вызванные неправильным, небрежным уходом, хранением, транспортировкой;

-на механические повреждения.

10. Изготовитель и юридический адрес

ООО «Бел-Медикон», 222322, Минская область, Молодечненский район, г. п. Радошковичи, ул. Заславская, д. 2., кон.тел.(+375176) 555 030, 555 080, +375 29 139 78 00 e-mail:bel-medikon@yandex.ru www.medikon.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция
по применению сумок-укладок

1. Соответствие

Сумки-укладки изготовлены согласно требованиям технических условий ТУ BY 690821649.005-20__-проект.

2. Назначение

Сумки-укладки предназначены для транспортирования и временного хранения медицинских изделий различного ассортимента и назначения, биоматериалов, лекарственных средств, иных вложений.

Сумки-укладки предназначены для использования в организациях здравоохранения и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, в лабораториях, научно-исследовательских и других организациях.

3. Описание

Сумки-укладки изготавливаются размерами (внешние): длина от 190мм до 600мм, ширина от 120мм до 500мм и высота от 120мм до 600мм

Сумки-укладки - обозначение **модели** при поставке **СУ-Х*, Х/Х/Х**, где:

Х/Х/Х – внешний размер изделия (длина, ширина, высота).

Х*- исполнение, обозначающее:

01 – без крышки и двумя на две стороны ручками;

02 – без крышки с одной ручкой;

03 – с фиксирующейся крышкой и двумя на две стороны ручками;

04 – с фиксирующейся крышкой и одной ручкой;

05 – с крышкой без фиксации и двумя на две стороны ручками;

06 – с крышкой без фиксации с одной ручкой;

07 - раскладная на две стороны с высокими створками.

Сумки-укладки состоят из жёсткого, пластикового, моющегося корпуса с одной или двумя ручками. Могут быть с пластивой крышкой или без. Могут иметь устройства надежной фиксации крышки.

Сумки-укладки выпускаются в различной цветовой гамме.

По запросу могут комплектоваться вкладышами: штативами для пробирок, боксами, держателями и т.д.

Ударопрочный жёсткий корпус служит надёжной защитой от внешнего механического воздействия.

Сумки-укладки являются изделиями многоразового использования.

Обозначение модели включает: исполнение и внешний размер изделия. Вкладыши – их наименование и количество (при наличии), грузоподъемность изделия, ТУ и дата изготовления, указываются на этикетке к каждому изделию.

4. Указания по применению, меры предосторожности

Перед применением, пустую сумку-укладку выдержать в открытом виде в помещении при температуре плюс (18-22)°С не менее 8 часов.

В сумку-укладку помещают изделия, имеющие температуру не превышающие пределы от минут 50ºС до плюс 50ºС.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание!

Перед применением сумку-укладку распаковывают, осматривают на наличие повреждений, иных несоответствий и очищают (моют, дезинфицируют, просушивают). Использовать изделие, имеющее какие-либо повреждения, либо несоответствия запрещено!

Эксплуатация и открытие сумки-укладки разрешено только в положении – крышка сверху, набок класть запрещено!

После использования внутренний контейнер сумки-укладки обязательно очищают: извлекают все содержимое, моют, обрабатывают дезинфицирующими средствами и насухо протирают. Оставлять на хранение до следующего использования не очищенным – запрещено!

Внутренние вкладыши очищаются по аналогии!

В начале своей эксплуатации допускается жесткое (с применением усилий) закрытие крышки.

5. Дезинфекция, санитарная обработка

Дезинфекция, санитарная обработка проводится всеми имеющимися дезинфицирующими, моющими средствами, разрешенными для применения в медицинской практике. Сумки-укладки устойчивы к многократному воздействию дезинфицирующих и не агрессивных моющих средств.

6. Утилизация

Утилизируют как твердые коммунальные отходы.

7. Упаковка

Сумки-укладки упакованы индивидуально в пленку полимерную, в т.ч. адгезивную или пакеты полимерные.

Транспортная упаковка – пакеты полимерные, коробки или ящики из картона плоского, картона гофрированного или картона по нормативному документу изготовителя.

Допускается использование иных средств и способов упаковывания, обеспечивающих сохранность при транспортировании и хранении.

8. Условия хранения и транспортировка

Изделия транспортируют всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Сумки-укладки хранят в сухих помещениях вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей. Условия эксплуатации и хранения – при температурах окружающей среды от минус 30 ^{0}С до плюс 35 ^{0}С. При ярусном хранении – высота до 2 м.

9. Срок годности

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты реализации.

Гарантия не распространяется:

-на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации;

-на повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;

-на повреждения, вызванные неправильным, небрежным уходом, хранением, транспортировкой;

-на механические повреждения.

10. Изготовитель и юридический адрес

ООО «Бел-Медикон», 222322, Минская область, Молодечненский район, г. п. Радошковичи, ул. Заславская, д. 2, кон.тел.(+375176) 555 030, 555 080, +375 29 139 78 00 e-mail:bel-medikon@yandex.ru www.medikon.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция
по применению сумок-чемоданов

1. Соответствие

Сумки-чемоданы изготовлены согласно требованиям технических условий ТУ BY 690821649.005-20__-проект.

2. Назначение

Сумки-чемоданы предназначены для транспортирования и хранения медицинских изделий, наборов, инструментов, препаратов, лекарственных средств, иных вложений с загрузкой в горизонтальном положении.

Сумки-чемоданы предназначены для использования в организациях здравоохранения и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, в лабораториях, научно-исследовательских и других организациях.

3. Описание

Сумки-чемоданы изготавливаются размерами (внешние): длина от 200мм до 450мм, ширина от 50мм до 550мм и высота от 100мм до 400мм

Сумки-чемоданы - обозначение **модели** при поставке **СЧ Х/Х/Х,** где Х- внешний размер изделия, обозначающие длину, ширину, высоту.

Сумки-чемоданы выпускаются в различной цветовой гамме из прочной, влагостойкой, моющей ткани с одной ручкой. Могут комплектоваться различными вкладышами: сумками, пакетами, ампульниками, фиксаторами и т.д. А также по заявке потребителя могут быть оснащены дополнительными элементами: съемный плечевой ремень, карман, нашивка и т.д.

Сумки-чемоданы выпускаются в полужестком корпусе. По заявке потребителя могут быть в жестком корпусе.

Грузоподъемность сумки-чемодана в зависимости от модели от 5 до 25 кг.

Сумки-чемоданы являются изделиями многоразового использования.

Обозначение модели, включает внешний размер и при наличии дополнительных элементов (карман, ремень и т.д.) – их наименование и количество. Вкладыши – их наименование и количество (при наличии), грузоподъемность изделия, ТУ и дата изготовления, указываются на этикетке и/или ярлыке к каждому изделию.

4. Указания по применению, меры предосторожности

При хранении или транспортировке в минусовых температурах, перед применением, пустую сумку-чемодан выдерживают в открытом виде в помещении при температуре плюс (18-22)°С не менее 8 часов.

В сумку-чемодан укладывают изделия, имеющие температуру не превышающие пределы от минус 50ºС до плюс 50ºС.

Внимание!

Перед применением сумку-чемодан распаковывают, осматривают на наличие повреждений, иных несоответствий и проводят внутри сумки санитарную обработку и дезинфекцию, просушивают. Использовать изделие, имеющее какие-либо повреждения либо несоответствия запрещено!

5. Санитарная обработка и дезинфекция

Санитарная обработка и дезинфекция проводится 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644. Сумки-чемоданы устойчивы к многократному проведению указанной санитарной обработки и дезинфекции.

6. Утилизация

Утилизируют как твердые коммунальные отходы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Упаковка

Сумки-чемоданы упакованы индивидуально в пленку полимерную, в т.ч. адгезивную или пакеты полимерные.

Транспортная упаковка – пакеты полимерные, коробки или ящики из картона плоского, картона гофрированного или картона по нормативному документу изготовителя.

Допускается использование иных средств и способов упаковывания, обеспечивающих сохранность при транспортировании и хранении.

8. Условия хранения и транспортировка

Изделия транспортируют всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Сумки-чемоданы хранят в сухих помещениях вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей. Условия эксплуатации и хранения – при температурах окружающей среды от минус 30 ^{0}С до плюс 35 ^{0}С. При ярусном хранении – высота до 2 м.

9. Срок годности

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты реализации.

Гарантия не распространяется:

-на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации;

-на повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;

-на повреждения, вызванные неправильным, небрежным уходом, хранением, транспортировкой;

-на механические повреждения.

10. Изготовитель и юридический адрес

ООО «Бел-Медикон», 222322, Минская область, Молодечненский район, г. п. Радошковичи, ул. Заславская, д. 2, кон.тел.(+375176) 555 030, 555 080, +375 29 139 78 00 e-mail:bel-medikon@yandex.ru www.medikon.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция
по применению сумок для приборов и оборудования

1. Соответствие

Сумки для приборов и оборудования (далее - сумки) изготовлены согласно требованиям технических условий ТУ BY 690821649.005-20__-проект.

2. Назначение

Сумки предназначены для транспортирования и хранения медицинских приборов и оборудования.

Сумки предназначены для использования в организациях здравоохранения и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, в лабораториях, научно-исследовательских и других организациях.

3. Описание

Сумки изготавливаются размерами (внешние): длина от 170мм до 850мм, ширина от 10мм до 300мм и высота от 80мм до 550мм

Сумки- обозначение **модели** при поставке **СПО-Х*, Х/Х/Х**, где:

Х/Х/Х – внешний размер изделия (длина, ширина, высота).

Х*- исполнение, обозначающее:

01 – с верхним открытием;

02 – с продольным откидным открытием;

03 – с поперечным откидным открытием.

Сумки выпускаются в различной цветовой гамме из прочной, влагостойкой, моющей ткани без ручки. Могут комплектоваться различными вкладышами: фиксаторами, карманами, чехлами и т.д. А также по заявке потребителя могут быть оснащены дополнительными элементами: ручка, съемный плечевой ремень, карман, нашивка и т.д.

Сумки выпускаются в мягком корпусе. По заявке потребителя могут быть в полужестком или жестком корпусе.

Грузоподъемность сумки в зависимости от модели от 0,5 до 20 кг.

Сумки являются изделиями многоразового использования.

Обозначение модели, включает внешний размер и при наличии дополнительных элементов (карман, ремень и т.д.) – их наименование и количество. Вкладыши – их наименование и количество (при наличии), грузоподъемность изделия, ТУ и дата изготовления, указываются на этикетке и/или ярлыке к каждому изделию.

4. Указания по применению, меры предосторожности

При хранении или транспортировки в минусовых температурах, перед применением, пустую сумку выдерживают в открытом виде в помещении при температуре плюс (18-22)°С не менее 8 часов.

Внимание!

Перед применением сумку распаковывают, осматривают на наличие повреждений, иных несоответствий и проводят внутри сумки санитарную обработку и дезинфекцию, просушивают. Использовать изделие, имеющее какие-либо повреждения, либо несоответствия запрещено!

5. Санитарная обработка и дезинфекция

Санитарная обработка и дезинфекция проводится 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644. Сумки устойчивы к многократному проведению указанной санитарной обработки и дезинфекции.

6. Утилизация

Утилизируют как твердые коммунальные отходы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Упаковка

Сумки упакованы индивидуально в пленку полимерную, в т.ч. адгезивную или пакеты полимерные.

Транспортная упаковка – пакеты полимерные, коробки или ящики из картона плоского, картона гофрированного или картона по нормативному документу изготовителя.

Допускается использование иных средств и способов упаковывания, обеспечивающих сохранность при транспортировании и хранении.

8. Условия хранения и транспортировка

Изделия транспортируют всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Сумки хранят в сухих помещениях вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей. Условия эксплуатации и хранения – при температурах окружающей среды от минус 30 ^{0}С до плюс 35 ^{0}С.

9. Срок годности

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты реализации.

Гарантия не распространяется:

-на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации;

-на повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;

-на повреждения, вызванные неправильным, небрежным уходом, хранением, транспортировкой;

-на механические повреждения.

10. Изготовитель и юридический адрес

ООО «Бел-Медикон», 222322, Минская область, Молодечненский район, г. п. Радошковичи, ул. Заславская, д. 2, кон.тел.(+375176) 555 030, 555 080, +375 29 139 78 00 e-mail:bel-medikon@yandex.ru www.medikon.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция
по применению сумок-рюкзаков

1. Соответствие

Сумки-рюкзаки изготовлены согласно требованиям технических условий ТУ BY 690821649.005-20__-проект.

2. Назначение

Сумки-рюкзаки предназначены для транспортирования и хранения медицинских изделий, наборов, инструментов, препаратов, лекарственных средств и иных вложений с возможностью переноски за спиной.

Сумки-рюкзаки предназначены для использования в организациях здравоохранения и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, в лабораториях, научно-исследовательских и других организациях.

3. Описание

Сумки-рюкзаки изготавливаются размерами (внешние): длина от 300мм до 1000мм, ширина от 150мм до 400мм и высота от 300мм до 600мм

Сумка- рюкзак - обозначение **модели** при поставке **СР X/X/X,** где X- внешний размер изделия, обозначающие длину, ширину, высоту.

Сумки- рюкзаки выпускаются в различной цветовой гамме из прочной, влагостойкой, моющей ткани с двумя плечевыми ремнями, для переноски за спиной и двумя ручками. Могут комплектоваться различными вкладышами: сумками, пакетами, ампульниками, фиксаторами и т.д. А также по заявке потребителя могут быть оснащены дополнительными элементами: карман, нашивка, эмблема и т.д.

Сумки- рюкзаки выпускаются в полужестком корпусе. По заявке потребителя могут быть в жестком или мягком корпусе.

Грузоподъемность сумки-рюкзака в зависимости от модели от 5 до 25 кг.

Сумки-рюкзаки являются изделиями многоразового использования.

Обозначение модели, включает внешний размер и при наличии дополнительных элементов (карман, нашивка и т.д.) – их наименование и количество. Вкладыши – их наименование и количество (при наличии), грузоподъемность изделия, ТУ и дата изготовления, указываются на этикетке и/или ярлыке к каждому изделию.

4. Указания по применению, меры предосторожности

При хранении или транспортировки в минусовых температурах, перед применением, пустую сумку-рюкзак выдерживают в открытом виде в помещении при температуре плюс (18-22)°С не менее 8 часов.

В сумку-рюкзак укладывают изделия, имеющие температуру не превышающие пределы от минус 50ºС до плюс 50ºС.

Внимание!

Перед применением сумку-рюкзак распаковывают, осматривают на наличие повреждений, иных несоответствий и проводят внутри сумки санитарную обработку и дезинфекцию, просушивают. Использовать изделие, имеющее какие-либо повреждения либо несоответствия запрещено!

5. Санитарная обработка и дезинфекция

Санитарная обработка и дезинфекция проводится 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644. Сумки-рюкзаки устойчивы к многократному проведению указанной санитарной обработки и дезинфекции.

6. Утилизация

Утилизируют как твердые коммунальные отходы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Упаковка

Сумки-рюкзаки упакованы индивидуально в пленку полимерную, в т.ч. адгезивную или пакеты полимерные.

Транспортная упаковка – пакеты полимерные, коробки или ящики из картона плоского, картона гофрированного или картона по нормативному документу изготовителя.

Допускается использование иных средств и способов упаковывания, обеспечивающих сохранность при транспортировании и хранении.

8. Условия хранения и транспортировка

Изделия транспортируют всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Сумки-рюкзаки хранят в сухих помещениях вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей. Условия эксплуатации и хранения – при температурах окружающей среды от минус 30 ^{0}С до плюс 35 ^{0}С.

9. Срок годности

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты реализации.

Гарантия не распространяется:

-на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации;

-на повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;

-на повреждения, вызванные неправильным, небрежным уходом, хранением, транспортировкой;

-на механические повреждения.

10. Изготовитель и юридический адрес

ООО «Бел-Медикон», 222322, Минская область, Молодечненский район, г. п. Радошковичи, ул. Заславская, д. 2, кон.тел.(+375176) 555 030, 555 080, +375 29 139 78 00 e-mail:bel-medikon@yandex.ru www.medikon.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция
по применению сумок для комплектации наборов

1. Соответствие

Сумки для комплектации наборов (далее - сумки) изготовлены согласно требованиям технических условий ТУ BY 690821649.005-20__-проект.

2. Назначение

Сумки предназначены для комплектования, перевозки и хранения медицинских изделий, наборов, лекарственных средств и иных вложений, в том числе:

- сумки для комплектации наборов универсальные;
- сумки для комплектации наборов скорой помощи.

Сумки предназначены для использования в организациях здравоохранения и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, в лабораториях, научно-исследовательских и других организациях.

3. Описание

Сумки изготавливаются размерами (внешние): длина от 300мм до 800мм, ширина от 50мм до 400мм и высота от 250мм до 550мм

Сумка для комплектации наборов универсальные - обозначение **модели** при поставке **СкН (У) Х/Х/Х**

Сумка для комплектации наборов скорой помощи - обозначение **модели** при поставке **СкН (СП) Х/Х/Х,**

где Х- внешний размер изделия, обозначающие длину, ширину, высоту.

Сумки выпускаются в различной цветовой гамме из прочной, влагостойкой, моющей ткани. Могут комплектоваться различными вкладышами: сумками, пакетами, ампульниками, фиксаторами и т.д. А также по заявке потребителя могут быть оснащены дополнительными элементами: карман, нашивка, ремни и т.д.

Сумки выпускаются в полужестком корпусе.

Грузоподъемность сумки в зависимости от модели от 5 до 25 кг.

Сумки являются изделиями многоразового использования.

Обозначение модели, включает внешний размер и при наличии дополнительных элементов (карман, нашивка, ремень и т.д.) – их наименование и количество. Вкладыши – их наименование и количество (при наличии), грузоподъемность изделия, ТУ и дата изготовления, указываются на этикетке и/или ярлыке к каждому изделию.

4. Указания по применению, меры предосторожности

При хранении или транспортировки в минусовых температурах, перед применением, пустую сумку-чемодан выдерживают в открытом виде в помещении при температуре плюс (18-22)°С не менее 8 часов.

В сумку укладывают изделия, имеющие температуру не превышающие пределы от минус 50ºС до плюс 50ºС.

Внимание!

Перед применением сумку распаковывают, осматривают на наличие повреждений, иных несоответствий и проводят внутри сумки санитарную обработку и дезинфекцию, просушивают. Использовать изделие, имеющее какие-либо повреждения либо несоответствия запрещено!

5.Санитарная обработка и дезинфекция

Санитарная обработка и дезинфекция проводится 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644. Сумки устойчивы к многократному проведению указанной санитарной обработки и дезинфекции.

6.Утилизация

Утилизируют как твердые коммунальные отходы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Упаковка

Сумки упакованы индивидуально в пленку полимерную, в т.ч. адгезивную или пакеты полимерные.

Транспортная упаковка – пакеты полимерные, коробки или ящики из картона плоского, картона гофрированного или картона по нормативному документу изготовителя.

Допускается использование иных средств и способов упаковывания, обеспечивающих сохранность при транспортировании и хранении.

8. Условия хранения и транспортировка

Изделия транспортируют всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Сумки хранят в сухих помещениях вдали от источников нагрева и прямых солнечных лучей. Условия эксплуатации и хранения – при температурах окружающей среды от минус 30 ^{0}С до плюс 35 ^{0}С.

9. Срок годности

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты реализации.

Гарантия не распространяется:

-на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации;

-на повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;

-на повреждения, вызванные неправильным, небрежным уходом, хранением, транспортировкой;

-на механические повреждения.

10. Изготовитель и юридический адрес

ООО «Бел-Медикон», 222322, Минская область, Молодечненский район, г. п. Радошковичи, ул. Заславская, д. 2, кон.тел.(+375176) 555 030, 555 080, +375 29 139 78 00 e-mail:bel-medikon@yandex.ru www.medikon.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru