ESSILOR

Инструкция по применению линз очковых, производства
ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris, 94220 Charenton le Pont, France
Завод-производитель:
Essilor Manufacturing Thailand Co. Ltd., Lat Krabang Industrial Estate E.P.Z. Phase III, NO. 213, Chalongkrung Road, Lamplatiew Lat Krabang, Bangkok 10520 Thailand / Таиланд

1. Очковые линзы выписываются по рецепту врача-офтальмолога и используются по назначению, а именно для коррекции, лечения и профилактики различных заболеваний органов зрения взрослых и детей.

2. Нельзя класть очковые линзы на твердую поверхность.

3. Для очищения очковых линз допустимо использовать специальную салфетку из микрофибры и средство для очистки линз.

4. Допустимо использование проточной теплой воды не выше +40С и моющих растворов с нейтральным pH без абразивных включений.

5. Недопустим контакт очковых линз с агрессивной средой (в том числе лаком для волос, дезодорантом, щелочными моющими средствами, спиртосодержащими растворами, соленой водой).

6. Недопустимо подвергать очковые линзы воздействию высоких температур (выше +50С), в частности, при сушке феном, при посещении бани или сауны и т. д.

7. Нельзя оставлять очковые линзы вблизи нагревательных приборов или на открытом солнце, в том числе и под лобовым стеклом автомобиля или на подоконнике.

8. Недопустимо прикладывать к очковым линзам чрезмерное механическое воздействие.
9. В очках с затемнением более 10% запрещено водить автомобиль в сумерки или темное время суток.
10. Хранить очковые линзы необходимо при температуре от -30С до +35С.

Данная инструкция распространяется на все регистрируемые изделия

ESSILOR INTERNATIONAL
147 rue de Paris
94220 CHARENTON-LE-PONT (France)
439 769 654 R.C.S. CRETEIL

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru