rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ТУ BY 790762789.001–2017 Изм.1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Салфетки предназначены для применения в учреждениях здравоохранения, при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, для обеспечения защиты раны от инфекции и реализации потребителю.
Салфетки стерильные применяются в качестве готовых операционно-перевязочных средств. Используются при прямом контакте с открытой раневой поверхностью.
Салфетки нестерильные, используют для удаления всевозможных загрязнений, а также в качестве материала, отлично впитывающего влагу с различных поверхностей (неповрежденная кожа, медицинские изделия, мебель).
Салфетки нестерильные, могут использоваться в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для обработки ран и при работе с раневой поверхностью при условии предварительной их стерилизации.
Салфетки предназначены для одноразового использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Проверить целостность упаковки.
Вскрыть упаковку. Извлечь Салфетки из упаковки.
Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Салфетки выпускаются в вариантах исполнения:
- Салфетки марлевые медицинские стерильные;
- Салфетки марлевые медицинские нестерильные;

Салфетки изготавливаются однослойными, двухслойными, четырехслойными.
Размеры салфеток: 16см х 8см, 16см х 14см, 45см х 29см, 70см х 68см.
Салфетки могут иметь рентгеноконтрастную нить.
Для изготовления Салфеток применяется:
- марля медицинская с поверхностной плотностью не менее 20 г/м^2.

Продольные и поперечные края загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны.
Способ стерилизации – в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:

	изделия стерильно		изделия нестерильно
	номер партии		хранить в сухом месте
	не использовать повторно		использовать до
	дата изготовления		производитель
	не использовать при поврежденной упаковке		знак соответствия системы менеджмента качества
	хранить в защищенном от солнечных лучей месте		обратитесь к руководству по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Салфетки должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 30^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Салфетки должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Салфетки могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Салфеток требованиям ТУ BY 790762789.001–2017 Изм.1 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Срок годности стерильных Салфеток – 5 лет с даты стерилизации.
Срок годности нестерильных Салфеток– 6 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Салфеток после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Салфеток марлевых медицинских, изготовленных по ТУ BY 790762789.001–2017 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60.
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru