Информация о товаре

AmnioPrime
Полная среда для культивирования амниотических клеток и ворсинок хориона
Каталожный номер APR-B (100 мл)

Общая информация

AmnioPrime представляет собой готовую к использованию среду для диагностики in vitro. Она была специально разработана для культивирования первичных амниотических клеток и ворсин хориона человека, которые предназначены для кариотипического анализа, флуоресцентной гибридизации in situ и других цитогенетических методов.
Среда поставляется замороженной и содержит предварительно отобранную сыворотку, L-глютамин и антибиотики.

Информация о товаре

Внешний вид	Прозрачная замороженная жидкость от желтого до красного цвета
CO_2 концентрация, оптимум	5 %
Хранение и срок годности	Хранить при температуре ≤-15°C в защищенном от света месте. После вскрытия хранить при температуре от +2°C до +8°C и использовать в течение 2 недель.
Условия доставки	В замороженном виде (Сухой лед)
Оттаивание	+37°C на водяной бане и осторожно взбалтывать до гомогенизации.

Данные по конкретной партии (сертификат анализа) см. на нашем веб-сайте.: www.capricorn-scientific.com/products/

Состав

Состав основан на базовой среде MEM Alpha Modification. Обратите внимание, что жидкий запатентованный состав среды уже содержит предварительно отобранную фетальную бычью сыворотку, L-глютамин и 50 мкг/мл гентамицина.

Инструкции по применению

Среду можно использовать как в открытых, так и в закрытых системах культивирования.

Важная информация:

Добавление среды AmnioPrime не является ни необходимым, ни рекомендуемым. Рекомендуется использовать клетки из 2,5 мл амниотической жидкости на одно покровное стекло. Следующий протокол и указанные объемы являются лишь общими рекомендациями по использованию. Эта высококачественная среда может использоваться в рамках установленных процедур. Пользователь может принять оптимизированный протокол, описанный ниже, частично или полностью.

Культура клеток амниотической жидкости *in situ*:

1. Концентрировать клетки путем центрифугирования амниотической жидкости: центрифугировать 20 мл амниотической жидкости при 750 об/мин в течение 10 минут.
2. Аккуратно перелейте амниотическую жидкость из клеточного осадка в стерильную пробирку..
3. Ресуспензируйте клеточный осадок с 2 мл амниотической жидкости.
4. Добавьте 2 мл AmnioPrime Medium и аккуратно перемешайте.
5. Культивировать 0,5 мл клеточной суспензии на отдельных покровных стеклах/чашках для культивирования.
6. Инкубируйте культуры при +37°C и 5 % CO_2.
7. Добавьте 2 мл среды AmnioPrime Medium к каждой культуре на 2-й день.
8. Проверьте культуры на рост через 4-5 дней. Добавляйте питательную среду как только наблюдается рост. Для добавления осторожно аспирируйте всю отработанную культуральную среду и замените ее 2 мл свежей среды AmnioPrime.
   Рекомендация: добавлять свежую питательную среду каждые 2 дня.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

AmnioPrime
Полная среда для культивирования амниотических клеток и ворсинок хориона
Каталожный номер APR-B (100 мл)

9. Когда колонии достигают достаточного размера, приступайте к сбору культуры.
10. Для достижения наилучших результатов добавить к культуре среду AmnioPrime за день до сбора.

Флаконный метод культивирования клеток амниотической жидкости:

1. Используйте ту же процедуру, что и для культивирования на месте, со следующими адаптациями:
2. Ресуспензируйте клеточный осадок с 4 мл амниотической жидкости. Добавьте 16 мл AmnioPrime Medium и осторожно перемешайте.
3. Культивируйте 5 мл на колбу T25. Неплотно закройте колбу крышкой и инкубируйте в покое при +37°C в атмосфере с 5 % CO_2.
4. Через 5 дней проверьте все колбы на наличие роста.
5. Для достижения наилучших результатов добавляйте в культуры среду AmnioPrime за день до сбора.

Рекомендации для закрытых систем:

Среду AmnioPrime можно использовать в закрытых системах культивирования до тех пор, пока поддерживается физиологический pH от 6,9 до 7,4. Закрытые системы зависят от достаточной буферной способности среды.

Метод 1: Добавьте к среде AmnioPrime 2 % (об./об.) стерильный 1,0 M раствор HEPES. Раствор HEPES должен быть установлен на pH 7,0 при +20°C. Среду с добавлением HEPES впоследствии можно использовать для клеток в закрытых культуральных колбах.

Метод 2: Предварительно выдерживают колбу, содержащую среду AmnioPrime и клетки, при +37°C в атмосфере 5 % CO2 в течение 1 часа перед закрытием колбы.

Метод 3: Промойте каждую культуральную колбу, содержащую среду AmnioPrime и клетки, 5 % CO2 – 95 % воздуха через стерильный фильтр 0,2 мкм в течение 20 секунд. Плотно закройте крышки и инкубируйте колбы при +37°C.

Меры предосторожности и отказ от ответственности

Для диагностики *in vitro*. Среда не предназначена для терапевтического использования.
Каждая лаборатория обязана проводить репрезентативные тесты в соответствии с действующими правовыми нормами и в своей собственной среде, чтобы убедиться, что она подходит для этой цели, прежде чем среду можно будет использовать в обычной диагностике.
Не использовать, если в среде наблюдается видимый осадок.
Использование среды AmnioPrime Medium не гарантирует успешного результата любого пренатального диагностического тестирования.
Не используйте AmnioPrime Medium по истечении срока годности, указанного на этикетке продукта.

Знаки и символы

REF	Номер заказа
LOT	Код партии
	Условия хранения: температурный предел
	Срок годности
STERILE A	Асептическое наполнение
IVD	*In vitro* диагностика

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

AmnioPrime
Полная среда для культивирования амниотических клеток и ворсинок хориона
Каталожный номер APR-B (100 мл)

Нужна помощь?

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы относительно этого продукта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам по клеточным культурам по электронной почте (techservice@capricorn-scientific.com) или телефон (+49 6424 944640).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

Colcemid Solution (10 µg/ml) in DPBS
Каталожный номер COL-H (10 мл)

Общая информация

N-деацетил-N-метилколхицин (колцемид) родственен колхицину, но менее токсичен. Колцемид деполимеризует микротрубочки и ограничивает их образование. Соответствующие разведения инактивируют образование веретенообразных волокон, тем самым задерживая клетки в метафазе и позволяя проводить сбор клеток и кариотипирование.

Применение:

- Задерживает клетки в метафазе
- Для анализа хромосом при кариотипировании лимфоцитов или анализе хромосом клеток амниотической жидкости

Характеристики продукта

Внешний вид	Чистая жидкость
CAS №	477-30-5
Хранение и срок годности	Хранить при температуре от +2°C до +8°C по прибытии. Хорошо, чтобы заморозить. Избегайте повторяющихся циклов замораживания-оттаивания. После вскрытия хранить при температуре от +2°C до +8°C и использовать в течение 4-6 недель.
Условия доставки	При температуре окружающей среды
Рабочая концентрация	Рекомендуемая конечная концентрация: 0,1 мкг/мл.

Данные по конкретной партии (сертификат анализа) см. на нашем веб-сайте.: www.capricorn-scientific.com/products/

Формулировка

Компонент	Концентрация мг/л
Демеколцин (Кольцемид)	10.00
$CaCl_2$ $2H_2O$	130.00
Cl_2Mg $6H_2O$	100.00
KCl	200.00
KH_2PO_4	200.00
NaCl	8000.00
Na_2HPO_4	1150.00

Меры предосторожности и отказ от ответственности

Для диагностики in vitro. Раствор не предназначен для терапевтического применения.
Каждая лаборатория обязана проводить репрезентативные тесты в соответствии с действующими правовыми нормами и в своей собственной среде, чтобы убедиться, что она подходит для этой цели, прежде чем решение можно будет использовать в повседневной диагностике. Не использовать, если в растворе наблюдается видимый осадок.
Использование Colcemid Solution не гарантирует успешного результата любого диагностического тестирования.
Не используйте Colcemid Solution после истечения срока годности, указанного на этикетке продукта.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

Colcemid Solution (10 µg/ml) in DPBS

Каталожный номер COL-H (10 мл)

Знаки и символы

REF	Номер заказа
LOT	Код партии
	Условия хранения: температурный предел
	Срок годности
STERILE A	Асептическое наполнение
IVD	*In vitro* диагностика

Нужна помощь?

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы относительно этого продукта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам по клеточным культурам по электронной почте (techservice@capricorn-scientific.com) or phone (+49 6424 944640).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

LymphoPrime
Полная среда для лимфоцитов периферической крови
Каталожный номер LPR-B (100 мл)

Общая информация

Среда LymphoPrime предназначена для кратковременного культивирования лимфоцитов периферической крови для оценки хромосом. Среда основана на базовой среде с добавлением L-глютамина, эмбриональной бычьей сыворотки, антибиотиков (гентамицина) и фитогемагглютинина-М (ФГА-М). Поставляется в виде замороженной среды, готовой к использованию после оттаивания.

Характеристики продукта

Внешний вид	Прозрачная замороженная жидкость от желтого до красного цвета
Хранение и срок годности	Хранить при температуре ≤-15°C в защищенном от света месте. Не используйте этот продукт после истечения срока годности. После вскрытия хранить при температуре от +2°C до +8°C и использовать в течение 10 дней.
Условия доставки	В замороженном виде (на сухом льду)
Оттаивание	Разморозьте LymphoPrime Medium при температуре холодильника (от +2°C до +8°C) или встряхивайте бутылку на водяной бане при +37°C. Аккуратно перемешайте после оттаивания. Обратите внимание, что среда уже содержит L-глютамин, антибиотики и PHA-M.

Данные по конкретной партии (сертификат анализа) см. на нашем веб-сайте.: www.capricorn-scientific.com/products/

Инструкции по применению

Культура лимфоцитов периферической крови для хромосомного анализа:

Кариотипирование лимфоцитов клеток крови является важным инструментом современной цитогенетики человека для выявления хромосомных аномалий. Лимфоциты обычно не подвергаются последующим клеточным делениям. В присутствии митогена (например, ФГА) лимфоциты стимулируются к вступлению в митоз. Через 48–72 часа к культуре добавляют митотический ингибитор (например, колцемид) для остановки митоза на стадии метафазы. После обработки гипотоническим раствором, фиксации и окрашивания, хромосомы можно исследовать под микроскопом и оценить на наличие аномалий.

1. Разморозьте среду LymphoPrime и сделайте аликвоты по 10 мл (в стерильные пробирки).
2. Размораживайте предварительно рассчитанное количество среды LymphoPrime Medium (в пробирках) до тех пор, пока температура среды не достигнет комнатной.
3. Перенесите 0,5 мл гепаринизированной цельной крови в пробирку, содержащую 10 мл среды LymphoPrime.
4. Инкубируйте культуру при +37°C, 5 % CO_2 в инкубаторе в течение 72 часов.
5. Добавьте 0,1–0,2 мл раствора колцемида (кат. № COL-H) в каждую культуральную пробирку (до конечной концентрации 0,1 мкг/мл). Инкубируйте культуру еще 15-30 минут.
6. Перенести культуру в центрифужную пробирку и центрифугировать при 500г в течение 5 минут.
7. Удалить супернатант и ресуспендировать клетки в 5 – 10 мл гипотонического 0,075 M KCl, предварительно подогретого до +37°C. Инкубировать при +37ºC в течение 10 – 12 минут.
8. Отцентрифугировать при 500 g в течение 5 минут.
9. Удалите супернатант, встряхните клеточный осадок и добавьте по каплям 5–10 мл свежего ледяного фиксатора, состоящего из 1 части уксусной кислоты и 3 частей метанола. Оставить при +4ºC на 10 минут.
10. Повторите шаги 8 и 9.
11. Отцентрифугировать при 500 g в течение 5 минут.
12. Ресуспендируйте клеточный осадок в небольшом объеме (0,5–1 мл) свежего фиксатора, капните на чистое предметное стекло и дайте высохнуть на воздухе.
13. На этом этапе препарат можно окрасить красителями Орецин или Гимза. Для окрашивания по Гимзе, наиболее широко используемого метода, вы можете использовать один из распространенных протоколов окрашивания или протокол, принятый в вашей лаборатории.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

LymphoPrime
Полная среда для лимфоцитов периферической крови
Каталожный номер LPR-B (100 мл)

Меры предосторожности и отказ от ответственности

Для диагностики *in vitro*. Среда не предназначена для терапевтического использования.
Каждая лаборатория обязана проводить репрезентативные тесты в соответствии с действующими правовыми нормами и в своей собственной среде, чтобы убедиться, что она подходит для этой цели, прежде чем среду можно будет использовать в обычной диагностике. Не использовать, если в среде наблюдается видимый осадок.
Использование LymphoPrime Medium не гарантирует успешный результат любого пренатального диагностического тестирования.
Не используйте LymphoPrime Medium по истечении срока годности, указанного на этикетке продукта.

Знаки и символы

REF	Номер заказа
LOT	Код партии
	Условия хранения: температурный предел
	Срок годности
STERILE A	Асептическое наполнение
IVD	*In vitro* диагностика

Нужна помощь?

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно этого продукта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам по клеточным культурам по электронной почте (techservice@capricorn-scientific.com) or phone (+49 6424 944640).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

MarrowPrime
Полная среда для клеток костного мозга
Каталожный номер MP-B (100мл), MP-G (20мл)

Общая информация

Среда MarrowPrime поддерживает высокоэффективное прикрепление и рост клеток, что позволяет проводить быстрый хромосомный анализ костного мозга и лейкемических клеток крови и предназначена только для использования in vitro.

Среда поставляется замороженной как полная среда, готовая к использованию в формате 100 мл. Он основан на модификации MEM Alpha и содержит антибиотики (гентамицин), L-глютамин, эмбриональную бычью сыворотку (FBS), гормоны и факторы роста. Он забуферен бикарбонатом натрия, а в качестве индикатора pH присутствует феноловый красный.

Применение:

- Для кариотипирования, флуоресцентной гибридизации in situ и других цитогенетических процедур укоренившихся культур костного мозга и лейкемических клеток крови.

Характеристики продукта

Внешний вид	Красная прозрачная замерзшая жидкость
Хранение и срок годности	Хранить при температуре ≤-15°C в защищенном от света месте. Не используйте этот продукт после истечения срока годности. После вскрытия хранить при температуре от +2°C до +8°C и использовать в течение 2 недель.
Условия доставки	Замороженный (сухой лед)
Оттаивание	Разморозьте MarrowPrime Medium при температуре +37°C на водяной бане и осторожно перемешайте во время и после размораживания до получения однородной среды. Альтернативой является оттаивание среды в CO2-инкубаторе при температуре +37°C с приоткрытой крышкой для автоматической нормализации pH. Теплая среда с соответствующим pH лучше всего подходит для инициализации культур.

Данные по конкретной партии (сертификат анализа) см. на нашем веб-сайте.: www.capricorn-scientific.com/products/

Инструкция по применению

Важная информация:

MarrowPrime — это полноценная среда, поставляемая в замороженном стерильном формате. Дополнение MarrowPrime Medium не является ни необходимым, ни рекомендуемым.

Эта высококачественная среда может использоваться в рамках установленных процедур. Пользователь может адаптировать часть или весь оптимизированный протокол, описанный ниже.

Протокол настройки и культивирования клеток костного мозга:

1. Если образец костного мозга получен в транспортной среде, центрифугируйте при 150–170 г в течение 10 минут. Для образца костного мозга, полученного в гепарине, перейдите непосредственно к шагу 3.
2. Осторожно удалите супернатант, включая любой жир и мусор, плавающие на поверхности, и выбросьте. Не влияет на гранулы.
3. Поместите 5 мл среды MarrowPrime в каждую пробирку.
4. Засеять с соответствующим количеством клеток костного мозга с помощью стерильных пипеток Пастера. Конечная концентрация клеток должна составлять 106 клеток/мл на культуру..

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

CE

MarrowPrime
Полная среда для клеток костного мозга
Каталожный номер MP-B (100 мл), MP-G (20мл)

5. Настройка культур в соответствии с предварительным диагнозом:

Прямая культура:	Добавьте 100 мкл раствора колцемида (10 мкг/мл) на 1–2 часа.
Краткосрочная культура:	Инкубируйте в течение ночи. На следующее утро добавьте 100 мкл раствора колцемида (10 мкг/мл) на 1–2 часа.
Ночное воздействие колцемида:	Добавьте 50 мкл (10 мкг/мл) раствора колцемида как можно ближе к вечеру. Инкубируйте в течение ночи при +37°C.
Краткосрочная культура + ночное воздействие колцемида::	Инкубировать при +37°C в течение 24, 48 или 72 часов. Затем добавьте 50 мкл (10 мкг/мл) раствора колцемида как можно ближе к вечеру. Инкубируйте в течение ночи при +37°C.
Культуры, стимулированные В-клетками:	Добавьте 100 мкл PMA (4-форбол 12-миристат 13-ацетат) и/или PWM (митоген Лапки) и инкубируйте от 2 до 4 дней при +37°C. Добавить 100 мкл раствора колцемида (10 мкг/мл) и инкубировать в течение ночи при +37°C.
Культуры, стимулированные Т-клетками:	Добавить 100 мкл ФГА (фитогемагглютинин) и инкубировать 72 часа при +37°C. Добавьте 100 мкл раствора колцемида (10 мкг/мл) на 1–2 часа.

Протокол сбора клеток костного мозга:

1. Пробирки центрифугируют в течение 5 минут при 1500 об/мин.
2. Удалить супернатант.
3. Ресуспендируют осадок в 6 мл предварительно подогретого раствора хлорида калия (KCl, 0,075 M) и инкубируют пробирки при +37°C на водяной бане в течение 20 минут.
4. Центрифугируйте пробирки при 1500 об/мин в течение 5 минут.
5. Удалить супернатант.
6. Добавьте в пробирку 5 мл фиксатора (3 метанола: 1 уксусная кислота). Медленно добавьте несколько капель фиксатора, осторожно перемешивая. Продолжайте добавлять фиксатор таким образом, пока все скопления клеток не распадутся и клеточная суспензия не станет максимально гомогенной.
7. Центрифугировать при 1500 об/мин в течение 5 минут.
8. Повторите шаги 6-7 два раза.
9. После последнего этапа промывки осторожно удалите надосадочную жидкость, не затрагивая осадок. Ресуспендируйте осадок в соответствующем объеме фиксатора для подготовки слайдов.

Меры предосторожности и отказ от ответственности

Для диагностики *in vitro*. Среда не предназначена для терапевтического использования.
Каждая лаборатория обязана проводить репрезентативные тесты в соответствии с действующими правовыми нормами и в своей собственной среде, чтобы убедиться, что она подходит для этой цели, прежде чем среду можно будет использовать в обычной диагностике. Не использовать, если в среде наблюдается видимый осадок.
Использование MarrowPrime Medium не гарантирует успешного результата любого диагностического тестирования.
Не используйте MarrowPrime Medium по истечении срока годности, указанного на этикетке продукта.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

MarrowPrime
Полная среда для клеток костного мозга
Каталожный номер MP-B (100 мл), MP-G (20мл)

Знаки и символы

REF	Номер заказа
LOT	Код партии
	Условия хранения: температурный предел
	Срок годности
STERILE A	Асептическое наполнение
IVD	*In vitro* дигностика

Нужна помощь?

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы относительно этого продукта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам по клеточным культурам по электронной почте (techservice@capricorn-scientific.com) или по телефону (+49 6424 944640).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

Phytohemagglutinin M (PHA-M)

Каталожный номер PHA-K (5 мл), PHA-H (10 мл)

Общая информация

Фитогемагглютинин представляет собой лектин, экстрагированный из красной фасоли (Phaseolus vulgaris). Белок состоит из двух видов молекул: лейкоагглютинина (PHA-L) и эритроагглютинина (PHA-E). Каждый из белков содержит семейство из пяти изолектинов, каждый из которых представляет собой тетрамер, удерживаемый вместе нековалентными силами. PHA-M представляет собой мукопротеиновую форму. Первоначально PHA-M использовался для выделения лейкоцитов из цельной крови.

Применение:

- Стимулирует пролиферацию клеток в культуре лимфоцитов
- Мощные эритроагглютинирующие свойства

Характеристики продукта

Внешний вид	Замороженная жидкость
Хранение и срок годности	Хранить при температуре ≤-15°C. После оттаивания ПГА-М стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°C до +8°C. PHA-M может казаться мутным при температуре от +2°C до +8°C. Мутность не влияет на активность ФГА-М.
Условия доставки	Замороженный (сухой лед)
Рабочая концентрация	После размораживания каждый мл будет содержать 5 – 10 мг белка.

Данные по конкретной партии (сертификат анализа) см. на нашем веб-сайте.: www.capricorn-scientific.com/products/

Инструкции по применению

Культура лимфоцитов периферической крови для хромосомного анализа:

Кариотипирование лимфоцитов клеток крови является важным инструментом современной цитогенетики человека для выявления хромосомных аномалий. Лимфоциты обычно не подвергаются последующим клеточным делениям. В присутствии митогена (например, ФГА) лимфоциты стимулируются к вступлению в митоз. Через 48–72 часа к культуре добавляют митотический ингибитор (например, колцемид) для остановки митоза на стадии метафазы. После обработки гипотоническим раствором, фиксации и окрашивания хромосомы можно исследовать под микроскопом и оценить на наличие аномалий.

1. Add 2 – 4 ml of PHA-M per 100 ml of karyotyping medium.
2. Перенесите 0,5 мл гепаринизированной цельной крови в пробирку, содержащую 10 мл среды для кариотипирования с добавлением PHA-M (или 10_6 жизнеспособных клеток на мл).
3. Инкубируйте культуру при +37°C, 5 % CO2 в инкубаторе в течение 72 часов.
4. Добавьте 0,1–0,2 мл раствора колцемида (кат. № COL-H) в каждую культуральную пробирку (до конечной концентрации 0,1 мкг/мл). Инкубируйте культуру еще 15-30 минут.
5. Перенести культуру в центрифужную пробирку и центрифугировать при 500 г в течение 5 минут.
6. Удалить супернатант и ресуспендировать клетки в 5 – 10 мл гипотонического 0,075 M KCl, предварительно подогретого до +37°C. Инкубировать при +37ºC в течение 10 – 12 минут.
7. Отжим при 500 г в течение 5 минут.
8. Удалите супернатант, встряхните клеточный осадок и добавьте по каплям 5–10 мл свежего ледяного фиксатора, состоящего из 1 части уксусной кислоты и 3 частей метанола. Оставить при +4ºC на 10 минут.
9. Повторите шаги 7 и 8.
10. Отжим при 500 г в течение 5 минут.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация о товаре

Phytohemagglutinin M (PHA-M)

Каталожный номер PHA-K (5 мл), PHA-H (10 мл)

11. Ресуспендируйте клеточный осадок в небольшом объеме (0,5–1 мл) свежего фиксатора, капните на чистое предметное стекло и дайте высохнуть на воздухе.
12. На этом этапе препарат можно окрасить красителями Орецин или Гимза. Для окрашивания по Гимзе, наиболее широко используемого метода, вы можете использовать один из распространенных протоколов окрашивания или протокол, принятый в вашей лаборатории.

Меры предосторожности и отказ от ответственности

Для диагностики *in vitro*. Раствор не предназначен для терапевтического применения.

Каждая лаборатория обязана проводить репрезентативные тесты в соответствии с действующими правовыми нормами и в своей собственной среде, чтобы убедиться, что она подходит для этой цели, прежде чем решение можно будет использовать в повседневной диагностике. Не использовать, если в растворе наблюдается видимый осадок.

Использование Фитогемагглютинина М не гарантирует успешного результата любого диагностического исследования.

Не используйте Фитогемагглютинин М после истечения срока годности, указанного на этикетке продукта.

Знаки и символы

REF	Номер заказа
LOT	Код партии
	Условия хранения: температурный предел
	Срок годности
STERILE A	Асептическое наполнение
IVD	*In vitro* дигностика

Нужна помощь?

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно этого продукта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам по клеточным культурам по электронной почте (techservice@capricorn-scientific.com) или по телефону (+49 6424 944640).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru