ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ДИАМЕД 2000

КОНТЕЙНЕР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КТМ

исполнения: -04, - 10, -25

ПАСПОРТ

ТУ BY 190245656.007-2007 «изм. № 3»

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Контейнеры теплоизоляционные медицинские КТМ (далее – контейнеры КТМ) изготовлены в соответствии с требованиями технических условий ТУ BY 190978263.007-2007 «изм.3».

1.2 Контейнеры КТМ предназначены для создания, сохранения и поддержания температурного режима от плюс 2 °С до плюс 8 °С при транспортировании и временном хранении инфузионных растворов в автомобилях скорой помощи.

1.3 В качестве охлаждающего элемента в контейнерах КТМ используется аккумулятор холода холодильника МХМ 162 по ТУ РБ 00243352.009. Температурный режим поддерживается от 4 до 7 ч. Для восстановления свойств аккумулятора холода, охлаждающий элемент необходимо помещать в морозильную камеру не менее чем на 5 ч. Причем, при температуре окружающей среды от 0 до 20 °С, температура в морозильной камере при заморозке аккумуляторов холода должна быть не более минус 12 °С, при более высоких температурах окружающей среды аккумуляторы холода должны замораживаться при температуре в морозильной камере не менее минус 18 °С.

1.4 **Контейнеры КТМ не предназначены для транспортировки крови**!!!

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные размеры и масса контейнера теплоизоляционного медицинского КТМ в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для исполнения		
	КТМ -04	КТМ -10	КТМ -25
1. Габаритные размеры, мм, не более*			
- длина	260	400	460
- ширина	210	280	230
- высота	260	340	360
2. Масса, кг, не более	1,8	3,8	3,9
3. Грузоподъемность, кг, не менее	5	8	12
* - Допускается по согласованию с потребителем изготовление контейнеров других габаритных размеров.			

2.3 Основные параметры контейнера теплоизоляционного медицинского КТМ:

- температурный режим - от плюс 2 °С до плюс 8 °С.
- время установления рабочего режима - не более 30 мин с момента закладки в контейнер аккумуляторов холода.
- время поддержания рабочего режима от 4 до 7 ч.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки должен соответствовать в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт.
Контейнер теплоизоляционный медицинский КТМ	1
Хладоэлемент - аккумулятор холода холодильника МХМ 162	1-2
Паспорт	1

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 В упаковке изготовителя допускается транспортирование контейнера теплоизоляционного медицинского КТМ всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретный вид транспорта, на любые расстояния при отсутствии непосредственного воздействия на них атмосферных осадков.

4.2 Контейнеры теплоизоляционные медицинские КТМ должны храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

5 ПРАВИЛА УХОДА

5.1 Контейнеры теплоизоляционные медицинские КТМ изготовлены из прочной водоотталкивающей ткани, позволяющей проводить санитарную обработку и дезинфекцию 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантийный срок эксплуатации контейнеров теплоизоляционных медицинских КТМ – 12 месяцев с момента продажи.

6.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента продажи.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Контейнер теплоизоляционный медицинский КТМ-___ соответствует ТУ BY 190245656.007-2007 «изм. № 3» и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Отметка ОТК _____

Юридический адрес изготовителя:

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-3/4
тел.(017) 377 27 54, 377-23-88, 377-23-83