Иглы ангиографические [ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Изделие предназначено для пункции тела для сбора образцов крови человека, введения раствора и газа и т.д. Или служит каналом для введения других устройств в организм.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
При правильном использовании медицинским персоналом абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. **ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ**
Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. КОНСТРУКЦИЯ
Изделие состоит из защитного футляра, капиллярной трубки, головки иглы.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Изделия серии BM-IN, предоставляющие возможность наблюдать кровоточащие места, удобны для пункции и позволяют избежать слишком сильного кровотечения после пункции.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Снять упаковку, не использовать, если упаковка повреждена.
2. Снять защитную крышку, ввести проводник и ангиографическую иглу в тело человека, затем извлечь иглу.

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)
1. Наименование изделия, модель и спецификация.
2. Дата изготовления, серия/партия.
3. Срок годности стерилизации.

8. ВНИМАНИЕ:
- Процедура должна выполняться квалифицированным медицинским персоналом.
- Стерилизация действительна в течение трех лет, необходимо подтвердить дату стерилизации перед использованием.
- Не использовать после истечения срока годности.
- Устройство разработано и предназначено ТОЛЬКО для ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- Не подвергать повторной стерилизации и/или повторному использованию, в противном случае пациенты могут подвергнуться риску заражения. После использования утилизировать изделие и упаковку в соответствии с методами утилизации инфекционных медицинских отходов.



Стерилизовано этиленоксидом


Не использовать повторно


Внимание:


Хранить в сухом месте


Не использовать, если упаковка повреждена


Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры


Срок годности



Код партии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

EC REP BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды
Тел.: +31 850140901 Эл. адрес: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.
АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай
ТЕЛ.: +86(769)22892018 ФАКС: +86(769)2289 2016
Веб-сайт: www.brosmed.com


Производитель


Дата производства


СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


СОДЕРЖАНИЕ


Каталожный номер

GRA-4089, РЕД.02
DCR20-0177

/подпись/

*/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Наборы интродьюсеров [ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для увеличения разреза при чрескожном введении, обеспечивающем введение катетера в кровеносный сосуд.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При правильном использовании медицинским персоналом абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. КОНСТРУКЦИЯ

Изделие состоит из интродьюсера, расширителя, проводника, ангиографической иглы, скальпеля.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Нулевой зазор достигается при использовании комбинации интродьюсера и расширителя, что может эффективно уменьшить повреждение кровеносного сосуда. Специальная конструкция и превосходная технология могут эффективно предотвратить обратный ток крови и проникновение воздуха

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Извлечь компоненты интродьюсера из упаковочной коробки и тщательно промыть набор физиологическим раствором гепарина.

2. Вставить расширитель в оболочку интродьюсера через соединение. Примечание: интенсивность должна быть небольшой и вводиться от центра соединения, в противном случае это приведет к повреждению гемостатического клапана, что может привести к утечке крови. Не менее важно и то, что расширитель должен быть соединен с интродьюсером. В противном случае расширитель будет выходить при проколе и приведет к повреждению кончика интродьюсера. Это может привести к повреждению кровеносных сосудов.



Стерилизовано этиленоксидом


Не использовать повторно


Внимание:


Хранить в сухом месте


Не использовать, если упаковка повреждена


Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры


Срок годности



Код партии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. Медленно вставить интродьюсер в целевой сосуд вдоль проводника.
4. Расширитель и проводник медленно извлекаются из интродьюсера, но когда расширитель будет готов к извлечению из интродьюсера, следует быстро извлечь расширитель, иначе это приведет к неполной герметизации и утечке из гемостатического клапана.
5. Катетер вводится в целевой сосуд через интродьюсер и проталкивается в нужное место.
6. После операции катетер извлекают, затем извлекают из интродьюсера и затем сжимают, чтобы остановить кровотечение после операции.
7. После использования утилизация производится в соответствии с процедурами утилизации медицинских принадлежностей.

REF
Каталожный номер

Производитель

Дата производства

СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)

1. Наименование изделия, модель и спецификация.
2. Дата изготовления, серия/партия.
3. Срок годности стерилизации.

8. ВНИМАНИЕ:

- Процедура должна выполняться квалифицированным медицинским персоналом.
- Стерилизация действительна в течение трех лет, необходимо дату стерилизации перед использованием.
- Устройство разработано и предназначено ТОЛЬКО для ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- Не подвергать повторной стерилизации и/или повторному использованию, в противном случае пациенты могут подвергнуться риску заражения. После использования утилизировать изделие и упаковку в соответствии с методами утилизации инфекционных медицинских отходов.
- Стерилизовано этиленоксидом. Не использовать, если упаковка повреждена.

EC REP BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды
Тел.: +31 850140901 Эл. адрес: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.
АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай
ТЕЛ.: +86(769)22892018 ФАКС: +86(769)2289 2016
Веб-сайт: www.brosmed.com

GRA-4090, РЕД.02/DCR20-014

/подпись/

*/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru