Шприцы высокого давления с манометром [ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для нагнетания давления в баллонных дилатационных катетерах для ЧТКА, которые создают давление в баллоне для расширения кровеносного сосуда или вставляемого в кровеносный сосуд стента.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При правильном использовании медицинским персоналом абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. КОНСТРУКЦИЯ

Устройство состоит из порта Люэра, соединительной трубки, датчика давления, корпуса шприца, ручки, трехходового крана.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Шприцы высокого давления с манометром могут создавать и контролировать давление в баллоне, а также быстро сдувать баллон.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снять упаковку, не использовать, если упаковка повреждена.
2. Подсоединить соединительную трубку к порту Люэра баллона подготовленного катетера. Давление можно увеличить, нажав на ручку плунжера, чтобы проверить на наличие утечки устройства, корректность работы датчика давления и отсутствие повреждений баллона.
3. Набрать контрастное вещество в шприц и удалить весь воздух, который мог скопиться в порте Люэра. Создать давление в баллоне с помощью введения контрастного вещества.

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)

1. Наименование изделия, модель и спецификация.
2. Дата изготовления, серия/партия.
3. Срок годности стерилизации.

8. ВНИМАНИЕ:

- Процедура должна выполняться квалифицированным медицинским персоналом.
- Стерилизация действительна в течение трех лет, подтвердить дату стерилизации перед использованием. Не использовать после истечения срока годности.
- Не использовать, если датчик давления не работает при повышении давления.
- В рабочих условиях разница давлений не должна превышать полномасштабного значения датчика давления.
- Запрещается использовать газ в качестве среды для создания давления в баллоне.
- Устройство разработано и предназначено ТОЛЬКО для ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- Не подвергать повторной стерилизации и/или повторному использованию, в противном случае пациенты могут подвергнуться риску заражения.
- После использования утилизировать изделие и упаковку в соответствии с методами утилизации инфекционных медицинских отходов.



Стерилизовано этиленоксидом


Не использовать повторно


Внимание:


Хранить в сухом месте


Не использовать, если упаковка повреждена


Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры


Срок годности



Код партии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

REF
Каталожный номер

Производитель

Дата производства

СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

EC REP BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды
Тел.: +31 850140901 Эл. адрес: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.
АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай

ТЕЛ.: +86(769)22892018 ФАКС: +86(769)2289 2016
Веб-сайт: www.brosmed.com

GRA-4085,
РЕД.02/DCR20-0147

/подпись/

*/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru