Шприцы с функцией контроля дозы [ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для ручного введения контрастных веществ и растворов при интервенционной терапии микротравм или диагностической хирургии.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство состоит из присоединительного конуса, уплотнительного кольца, поршня, головки поршня, корпуса шприца, крышки корпуса шприца и ручки.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Прозрачная стенка изделия обеспечивает лучшую видимость; поршень отличается характеристиками плавного и малого сопротивления, обеспечивает более гибкое управление и эффективно предотвращает попадание пузырьков в корпус.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снять упаковку. Не использовать, если упаковка повреждена.
2. Подсоединить шприцы с функцией контроля дозы к соответствующему устройству (устройствам).
3. Ввести контрастное вещество нажатием на ручку.
4. Только для однократного применения. Утилизировать после использования.

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)

1. Наименование изделия, модель и спецификация.
2. Дата изготовления, серия/партия.
3. Срок годности стерилизации.

8. ВНИМАНИЕ:

- Процедура должна выполняться квалифицированным медицинским персоналом.
- Стерилизация действительна в течение трех лет. Подтвердить дату стерилизации перед использованием и не использовать по истечении срока годности.
- Не использовать при наличии утечки у присоединительного корпуса.
- Устройство разработано и предназначено ТОЛЬКО для ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- Не подвергать повторной стерилизации и/или повторному использованию, в противном случае пациенты могут подвергнуться риску заражения. После использования утилизировать изделие и упаковку в соответствии с методами утилизации инфекционных медицинских отходов.
- Стерилизовано этиленоксидом. Не использовать, если упаковка повреждена.



Стерилизовано этиленоксидом


Не использовать повторно


Внимание:


Хранить в сухом месте


Не использовать, если упаковка повреждена


Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры


Срок годности



Код партии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

REF
Каталожный номер

Производитель

Дата производства

СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

EC REP BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды
Тел.: +31 850140901 Эл. адрес: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.
АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай

ТЕЛ.: +86(769)22892018 ФАКС: +86(769)2289 2016
Веб-сайт: www.brosmed.com

GRA-4087,
РЕД.02/DCR20-0177

/подпись/

*/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru