ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭкА (нертутный)

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС 2012-13429 от 18 мая 2012 г.

ГОСТ 31516-2012/ТУ 9441-034-31881402-2011

Заводской номер термометра указан на футляре.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Начальное значение шкалы от _____ 32°С до 35°С

Конечное значение шкалы _____ 42°С

Цена деления шкалы _____ 0,1°С

2. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Измерение проводить в следующей последовательности:

- взять термометр за верхний конец и опустить его резервуаром вниз;
- приложив усилие, встряхнуть рукой термометр так, чтобы мениск столбика термометрической жидкости оказался ниже цифровой отметки 35,5°С по шкале;
- установить термометр резервуаром в центр подмышечной впадины/паха человека и прижать рукой/ногой для фиксации термометра. Избегать сильного давления на термометр;
- выдержать термометр около 5 минут;
- удалить термометр из подмышечной впадины/паха и отсчитать температуру по шкале.

Данную процедуру необходимо выполнять для каждого измерения температуры.

У ослабленных больных при измерении температуры необходимо придерживать руку.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

1) После принятия ванны или душа следует отложить измерение температуры на 30 минут.

2) В случае неожиданного повышения или понижения температуры рекомендуется повторить измерение несколько раз через небольшие промежутки времени.

3) После применения термометр обязательно продезинфицировать: в бытовых условиях - обмыванием теплой водой с мылом, в лечебных учреждениях - в соответствии с инструкцией по дезинфекции.

4) Температуру рекомендуется измерять 2 раза в день: в 7-8 часов утра и 17-19 часов вечера.

5) Записывайте время и результаты измерения, чтобы, в случае необходимости, показать их врачу.

4. ГРУДНЫЕ ДЕТИ И ДЕТИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Способ измерения температуры годен для грудных детей и детей младшего возраста. При измерении температуры у детей рекомендуется фиксировать термометр в подмышечной впадине/паху, придерживая руку ребенка за предплечье или ногу за бедро.

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕМПЕРАТУРЕ

5.1. НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

1) Температура тела изменяется в течение дня до 2°С. Как правило, она ниже всего утром и выше всего во второй половине дня.

2) Нормальная температура 36,6°С. При измерении в подмышечной впадине разница между утренней и вечерней температурой у здоровых людей не превышает 0,6°С.

5.2. ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Высокая температура тела, как правило, является следствием инфекций, травм, дегидрирования (обезвоживания организма), теплового удара и т. д. и может варьировать между 37,2°С и 41,5°С.

5.3. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ (ГИПОТЕРМИЯ)

Пониженная температура (ниже 36,6°С) может проявляться в совершенно здоровом состоянии. Однако при температуре тела ниже 35°С следует незамедлительно обратиться к врачу.

6. ВНИМАНИЕ!

ХРАНИТЕ ТЕРМОМЕТР В НЕДОСЯГАЕМОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

Обращайтесь с термометром осторожно.

Термометрическая жидкость не испаряется при обычных температурах, вредных соединений в воздухе не образует, пожаровзрывобезопасна.

При бое термометра и попадании сплава на руки достаточно их вымыть с мылом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ



Хранить термометр в предназначенном для этого футляре. Разрыв столбика термометрической жидкости в капиллярной трубке над резервуаром с термометрической жидкостью не является дефектом, он типичен для термометров с максимальным устройством.

Термометры следует транспортировать и хранить только в вертикальном или наклонном положении с предохранением от атмосферных осадков.

Температура окружающей среды при транспортировании - от плюс 5°С до плюс 42°С. Период транспортирования при указанных условиях - не более трех суток.

Температура окружающей среды при хранении - не ниже плюс 10°С и не выше 42°С.

Термометры для измерения температуры являются точными приборами. Результаты измерения точны при правильном пользовании прибором в соответствии с данным руководством.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления (дата на оболочке термометра в рамке клейма: одна римская цифра - квартал, две цифры - год изготовления).

Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев с даты продажи конечному потребителю.

ОАО «ТЕРМОПРИБОР»
Россия, 141607, Московская обл.,
г. Клин, Волоколамское шоссе, 44.
тел.: (49624) 9-77-33;
факс: (49624) 2-10-45
E-mail: sales@thermopribor.com
WEB: www. thermopribor.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru