Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал
246034, г.Гомель, ул. Владимирова, 8а

Инструкция по техническому обслуживанию костылей локтевых (ЦСИЕ.30.184.00.00.00ИС)

СТБ 1214-2000

Предназначен для использования при температуре от минус 25 °С до плюс 30 °С.

Максимальная нагрузка на костыль (масса пользователя) – **100 кг**.
Максимальная масса костыля – **0,6 кг.**

Устройство и регулировка

Костыль состоит из алюминиевой стойки, сверху которой расположена ручка. На нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения (при его наличии).

Изготавливается 14 исполнений, различающихся длиной, а также наличием и видом механизма противоскольжения. Длина нижней секции костыля от наконечника до ручки костыля (807 - 927 мм) и длина верхней секции костыля (235 мм) указаны в условном обозначении костыля (см. этикетку на костыле).

Механизм противоскольжения (при его наличии) выдвигается при помощи кулачка (для исполнений ЦСИЕ.30.184.00.00.00-05 ... -09) или винта (для исполнений ЦСИЕ.30.184.00.00.00-10 ... -014).

Меры безопасности

Перед использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов костыля.

Техническое обслуживание

Для изделия установлено ежедневное техническое обслуживание, которое включает в себя проверку отсутствия механических повреждений и надёжности крепления элементов костыля.

Необходимо протирать пластмассовые детали дезинфицирующим раствором, чистящими средствами для удаления грязи. При необходимости следует очищать остальные детали костылей от загрязнений. При очистке костылей не использовать абразивные вещества и материалы!

Рекомендуется не реже раза в год производить смазку поверхностей трения смазкой Литол-24 (для костылей с механизмом противоскольжения).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в в эксплуатацию).

В случае выхода из строя костыля во время гарантийного срока РУП БПОВЦ принимает его в ремонт, при наличии настоящей инструкции и при условии соблюдения пользователем при эксплуатации требований настоящей инструкции. Гарантия не распространяется на костыль, имеющий нарушения правил, изложенных в настоящей инструкции. Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате активного физического износа или ремонтных работ, проведенных пользователем самостоятельно или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

Костыль является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники:№ ИМ-7.102926 / 2009, действительно до 03.09.2025 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель , ул.Владимирова, 8а
тел. (0232) 517210, (0232) 517223

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий
Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434
отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by

Генеральный директор
В.А. Калевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал
246034, г.Гомель, ул. Владимирова, 8а

Инструкция по регулировке и техническому обслуживанию костылей локтевых (ЦСИЕ.30.182.00.00.00ИС)

СТБ 1214-2000

Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и предназначен для использования при температуре от минус 25 °С до плюс 30 °С.

Обозначение	Длина, мм	Масса, кг, не более	Описание	Условное обозначение
ЦСИЕ.30.182.00.00.00	(976…1251)±10	0,61	без механизма противоскольжения	КЛ - 736-1011, 235 СТБ 1214-2000
-01		0,62	с механизмом противоскольжения с винтом	КЛ - МПВ -736-1011, 235 СТБ 1214-2000
Максимальная нагрузка на костыль (масса пользователя) – **100 кг**.				

Устройство и регулировка

Костыль состоит из алюминиевых стоек, соединённых между собой при помощи фиксатора и уплотнительной гайки. На верхней стойке расположена ручка. На нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения (для исполнения ЦСИЕ.30.182.00.00.00-01).

Длина костыля регулируется ступенчато переустановкой фиксатора с шагом 25 мм. Для лёгкого передвижения стойки рекомендуется предварительно отвернуть на 2-3 оборота уплотнительную гайку. После регулировки вновь её закрутить. Минимальный и максимальный размеры от наконечника до ручки костыля указаны в условном обозначении костыля (см. таблицу).

Штырь механизма противоскольжения (для исполнения ЦСИЕ.30.182.00.00.00-01 выдвигается при помощи винта в нижней части костыля.

Меры безопасности

Перед использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов костыля. Периодически проверять положение гайки во избежание люфта нижней стойки.

Техническое обслуживание

Для изделия установлено ежедневное техническое обслуживание, которое включает в себя проверку соединения каждого звена и отсутствия механических повреждений.

Поверхности костыля следует очищать от загрязнений и протирать дезинфицирующим раствором, чистящими средствами для удаления грязи. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы! Рекомендуется не реже одного раза в год производить смазку поверхностей трения смазкой Литол-24 (для костылей с механизмом противоскольжения).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

В случае выхода из строя костыля во время гарантийного срока РУП БПОВЦ принимает в ремонт при наличии настоящей инструкции и соблюдении пользователем требований, указанных в инструкции. Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или ремонтных работ, проведенных пользователем самостоятельно или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

Костыль является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники:№ ИМ-7.102926 / 2009, действительно до 03.09.2025 г

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель , ул.Владимирова, 8а , тел. (0232) 517210, (0232) 517223.*

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 30814

Генеральный директор
В.А. Колевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

Инструкция по регулировке и техническому обслуживанию костылей локтевых (ЦСИЕ.03.805.00.00.00ИС)

СТБ 1214-2000

Предназначен для использования при температуре от минус 25 °С до плюс 30 °С.

Максимальная нагрузка на костыль (масса пользователя) – **100 кг**.
Максимальная масса костыля – **750 г.**

Устройство и регулировка

Костыль состоит из алюминиевых стоек, соединённых между собой при помощи фиксатора и уплотнительной гайки. На верхней стойке расположена ручка. На нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения (для исполнения ЦСИЕ.03.805.00.00.00-01).

Длина нижней и верхней секции костыля регулируется ступенчато переустановкой фиксаторов с шагом 25 мм. Для лёгкого передвижения стойки рекомендуется предварительно отвернуть на 2-3 оборота уплотнительную гайку. После регулировки вновь её закрутить. Минимальный и максимальный размеры от наконечника до ручки костыля указаны в условном обозначении костыля (см. этикетку на костыле).

Штырь механизма противоскольжения (для исполнения ЦСИЕ.03.805.00.00.00-01 выдвигается при помощи винта в нижней части костыля..

Меры безопасности

Перед использованием удостовериться в целостности и надёжности фиксации всех элементов костыля.

Периодически проверять положение гайки во избежание люфта нижней стойки.

Техническое обслуживание

Для изделия установлено ежедневное техническое обслуживание, которое включает в себя проверку соединения каждого звена и отсутствия механических повреждений.

Необходимо протирать пластмассовые детали дезинфицирующим раствором, чистящими средствами для удаления грязи. При необходимости следует очищать остальные детали костылей от загрязнений. При очистке костылей не использовать абразивные вещества и материалы! Рекомендуется не реже раза в год производить смазку поверхностей трения смазкой Литол-24 (для костылей с механизмом противоскольжения).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

В случае выхода из строя костыля во время гарантийного срока РУП БПОВЦ принимает его в ремонт, при наличии настоящей инструкции и при условии соблюдения пользователем при эксплуатации требований настоящей инструкции. Гарантия не распространяется на костыль, имеющий нарушения правил, изложенных в настоящей инструкции. Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате активного физического износа или ремонтных работ, проведенных пользователем самостоятельно или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

Костыль является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники:№ ИМ-7.102926 / 2009, действительно до 03.09.2025 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель , ул.Владимирова, 8а , тел. (0232) 517210, (0232) 517223.*

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.



Генеральный директор
В.А. Колевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru