Дилюент серии DxH 500

REF B36845

Для *in vitro* диагностики
Только по назначению врача в США.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для использования в качестве изотонического буферного разбавителя совместно с лизирующим агентом, не содержащий цианида, для подсчета и оценки размера клеток крови в системах серии DxH 500. Использовать только с лизирующим реагентом серии DxH 500.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Анализ клеток крови включает в себя перемешивание части пробы цельной крови с разбавителем, что обеспечивает возможность анализа эритроцитов и тромбоцитов. Разбавитель используется в комбинации с литическим реагентом для определения гемоглобина, подсчета и дифференциации лейкоцитов (белых кровяных телец).

ПРИНЦИП
Разбавитель серии DxH 500 представляет собой осмотически сбалансированный, pH-нейтральный раствор органических буферов, анестетиков, гермицидов и солей натрия. Разбавитель действует как электролит и стабилизатор объема клетки для подсчета эритроцитов и тромбоцитов. Разбавитель используется с лизирующим реагентом серии DxH 500 для подсчета и дифференциации субпопуляций лейкоцитов и измерения гемоглобина.

ИНГРЕДИЕНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ
Соли натрия……<15г/л

Стабилизаторы……<1г/л

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Не вдыхать и не проглатывать.
- Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промывать глаза обильным количеством воды несколько минут.
- Избегать контакта с кожей. В случае контакта с кожей промыть пораженное место водой с мылом. Тщательно промыть водой.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТЕЙНЕР ПОВТОРНО.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS		
DxH 500 Series Diluent		Может вызывать аллергическую реакцию.
		Реакционная смесь из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 220-239-6](3:1) <0,0015%

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ
- Хранить разбавитель серии DxH 500 при температуре 2–30°C.
- Не используйте продукт по истечении срока годности.
- Используйте продукт при температурах, указанных в инструкциях по применению инструмента.
- Утилизируйте открытый контейнер через 60 дней.
- Утилизация отходов продукта, неиспользованного продукта и загрязненной упаковки должна осуществляться в соответствии с природоохранным федеральным законодательством, законодательством штатов и соответствующими постановлениями местных органов власти.

ПОДГОТОВКА
Разбавитель серии DxH 500 готов к применению.

ВАЖНО! При частичном или полном замораживании позвольте продукту нагреться до комнатной температуры. Чтобы обеспечить полное перемешивание перед помещением в прибор, переверните контейнер 16 раз. Установите разбавитель и выполните заполнение в соответствии с указаниями, содержащимися в Инструкциях по применению инструмента. Перед тем, как анализировать пробы пациентов, убедитесь, что фоновые значения попадают в рамки допустимых.

ДОСТУПНОСТЬ ПРОДУКТА
Разбавитель серии DxH 500 — 1 x 10 л

REF B36845

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Beckman Coulter, стилизованный логотип и упоминаемые здесь знаки продукции и услуг Beckman Coulter являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Beckman Coulter в Соединенных Штатах и других странах.

За дополнительной информацией или при получении поврежденной продукции обращайтесь в сервисный центр компании Beckman Coulter по телефону 800-526-7694 (в США или Канаде) или свяжитесь с вашим местным представителем компании Beckman Coulter.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Глоссарий символов доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com (кат. № C07163)

Могут быть охвачены одним или более патентами. см. www.beckmancoulter.com/patents

SDS Паспорт безопасности доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Сведения о редакциях

Редакция AE, 02.2017

Были внесены изменения в раздел:

- Добавлен новый украинский язык
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Обновлен адрес в Бразилии
- Обновлен адрес в Японии
- Добавлен новый адрес в России

Редакция AF, 01.18

Были внесены изменения в раздел:

- Добавлен новый сербский язык
- Добавлен новый вьетнамский язык

Редакция AG, 09.18

Были внесены изменения в раздел:

- Добавлено новое информационное заявление относительно патентов
- Добавлен новый язык: нидерландский

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru