Раствор гипохлорита натрия AQUIOS

REF B23536

PN B29158-AE

CE BECKMAN COULTER

IVD

НАЗНАЧЕНИЕ
Раствор гипохлорита натрия AQUIOS — очиститель, используемый для системы проточного цитометра AQUIOS. Раствор поддерживает приборы AQUIOS в оптимальном состоянии.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ
Данный раствор представляет собой отфильтрованный 5,25%-й раствор NaClO. Используется для автоматических и включаемых пользователем циклов очистки и отбеливания для предотвращения отложения белка, возникающего в трубках и проточной кювете.

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ
Гипохлорит натрия взаимодействует с белковыми отложениями, образующимися в приборе. Он используется в рамках профилактических и корректирующих мер для оптимальной работы системы.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Раствор содержит ультрафильтрованный 5,25%-й гипохлорит натрия и поверхностно-активные вещества.

ПРОЦЕДУРА
Следующие процедуры следует выполнять перед запуском.

1. Откройте дверцы отсека для реагента.
2. Добавьте 2 мл раствора гипохлорита натрия AQUIOS в пробирку размером 12 x 75 мм и поставьте ее в нужное положение держателя поддона.
3. Утилизируйте ежедневно.

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ
Хранить раствор плотно закупоренным при 18-26 °C, когда он не используется. Раствор сохраняет стабильность в течение периода, указанного на этикетке флакона.

Не применяйте после истечения срока годности. Номер серии и срок годности см. на этикетке флакона. Рабочий раствор, извлеченный из контейнера, необходимо утилизировать ежедневно.

Утилизируйте отходы после использования продукта, неиспользованный продукт и загрязненные упаковки в соответствии с государственными, региональными и местными постановлениями.

ПОДГОТОВКА
Подготовка не требуется. Продукт готов к использованию. Информацию о том, как использовать реагент см. в инструкции по использованию PN B21896.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПАСНО

Натрия гипохлорит 1 – 10%
Вызывает тяжелые ожоги кожи и повреждения глаз.
Токсично для водной флоры и фауны.
Не допускать утечки в окружающую среду.
Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): промыть кожу водой.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой несколько минут. Снять контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжить промывание.
Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
SDS Паспорт безопасности доступен на веб-сайте ***techdocs.beckmancoulter.com***.

1. При контакте с кислотами выделяется токсичный газ.
2. Вызывает ожоги.
3. Риск тяжелого повреждения глаз.
4. При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.
5. Используйте подходящую защитную одежду, защитные перчатки и защиту для глаз/лица.
6. Если произошел несчастный случай или вы плохо себя чувствуете, немедленно обратитесь к врачу (по возможности покажите этикетку).
7. При попадании на кожу немедленно обильно промойте участок кожи водой.
8. Не применяйте после истечения срока годности открытого или закрытого контейнера.
9. Запрещено использовать в качестве дезинфицирующего вещества.
10. Следуйте принципам Надлежащей лабораторной практики (GLP) и обращайтесь с продуктом надлежащим образом в соответствии с его сертификатом безопасности.
11. Проводите утилизацию надлежащим образом.
12. Не используйте флакон повторно.

ФОРМА ПОСТАВКИ ПРОДУКТА
Раствор гипохлорита натрия AQUIOS
REF B23536 - 4 x 50 мл

За дополнительной информацией или при получении поврежденной продукции обращайтесь в сервисный центр компании Beckman Coulter по телефону 800-742-2345 (в США или Канаде) или свяжитесь с вашим местным представителем компании Beckman Coulter.

Глоссарий символов доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com (PN C05838).

Произведено для Beckman Coulter, Inc.

Beckman Coulter Ireland Inc.
Lismeehan
O'Callaghan's Mills
Co. Clare, Ireland 353 (0)65 683 1100
www.beckmancoulter.com

По вопросам качества продукции обращаться к представителю производителя на территории РФ:
ООО «Бекмен Культер»,
109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел.: +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com

© 2017 Beckman Coulter, Inc.
Все права защищены.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ И ИСПРАВЛЕНИИ ИЗДАНИЯ

Редакция AC, 08/2015

Изменения были внесены в:
- Добавлен румынский

Редакция AD, 06/2016

Изменения были внесены в:
- Добавить новые языки

Редакция AE, 09/2017

Изменения были внесены в:
- Добавить новые языки

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Набор реагентов для лизирования AQUIOS

REF **B23538 — 100 тестов**

PN B29135-AF

CE BECKMAN COULTER

IVD

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов для лизирования AQUIOS используется для системы проточного цитометра AQUIOS. Набор состоит из двух реагентов, используемых проточными цитометрами AQUIOS для подготовки образцов цельной крови для анализа лейкоцитов.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ
Проточные цитометры AQUIOS автоматически подготавливают каждый образец, что сокращает ошибки, возникающие при ручной подготовке, такие как потеря популяции клеток при переносе и конфигурации образца.

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ
Набор реагентов для лизирования состоит из реагента A и реагента B. Реагент A лизирует эритроциты в образцах цельной крови до состояния, подходящего для проведения анализа панели моноклональных антител без помех со стороны эритроцитов. Регент B замедляет реакцию лизиса, позволяя провести анализ без повреждения лейкоцитов.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Реактив A
Сапонин.....< 0,5 г/л
Пиросульфат калия.....< 0,5 г/л

Реагент B
Сульфат натрия.....< 60 г/л
Буферное вещество.....< 4 г/л

ПРОЦЕДУРА
Снимите колпачок и загрузите реагенты в систему проточного цитометра AQUIOS, как описано в инструкции по применению AQUIOS, PN B21896.

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ
Хранить в вертикальном положении при 18-26 °C.

Не применяйте после истечения срока годности.

Срок годности закрытого контейнера см. на этикетке контейнера. Вскрытый контейнер стабилен в течение 80 дней.

Комплект реактивов для лизирования можно оставлять на системе AQUIOS максимум на 80 часов совокупно.

Утилизируйте отходы после использования продукта, неиспользованный продукт и загрязненные упаковки в соответствии с государственными, региональными и местными постановлениями.

ПОДГОТОВКА
Подготовка не требуется. Продукт готов к использованию. Информацию по использованию реагента см. в инструкции по использованию PN B21896.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Ограничения, связанные с системой, см. в инструкции по использованию PN B21896.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

SDS Паспорт безопасности доступен на веб-сайте ***techdocs.beckmancoulter.com***.

1. Не вдыхайте испарения и (или) не проглатывайте.
2. Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу, обильно промойте пораженное место водой как минимум в течение 15 минут.
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТЕЙНЕРЫ ПОВТОРНО.
4. При работе с реагентом следуйте принципам надлежащей лабораторной практики (GLP).
5. Не снимайте и не повреждайте штрих-код на этикетке флакона.

ФОРМА ПОСТАВКИ ПРОДУКТА
Набор реагентов для лизирования AQUIOS
REF B23538
(Содержит 1 x 38 мл реагента A и 1 x 15 мл реагента B)

За дополнительной информацией или при получении поврежденной продукции обращайтесь в сервисный центр компании Beckman Coulter по телефону 800-742-2345 (в США или Канаде) или свяжитесь с вашим местным представителем компании Beckman Coulter.

Глоссарий символов доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com (PN C05838).

Произведено для Beckman Coulter, Inc.

Beckman Coulter Ireland Inc.
Lismeehan
O'Callaghan's Mills
Co. Clare, Ireland 353 (0)65 683 1100
www.beckmancoulter.com

По вопросам качества продукции обращаться к представителю производителя на территории РФ:
ООО «Бекмен Культер»,
109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел.: +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com

© 2017 Beckman Coulter, Inc.
Все права защищены.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ И ИСПРАВЛЕНИИ ИЗДАНИЯ

Редакция AD, 08/2015

Изменения были внесены в:
- Добавлен румынский

Редакция AE, 06/2016

Изменения были внесены в:
- Добавить новые языки

Редакция AF, 09/2017

Изменения были внесены в:
- Добавить новые языки

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru