
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

Столик прикроватный

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.31.ХХХ.00.00.00 РЭ



Республика Беларусь

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель , ул.Владимирова, 8а , (0232) 517210, (0232) 517223.*

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.31.ХХХ.00.00.00 РЭ (далее – РЭ) распространяется на столик прикроватный ЦСИЕ.31.ХХХ.00.00.00 (далее – столик), предназначенный для обслуживания пользователя с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Столик имеет возможность перемещения на колёсиках при помощи мускульной силы пациента, обслуживающего пользователя. Столик применяется для оснащения клиник, а также для индивидуального использования в домашних условиях.

1 Технические характеристики

1.1 Основные параметры столика приведены в таблице.

Таблица

Габаритные размеры, мм, (±5)			Масса,кг, не более	Номинальная нагрузка на столешницу, кг, не более
длина	ширина	высота		
810	398	972	12	25

2 Подготовка к работе и эксплуатация

2.1 Для подготовки столика к эксплуатации необходимо распаковать изделие, поставить его колесами на ровную горизонтальную поверхность и внимательно изучить РЭ.

2.2 Регулирование высоты столика осуществляется ступенчато шагом 50 мм с помощью гайки «барашек». После регулировки гайки должны быть надежно затянуты.

3 Техническое обслуживание

3.1 Для изделия установлено ежедневное техническое обслуживание, которое включает в себя проверку фиксации гаек и крепления колес.

3.2 В случае загрязнения поверхностей столика использовать слегка увлажненную хлопчатобумажную ткань. Запрещается использовать растворители и спиртосодержащие вещества, а также абразивные материалы для очистки поверхности столешницы.

4.Комплектность

4.1 Стол - 1 шт.;

4.2 Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5 Меры безопасности

5.1 В процессе эксплуатации изделия избегать резких ударов.

5.2 Запрещается подвергать столик нагрузкам, значения которых превышают 25 кг.

5.3 Во избежание опрокидывания столика запрещается опираться на него при вставании.

6 Маркировка

6.1 Маркировка столика и индивидуальной упаковки должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТУ;
- идентифицированный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

7 Свидетельство о приемке

Столик прикроватный ЦСИЕ.31.ХХХ.00.00.00 _____

наименование изделия *обозначение* *зав.номер*

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ BY 100010315.054-2010, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

_____

личная подпись *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

8 Свидетельство об упаковывании

Столик прикроватный ЦСИЕ.31.ХХХ.00.00.00 _____

наименование изделия *обозначение* *зав.номер*

упакован на РУП БПОВЦ согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

МП _____

должность *личная подпись* *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию). РУП БПОВЦ гарантирует ремонт столика в случае выхода его из строя во время гарантийного срока по вине предприятия - изготовителя, при наличии РЭ.

Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

9.2 Гарантия не распространяется на столик, имеющий нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ. Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений столика.

9.3 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

10 Сведения о государственной регистрации

Столик является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.97000/2010.

Действительно до: 22.10.2025 г.

11 Утилизация

11.1 Изделие не представляет эпидемиологическую, токсикологическую и радиационную опасности, а также не оказывают негативного воздействия на среду обитания.


11.2 Утилизация изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 и постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 14 от 07.02.2018г. для медицинских отходов класса А.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

Столик прикроватный

Руководство по эксплуатации

7800-0162.00.00 РЭ



Республика Беларусь

Генеральный директор

В.А. Калевич

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель , ул.Владимирова, 8а , (0232) 517210, (0232) 517223.*

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

www.nevacert.ru | info@nevacert.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре

Настоящее руководство по эксплуатации 7800-0162.00.00 РЭ (далее – РЭ) распространяется на столик прикроватный 7800-0162.00.00 (далее – столик), предназначенный для обслуживания пользователя с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Столик имеет возможность перемещения на колёсиках при помощи мускульной силы лица, обслуживающего пользователя. Столик применяется для оснащения клиник, а также для индивидуального использования в домашних условиях.

1 Технические характеристики

1.1 Основные параметры столика приведены в таблице.

Таблица

Габаритные размеры, мм, (±5)			Масса,кг, не более	Номинальная нагрузка на столешницу, кг, не более
длина	ширина	высота		
812	398	971	12	25

2 Подготовка к работе и эксплуатация

2.1 Для подготовки столика к эксплуатации необходимо распаковать изделие, поставить его колесами на ровную горизонтальную поверхность и внимательно изучить РЭ.

2.2 Регулирование высоты столика осуществляется ступенчато шагом 50 мм с помощью гайки «барашек». После регулировки гайки должны быть надежно затянуты.

3 Техническое обслуживание

3.1 Для изделия установлено ежедневное техническое обслуживание, которое включает в себя проверку фиксации гаек и крепления колес.

3.2 В случае загрязнения поверхностей столика использовать слегка увлажненную хлопчатобумажную ткань. Запрещается использовать растворители и спиртосодержащие вещества, а также абразивные материалы для очистки поверхности столешницы.

4.Комплектность

4.1 Стол - 1 шт.;

4.2 Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5 Меры безопасности

5.1 В процессе эксплуатации изделия избегать резких ударов.

5.2 Запрещается подвергать столик нагрузкам, значения которых превышают 25 кг.

5.3 Во избежание опрокидывания столика запрещается опираться на него при вставании.

6 Маркировка

6.1 Маркировка столика и индивидуальной упаковки должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТУ;
- идентифицированный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

7 Свидетельство о приемке

Столик прикроватный 7800-0162.00.00 _____

наименование изделия *обозначение* *зав.номер*

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ BY 100010315.054-2010, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

_____

личная подпись *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

8 Свидетельство об упаковывании

Столик прикроватный 7800-0162.00.00 _____

наименование изделия *обозначение* *зав.номер*

упакован на РУП БПОВЦ согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

МП _____

должность *личная подпись* *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию). РУП БПОВЦ гарантирует ремонт столика в случае выхода его из строя во время гарантийного срока по вине предприятия - изготовителя, при наличии РЭ.

Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

9.2 Гарантия не распространяется на столик, имеющий нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ. Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений столика.

9.3 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

10 Сведения о государственной регистрации

Столик является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.97000/2010.

Действительно до: 22.10.2025 г.

11 Утилизация

11.1 Изделие не представляет эпидемиологическую, токсикологическую и радиационную опасности, а также не оказывают негативного воздействия на среду обитания.

11.2 Утилизация изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 и постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 14 от 07.02.2018г. для медицинских отходов класса А.