Інструкція для застосування

Дерматікс Ультра

Дерматікс УЛЬТРА

Силіконовий гель для місцевого застосування, який запобігає утворенню рубців на місці нещодавно загоєних ран та корекції незрілих виступаючих рубців.

Що являє собою гель Дерматікс Ультра?

Дерматікс Ультра - це гель для місцевого застосування, прозорий, швидко висихає, який допомагає підтримувати баланс вологості шкіри і одночасно коригує рубці, що утворилися в результаті хірургічних операцій, опіків та інших травм.

Дерматікс Ультра продемонстрував здатність розгладжувати, вирівнювати та пом'якшувати рубці, полегшує біль, свербіж і відчуття дискомфорту, а також зменшує почервоніння шкіри в області рубців.

Дерматікс Ультра являє собою легку, нежирну субстанцію, яка легко наноситься на всі ділянки шкіри, включаючи обличчя, суглоби і шкірні згини, швидко висихає з утворенням «невидимого покриття», залишаючи відчуття чистоти і шовковистості шкіри.

Дерматікс Ультра виробляється з використанням таких же основних довгих ланцюгів полімерів, які використовуються для місцевих обгортувань із силіконового гелю, і міститься в тубі. Цей гель, що містить циклічні та полімерні силоксани і ефір вітаміну С, випускається в тубах по 6 г, 15 г і 60 г. *

Для чого застосовується гель Дерматікс Ультра?

Дерматікс Ультра застосовується для запобігання утворення та корекції келоїдних і гіпертрофічних рубців (наприклад, таких, які виникли в результаті хірургічних операцій, травм, опіків). Для кращого ефекту гель слід застосовувати одразу після загоєння рани і відновлення поверхні шкіри. Його також можна застосовувати для виступаючих почервонілих незрілих рубців, що знаходяться в стадії активного формування, яке відбувається в період до 2 років після загоєння рани.

Як застосовувати гель Дерматікс Ультра?

Зніміть кришечку туби і обріжте кінчик (для туби 60 г просто зніміть захисне покриття з фольги). Вимити уражену ділянку і промокнути насухо, тому що Дерматікс Ультра слід наносити тільки на суху і чисту шкіру. Легкими масажними рухами нанести гель на рубець; надлишок гелю можна промокнути тканиною, щоб не забруднити одяг. Після висихання поверх гелю Дерматікс Ультра можна наносити косметику. Застосовувати гель вранці та ввечері протягом не менше двох місяців; для важких рубців може знадобитися більш тривале лікування. Дерматікс Ультра можна застосовувати у дітей.

У яких випадках не слід застосовувати гель Дерматікс Ультра?

- Дерматікс Ультра не слід застосовувати на свіжих незагоєних ранах.
- Не слід наносити гель Дерматікс Ультра на слизові оболонки чи занадто близько біля очей.
- Дерматікс Ультра не слід наносити на шкіру поверх інших лікувальних засобів без консультації лікаря.

Чи існують побічні ефекти при застосуванні гелю Дерматікс Ультра?

У рідких випадках гель може викликати почервоніння, болючість або подразнення шкіри. Якщо у Вас спостерігаються ці або будь-які інші побічні ефекти, зверніться за консультацією до лікаря або фармацевта.

Які умови зберігання Дерматікс Ультра гелю?

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Зберігати при температурі до 25 °С.
- Не застосовуйте після закінчення терміну придатності (⧗), вказаного на упаковці.

Додаткова інформація

Ви можете отримати більш детальну інформацію про гель Дерматікс Ультра у вашого лікаря або фармацевта.

* Є країни, в яких продаються не всі види упаковок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Хансон Медикал Інк., Кінгстон, Вашингтон 98346, США
EC REP МЕДА Фарма С.п.А., Віа Валоса ді Сопра 9, 20900 Монца, Італія

Найменування та місцезнаходження підприємства, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача:
Представництво «МЕДА Фармасьютікалз Світселенд ГмбХ»
Україна, 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б

CE
OS133B 13187
MEDA

Инструкция по применению

Дерматикс Ультра

Дерматикс УЛЬТРА

Силиконовый гель местного применения для предотвращения образования рубцов на месте недавно заживших ран и для коррекции незрелых выступающих рубцов.

Что представляет собой гель Дерматикс Ультра?

Дерматикс Ультра – это гель для местного применения, невидимый, быстро высыхающий, который помогает поддерживать баланс влажности кожи и одновременно корректирует рубцы, образовавшиеся в результате хирургических операций, ожогов и других травм.

Дерматикс Ультра продемонстрировал способность уплощать, размягчать и разглаживать рубцы, устранять боль, зуд и дискомфорт в области рубцов, а также уменьшать покраснение кожи в области рубцов.

Дерматикс Ультра представляет собой легкую, нежирную субстанцию, которая легко наносится на все области кожи, включая лицо, суставы и кожные сгибы, и быстро высыхает с образованием невидимого покрытия, оставляя ощущение чистоты и шелковистости кожи.

Дерматикс Ультра производится с использованием таких же основных длинных цепей полимеров, которые используются в местных обертываниях из силиконового геля, и содержится в тубе. Этот гель, содержащий циклические и полимерные силоксаны и эфир витамина С, выпускается в тубах по 6 г, 15 г и 60 г.*

Для чего применяется гель Дерматикс Ультра?

Дерматикс Ультра используется для предотвращения образования и коррекции келоидных и гипертрофических рубцов (например, таких, которые возникли в результате хирургических операций, травм и ожогов), в идеале применяется сразу после заживления раны и восстановления поверхности кожи. Его также можно использовать для выступающих покрасневших несформировавшихся рубцов, находящихся в стадии активного формирования, что происходит в периоде до 2 лет после заживления раны.

Как применять гель Дерматикс Ультра?

Удалите крышечку тубы и обрежьте кончик (для тубы 60 г просто снимите защитное покрытие из фольги). Промойте область применения и промокните ее, так как Дерматикс Ультра следует наносить только на чистую, сухую кожу. Легкими массирующими движениями вотрите гель в рубец; промокните излишек геля тканью, чтобы не запачкать одежду. После высыхания поверх геля Дерматикс Ультра можно наносить косметику. Наносите гель утром и вечером в течение не менее двух месяцев; для тяжелых рубцов может потребоваться более длительное лечение. Дерматикс Ультра также можно применять у детей.

Когда не следует применять гель Дерматикс Ультра?

- Дерматикс Ультра нельзя наносить на незажившие открытые раны.
- Не следует допускать контакта геля Дерматикс Ультра со слизистыми оболочками, или наносить слишком близко возле глаз.
- Дерматикс Ультра не следует наносить на кожу поверх других лечебных средств без консультации врача.

Существуют ли побочные эффекты при применении геля Дерматикс Ультра?

В редких случаях гель может вызывать покраснение, болезненность или раздражение кожи. Если у Вас наблюдаются эти или любые другие побочные эффекты, обратитесь за консультацией к врачу или фармацевту.

Каковы условия хранения геля Дерматикс Ультра?

- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните при температуре ниже 25 °C.
- Не применяйте после истечения срока годности (), указанного на упаковке.

Дополнительная информация

Вы можете получить более подробную информацию о геле Дерматикс Ультра у Вашего врача или фармацевта.

* Есть страны, в которых продаются не все виды упаковок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Хансон Медикал, Инк., Кингстон, Вашингтон 98346, США

EC REP МЕДА Фарма С.п.А., Виа Валоса ди Сопра 9, 20900 Монца, Италия

Наименование и местонахождение предприятия, осуществляющего функции по принятию претензий от потребителя:

Представительство «МЕДА Фармасьютикалз Свитселенд ГмбХ»
Украина, 01054, г. Киев, ул. О. Гончара, 57-Б

CE
OS133B 13187
MEDA

GI_2012_OS133B_13187_p2.indd 2 07.01.21 17:32

Studio Oberländer GmbH · Rubensstr. 33 · 60596 Frankfurt a. M. · Germany
Phone: +49 69 631520-85 · Fax: -87 · E-Mail: info@studio-oberlaender.de

SPECIFICATION BOX: Leaflet

MANUFACTURER:	Meda Pharma S.p.A.	**COLOURS USED:**	
PRODUCT:	Dermatix Ultra Gel		Black
MATERIAL-NO.:	13187		
MFS-NO.:	OS133B		
		COUNTRY:	Ukraine UA
		LANGUAGE:	Ukrainian
PACK SIZE:	95 x 214 mm	**CORRECTION:**	2.
FONT SIZE:	7,0 pt / 7,7 pt	**DATE:**	07. 01. 2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru