Код 1631

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА «ЦЕЛИТ» «ПРОДЕНТ 36»

ТУ 9391-017-10614163-2011 РУ № ФСР 2011/12587 от 05.03.2018 г.

Назначение: Гель для травления является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме для профессионального использования врачами-стоматологами, предназначен для протравливания эмали и дентина в процессе подготовки зуба к пломбированию.

Состав и основные свойства: В состав геля входит ортофосфорная кислота 36±2%, гелеобразователь, краситель. Гель обладает оптимальной Консистенцией и после нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, полностью смывается водой. Обработка препарируемой поверхности гелем позволяет значительно увеличить адгезию пломбировочного Материала к твёрдым тканям зуба.

Способ применения: Снять колпачок со шприца, насадить на его место насадку на шприц (иглу). Нанести необходимое количество геля на сухую подготовленную поверхность зуба: сначала на эмаль, через 15-20 секунд на дентин и выдержать ещё 15 секунд. По истечении времени обработки, гель смыть водой и просушить поверхность зуба сжатым воздухом. Правильно протравленная поверхность должна иметь матовый меловой оттенок. При повышенной резистентности эмали травление необходимо повторить (не более 30 секунд).

Внимание: Гель содержит ортофосфорную кислоту, избегать попадания геля на слизистую поверхность. В случае попадания Геля на слизистую, необходимо обильно промыть водой.

Форма выпуска: Шприц с гелем объёмом 5 мл (массой 7,5 г) закрытый колпачком, насадка на шприц (игла) в полиэтиленовом пакете - 5 шт., рекомендация по применению - 1 шт.

Условия хранения и транспортирования: Хранить при температуре от +4 °С до +25° С. Не допускается хранение вблизи источников тепла и попадание прямых солнечных лучей. Гель для травления в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования по группе условий хранения 3(Ж3) по ГОСТ 15150 при температуре -50 °С до +50°С.

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие геля для травления требованиям настоящих технических условий при Соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Изделие однократного применения, не Подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов: Отходы после использования «Гель для травления эмали и дентина «Целит» «Продент 36» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Срок годности: 2,5 года

Изготовитель: ООО «Целит», 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова 124И тел. +7(473) 279-76-82, 279-78-87, факс +7(473) 237-61-06, www.celit.ru

Наименование производственной площадки: 394002, ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и, тел. +7 (473) 279-76-82, 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь: ЗАО «Белмедпоставка», 225730, Республика Беларусь, Брестская область, Пинский р.-н, д. Пинковичи, ул. Поперечная, 36

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru