Код 1331

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕЛЬ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ "ДИЛАТОН-ГЕЛЬ" ГЕЛЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ИОННОГО СЕРЕБРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ

ТУ 9391-038-10614163-2001 РУ № ФСР 2011/10713 от 07.05.2018 г.

Назначение: "Дилатон-гель" является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме для профессионального использования врачами - стоматологами, предназначен для химического расширения корневых каналов зубов верхнего и нижнего ряда и выявления устьев каналов, обладает антисептическим действием.

Основные свойства и технические характеристики: «Дилатон-гель» представляет собой гель зелёного цвета, содержит в своём составе 17 % трилона Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), активное серебро в ионной форме и водорастворимый гелеобразователь. Трилон Б обеспечивает размягчение дентина корневого канала и растворение смазанного слоя, увеличивает дентинную проницаемость, что улучшает адаптацию силера к стенкам канала. Гелеобразная форма удобна в применении, служит хорошей смазкой для эндодонтического инструмента, водорастворимая основа позволяет легко вымывать гель из канала. Активное серебро, в ионной форме обеспечивает бактерицидный эффект материала «Дилатон-гель».

Противопоказания к применению: Противопоказаний не выявлено.

Способ применения: Полость зуба вскрыть обычным способом, очистить от содержимого пульповую камеру. Ввести небольшое количество «Дилатон-гель» в корневой канал при помощи эндодонтического инструмента. Оставить на 1-2 минуты. Произвести механическое расширение канала. Чередовать механическое и химическое воздействие до получения необходимого результата. Обработать канал 3% раствором гипохлорита натрия, который растворяет органическую основу дентина. После расширения корневой канал тщательно промыть водой.

Форма выпуска:
Шприц с гелем массой 5 г закрытый колпачком — 1 шт.
Рекомендация по применению — 1 шт.
Насадка на шприц (игла) — 5 шт.

Условия хранения: Хранить при температуре от + 4°С до + 25°С.

Срок годности: 3 года.

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие «Дилатон-гель» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Техническое обслуживание и ремонт: Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов: Отходы после использования «Дилатон-гель» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394028 г. Воронеж, ул. Димитрова 124И тел. +7(473) 279-76-82, 279-78-87, факс +7(473) 237-61-06, www.celit.ru

Наименование производственной площадки: 394002, ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и, тел. +7 (473) 279-76-82, 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь: ЗАО «Белмедпоставка», 225730, Республика Беларусь, Брестская область, Пинский р.-н, д. Пинковичи, ул. Поперечная, 36

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Код 1332

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕЛЬ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ «ДИЛАТОН–ГЕЛЬ+»

Гель с содержанием пероксида карбамида для химического расширения корневых каналов зубов.
ТУ 9391-038-10614163-2001 РУ № ФСР 2011/10713 от 07 мая 2018 г.

Назначение: «Дилатон-гель+» является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме для профессионального использования врачами-стоматологами, предназначен для химического расширения корневых каналов зубов верхнего и нижнего ряда и выявления устьев каналов, обладает антисептическим действием.

Основные свойства и технические характеристики: «Дилатон-гель+» представляет собой гель белого цвета, содержит в своём составе 19% трилона Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), пероксид карбамида, водорастворимый гелеобразователь. Основным действующим веществом является трилон Б, который обеспечивает размягчение дентина корневого канала и растворение смазанного слоя, увеличивает дентинную проницаемость, что улучшает адаптацию силера к стенкам канала. Содержание пероксида карбамида способствует пенообразованию в канале, что облегчает удаление дентинных опилок. Гелеобразная форма удобна в применении, служит хорошей смазкой для эндодонтического инструмента, водорастворимая основа позволяет легко вымывать гель из канала.

Противопоказания к применению: Противопоказаний не выявлено.

Способ применения: Полость зуба вскрыть обычным способом, очистить от содержимого пульповую камеру. Ввести небольшое количество «Дилатон-гель+» в корневой канал. Оставить на 1-2 минуты. Произвести механическое расширение канала при помощи эндодонтических инструментов. Чередовать механическое и химическое воздействие до получения необходимого результата. Обработать канал 3% раствором гипохлорита натрия, который растворяет органическую основу дентина. После расширения, корневой канал промыть водой.

Форма выпуска:
Шприц с гелем массой 5 г., закрытый колпачком — 1 шт.
Рекомендация по применению— 1 шт.
Насадка на шприц (игла) — 5 шт.

Условия хранения: Хранить при температуре от + 4°С до + 25°С. Не допускается хранение вблизи источников тепла и попадание прямых солнечных лучей.

Срок годности: 2 года

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие «Дилатон-гель+» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Техническое обслуживание и ремонт: Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов: Отходы после использования «Дилатон-гель+» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова 124И тел. +7(473) 279-76-82, 279-78-87 факс +7(473) 237-61-06 www.celit.ru

Наименование производственной площадки: 394002, ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и, тел. +7 (473) 279-76-82, 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь: ЗАО «Белмедпоставка», 225730, Республика Беларусь, Брестская область, Пинский р.-н, д. Пинковичи, ул. Поперечная, 36

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru