Код 1221

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ ЦИНК-ОКСИДЭВГЕНОЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ «ЭНДОВИТ»

РУ № ФСР 2010/07973 от 15.12.2016 г. ТУ 9391-034 -10614163-2005

Для профессионального применения врачами стоматологами

Назначение: «Эндовит» - цинк-оксидэвгенольный материал применяется для постоянного пломбирования корневых каналов зубов после витальной экстирпации пульпы, обладает противовоспалительным действием.

Состав и основные свойства: «Эндовит» выпускается в виде порошка и жидкости. В состав порошка входят: оксид цинка, рентгеноконтрастный наполнитель. В состав жидкости входят: эвгенол и тимол.
Пломбировочный материал «Эндовит» не рассасывается в корневом канале,оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, рентгеноконтрастный. «Эндовит» может применяться в качестве силлера с гуттаперчевыми штифтами.

Противопоказания к применению: Аллергические реакции на эвгенол и другие компоненты материала.

Способ применения: Перед употреблением баночку с порошком хорошо встряхнуть. Для получения пластичной пасты, смешать порошок и жидкость в весовом соотношении 2,5:1, что соответствует 2 ложкам порошка без верха на 1 каплю жидкости. Рабочее время материала не менее 30 минут. Время твердения материала не менее 1 часа и не более 72 часов. Перед пломбированием определить длину каналов, чтобы избежать выхода пасты за пределы апекса. Полученную пасту ввести в подготовленный канал при помощи корневой иглы или каналонаполнителя. Чтобы убедиться в том, что канал качественно запломбирован, следует сделать рентгеновский снимок.

Внимание

-Приготовление пасты следует проводить в перчатках;
-Заполнять пастой только полностью подготовленный корневой канал;
-Остатки пасты со стенок зуба необходимо тщательно удалять;
-Возможна кратковременная болевая чувствительность при выведении пасты за апекс;
-Возможна сенсибилизация при контакте материала с кожей.

Форма выпуска

Порошок в банке — 20 г;
Жидкость во флаконе –10 мл;
Инструкция по применению — 1 шт;
Ложка для дозирования — 1 шт;
Блок для замешивания — 1 шт.

Условия хранения и транспортирования: Хранить при температуре от +4°С до +25°С в плотно закрытой таре. Материал «Эндовит» в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования по ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения 3 (ЖЗ).

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие материала «Эндовит» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности: 3 года.

Утилизация отходов: Отходы после использования «Эндовит» в виде остатков порошка, жидкости, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Изготовитель: ООО «Целит», 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел. +7(473) 237-61-06, 220-43-84. www.celit.ru

Наименование производственной площадки: 394002, ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и, тел. +7 (473) 279-76-82, 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь: ЗАО «Белмедпоставка», 225730, Республика Беларусь, Брестская область, Пинский р.-н, д. Пинковичи, ул. Поперечная, 36

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru