РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЦЕМЕНТ СТЕКЛОПОЛИАЛКЕНАТНЫЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДКЛАДОК ПОД КОМПОЗИТНЫЕ ПЛОМБЫ, А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛОМБЫ (ОСНОВЫ) В МОЛОЧНЫХ ЗУБАХ «ЦЕЛИТ ИОНОМЕР ПХ»

ТУ 9391- 015-10614163-2003 РУ № ФСР 2008/03834 от 23.12.2008 г.

Для профессионального применения врачами-стоматологами.

Назначение: «Целит Иономер ПХ» предназначен для использования в качестве основы или подкладок при пломбировании зубов композитными материалами, а также для пломбирования кариозных полостей молочных зубов.

Состав и основные свойства: «Целит Иономер ПХ» выпускается в виде комплекта порошок-жидкость. Порошок представляет собой тонкодисперсное кальций-стронций-алюмофторсиликатное стекло. Жидкость - модифицированный раствор полиакриловой кислоты. Кондиционер представляет собой 10% раствор полиакриловой кислоты. Кондиционирование поверхности зуба позволяет удалить смазанный слой и обеспечить гладкую, чистую поверхность. Цемент обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба, механической прочностью, рентгеноконтрастностью, стойкостью к кислотной эрозии, обладает химической адгезией к дентину и эмали, предупреждает развитие вторичного кариеса за счет пролонгированного выделения ионов фтора, соответствует требованиям ГОСТ Р 31578-2012.

Способ применения: Кариозную полость готовить по общепринятой методике. Препарированную полость промыть водой и просушить воздухом, внести кондиционер при помощи ватного аппликатора на 10 — 15 с, затем промыть полость водой и просушить слабой струёй воздуха. Готовить материал при температуре 18-23°С на стеклянной пластине или специальном блокноте пластмассовым или металлическим шпателем. Порошок и жидкость смешать в весовом соотношении 2,7-2,8 : 1, что соответствует 1 ложке порошка без верха на 1 каплю жидкости, сначала с полной порцией жидкости смешать половину порции порошка в течение 15 с, затем ввести оставшуюся часть порошка, перемешать 15 с, до получения однородного цементного теста. Рабочее время материала составляет 2-2,5 минуты, при температуре 18-23°С, более высокая температура сокращает рабочее время и тогда материал рекомендуем замешать на охлаждённом стекле. Окончательное время твердения цемента составляет 5-6 минут с момента начала замешивания. По истечении этого времени можно приступить к дальнейшему этапу пломбирования.

Форма выпуска

Порошок цвет белый или А2, или А3 (банка) - 20 г.
Затворная жидкость (флакон-капельница №1) - 10 мл.
Жидкость-кондиционер (флакон-капельница №2) - 10 мл.
Рекомендация по применению - 1 шт.
Ложка мерник - 1 шт.
Блок для смешивания - 1 шт.

Условия хранения: Хранить при температуре от +5°С до +40°С в сухом месте. Банка с порошком и флаконы с жидкостями должны быть всегда закрыты. Избегать попадания влаги!

Утилизация отходов: Отходы после использования «Целит Иономер ПХ» в виде остатков порошка, жидкости, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Срок годности: 2 года.

Изготовитель: ООО «Целит», 394002, г. Воронеж, ул. Димитрова 124И, тел. +7(473) 279-76-82, 279-78-87, факс +7(473) 237-61-06, www.celit.ru

Наименование производственной площадки: 394002, ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и, тел. +7 (473) 279-76-82, 279-78-87, факс +7 (473) 237-61-06

Уполномоченный представитель в Республике Беларусь: ЗАО «Белмедпоставка», 225730, Республика Беларусь, Брестская область, Пинский р.-н, д. Пинковичи, ул. Поперечная, 36

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru