УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ООО «Белла-Мед»
_____ Н.М. Шендеров
25 апреля 2022г.
м.п.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«Бинт медицинский фиксирующий тканый нестерильный»
СТБ 2144-2010

Наименование изделия медицинского назначения:
«Бинт медицинский фиксирующий тканый нестерильный»

Варианты исполнения изделия медицинского назначения:
1. Бинт медицинский фиксирующий тканый нестерильный 100ммх5,0м.
2. Бинт медицинский фиксирующий тканый нестерильный 140ммх7,0м.

Назначение:
Бинт нестерильный предназначен для использования в качестве перевязочного средства.

Потенциальные пользователи:
Пациенты, нуждающиеся в нестерильном перевязочном материале.

Область применения:
Бинт предназначен для одноразового применения в домашних условиях, а так же в учреждениях здравоохранения.

Показания к применению
Предназначен для физиологического фиксирования суставов (при ушибах, вывихах, растяжениях, травмах) и мягких тканей, где необходимо использовать нестерильный перевязочный материал.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость компонентов сырья, открытые травмы, местные заболевания кожи.

Меры предосторожности:
Перед использованием проконсультироваться с врачом.

Возможные побочные действия:
Аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов сырья.

Комплектность поставки:
Бинт одного типоразмера в потребительской упаковке с маркировкой.

Состав:
хлопок – 100%.

Кратность применения:
По режиму эксплуатации бинт относится к изделию однократного использования.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись _____

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Гарантии изготовителя:

❖ Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик при соблюдении условий транспортирования и хранения.

❖ Срок хранения нестерильных бинтов – пять лет с даты изготовления.

Внимание! Несоблюдение условий хранения может привести к изменению рабочих характеристик изделия медицинского назначения и сокращению срока его хранения.
Производитель не несет ответственность за потерю качества изделия медицинского назначения, вызванную несоблюдением условий хранения и транспортирования, установленных для данного вида продукции.

Условия хранения:

Хранить в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действия солнечных лучей; следует располагать на подтоварнике и стеллажах на расстоянии от пола не менее 20см.

Утилизация

Использованные изделия и изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока хранения или других причин, утилизируются как бытовые отходы.

Производитель (разработчик):

Общество с ограниченной ответственностью «Белпа-мед»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кузьмы Чорного, д.31, пом.9, каб.6
тел./факс +375 17 243 81 16
e-mail: belpa-minsk@tut.by
Сайт www.belpa-med.com

Адрес производства: 222338, Республика Беларусь, Минская область,
Молодечненский р-н, д.Носилово, ул.Новая, д.2, к.1
Телефон/факс.+375 176 72 66 04
E-mail: belpa@tut.by. Сайт www.belpa-med.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Польза» (ООО «Польза»)
214036, Россия, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Смольянинова, д.15, оф.515
Телефон: +7 495 668-07-74
E-mail: polza_orto@mail.ru

Символы на маркировке потребительской упаковки



Выбросить в урну



Знак вторичной переработки «Петля Мебиуса» (5 PP – Полипропилен)

КОПИЯ ВЕРНА
подпись
Шелепевич Е.А.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru