УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "ОЭЗ "ВладМиВа"
В.П. Чуев
"___" _____ 2021 г.

Версия/Version: №10 от 08.11.2018
RU

Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
медицинского изделия
Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба
«АНГИДРИН»®
по ТУ 9391-035-45814830-2000

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба «АНГИДРИН» (далее по тексту - жидкость «Ангидрин») предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов.

Жидкость «Ангидрин» предназначена для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения. Область применения – стоматология.

Показания к применению: необходимость проведения обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба или протеза (определяет только врач-стоматолог исходя из проводимого лечения).

Противопоказания к применению: применение жидкости «Ангидрин» не рекомендовано при наличии аллергической реакции или повышенной чувствительности пациента (пользователя) к отдельным компонентам жидкости.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав жидкости «Ангидрин» входят легколетучие органические соединения: этилацетат, изопропиловый спирт и изоамилацетат. Жидкость «Ангидрин» удобна в использовании, легко испаряется и не требует применения осушающей струи сжатого воздуха. Применение жидкости «Ангидрин» позволяет быстро и качественно обезжирить и просушить зубные и протезные поверхности перед фиксацией, обеспечивая адгезию фиксирующего цемента; при обработке культи «живого» зуба не вызывает болезненных ощущений. Время высыхания (улетучивания) – не более 2 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Ватным тампоном, пропитанным жидкостью «Ангидрин», или с помощью пипетки обрабатывают подготовленную полость или поверхность протезируемого зуба или зубного протеза. Высушивание и обезжиривание поверхности происходит в течение 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха. Использование струи сухого и обезжиренного воздуха ускоряет просушивание.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При случайном попадании на слизистую полости рта, на открытые участки кожи у особо чувствительных пациентов (пользователей) может вызвать кратковременное чувство жжения.

В отдельных случаях у особо чувствительных пациентов (пользователей) возможны аллергические реакции на компоненты, входящие в состав жидкости.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость (флакон) - 20 мл или 30 мл
Крышка-капельница - 1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
или	
Жидкость (флакон)	- 100 мл
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном месте, в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +25°С.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от – 30°С до + 30°С

Срок годности - 3 года.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие изделия в упаковке предприятия-изготовителя в течение его срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ:

⚠ ***Беречь от огня!***

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению его срока годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения!!!

УТИЛИЗАЦИЯ

Неиспользованные остатки жидкости «Ангидрин» могут быть отнесены к отходам класса А по СанПин 2.1.7.2790. Остатки жидкости «Ангидрин» в небольших количествах безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Большие количества жидкости рекомендуется собрать в отдельную емкость и сдать на утилизацию в специализированную организацию по сбору и переработке химической продукции.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03514 от 11.09.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке

⚠***О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), неуказанных в инструкции побочных эффектов или аллергических реакций просим сообщать производителю.***

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»
(АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555
факс (4722) 20-10-10
postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Символы/Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

 - Производитель/Manufacturer

EC REP - Уполномоченный представитель в Европейском сообществе/Authorized representative in the European community

 - Маркировка CE в соответствии с MDD 93/42/EEC/CE label in accordance with MDD 93/42/EEC

 - Беречь от влаги/Store in a dry place

 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight

 - Использовать до/Expiry date

LOT - Код партии/Batch number

 - Температурный диапазон/Temperature limitation

Packer - Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **UK** – украинский язык/Ukrainian, **KK** – казахский язык/Kazakh, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French - коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/ Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru