Маска медицинская
из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010

3-х слойная нестерильная на резинках

50 штук



Инструкция по применению:
1. Достать маску из упаковки и расположить её горизонтально перед лицом, держа за резинки.
2. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской.
3. Слегка продавить пальцами проволочку в верхней части маски слева и справа от носа для более удобного расположения маски на лице.

Рекомендуемое время использования не более 2 часов!

Использованные маски относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Возможна утилизация с бытовыми отходами.

Хранить в проветриваемых помещениях, в защищённом от солнечных лучей и атмосферных воздействий месте, вдали от источников тепла.

ТУ 9398-001-64260744-2010
РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

Срок годности - 5 лет.
Дата изготовления: февраль 2023 г.
Номер партии: П50022023





4 612734 310391

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

SENSE®
professional

Произведено и упаковано: ООО «МАСКА», Россия, 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, линия 14, д. 31-33, пом. 14-Н, литер А.
Телефон для предъявления претензий: +7 (812) 670-80-80
www.senserussia.com

KZ Бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бетперде ТШ 9398-001-64260744-2010 бойынша.
3 қабатты стерильді емес резеңке бауы бар.
50 дана.

Қолдану жөніндегі нұсқаулық:
1. Бетпердені қаптамадан алып резеңке бауынан ұстап тұрып бет алдына көлденең орналастыру керек.
2. Резеңке бауды құлаққа іліп, мұрын мен ауыз бетпердемен жабылып тұратындай етіп бетпердені кию керек.
3. Бетперденің бетте ыңғайлы жабысып тұруы үшін бетперденің жоғарғы жағындағы сымды саусақпен мұрынның оң және сол жағынан басу керек.

Ұсынылған пайдалану уақыты 2 сағаттан көп емес!

Пайдаланылған бетперделер Б класының қалдығына жатады және СанЕмН 2.1.7.2790-10 сәйкес утилизацияланады. Тұрмыстық қалдықтармен утилизациялануы мүмкін.

Желдетілетін бөлмелерде, күн сәулесінен және атмосфера әсерінен қорғалған жерде, жылу көзінен қашықта сақтау керек.

ТШ 9398-001-64260744-2010
ТК ҚР-ММБ-5№017989
Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.
Дайындалған күні: ақпан 2023 ж.
Партия нөмірі: П50022023

Өндірілген және қапталған: «МАСКА» ЖШҚ Ресей, 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 14 желісі, 31-33 үй, 14-Н бөлме, литер А
Шағым білдіруге арналған телефон: +7 (812) 670-80-80
www.senserussia.com