ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения
материал стоматологический для
обработки и очистки корневых каналов Canal+ Cream

Удобство введения благодаря смазывающему эффекту

Показания для применения:

- Подготовка корневых каналов с помощью файлеров и римеров
- Наличие кальцификатов в канале
- Узкие каналы в зубах бокового ряда
- Удаление смазанного слоя

Принцип действия:

- Способствует удалению неорганических веществ благодаря декальцинирующему действию ЭДТА. Облегчает введение материалов в канал вследствие смазывающего эффекта
- Способствует максимальному очищению стенок канала после удаления смазанного слоя

Комплект поставки:

- Canal+ Cream 7,0 г (5,4 мл) х 2
- Одноразовые насадки
- Масса нетто: 14 г

Способ применения:

1. Введите небольшое количество Canal+ Cream в устье канала.
2. Аккуратно продвигайте материал в канал с помощью тонкого файла или римера.
3. Добавляйте Canal + Cream при необходимости, пока канал не будет сформирован и очищен.

Использование поворотного кольца

- Так как материал может затвердеть под воздействием воздуха, после использования надевайте на иглу наконечник.
- Установите на шприц поворотное кольцо, чтобы облегчить его использование. С его помощью можно затянуть либо ослабить наконечник.

Предупреждение:

- Соблюдайте осторожность, Canal+ Cream может привести к перфорации
- Не допускайте попадания раствора в апекс корня
- Храните плотно закрытым.

Хранение

Хранить в помещении при температуре от +1 °С до +30 °С.

Срок годности

2 года с даты производства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель
META BIOMED CO., LTD

270, Osongsaengmyeong 1-ro,
Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea
Корея
Тел.: +82-43-218-1981 Факс: +82-43-218-1985
Эл. почта: info@meta-biomed.com

Претензии к качеству продукта следует направлять в адрес ООО «Биомапас» Россия, ОГРН 1147746458408, Российская Федерация, 105064, Москва, ул.Земляной дом 9, этаж 4, помещение II, комната 84.
Email: septodontmd_ra@biomapas.com
Тел.: +7 (499) 130-60-46

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru